

BOSS

INSTRUMENTS LTD

Cardiovascular and Thoracic Instruments (心臟血管外科用)



BOSS

INSTRUMENTS LTD

Cardiovascular & Thoracic Instruments, Volume II

ボス剪刀	50-1600	外科剪刀 直 片尖片鈍 T C 14cm	13B1X00078090016	3
ボス剪刀	50-1610	外科剪刀 反 片尖片鈍 T C 14cm	13B1X00078090016	3
ボス剪刀	50-1620	外科剪刀 直 両尖 T C 14cm	13B1X00078090016	3
ボス剪刀	50-1630	外科剪刀 反 両尖 T C 14cm	13B1X00078090016	3
ボス剪刀	50-1640	外科剪刀 直 両鈍 T C 14cm	13B1X00078090016	4
ボス剪刀	50-1650	外科剪刀 反 両鈍 T C 14cm	13B1X00078090016	4
ボス剪刀	50-3005	アリス剪刀 反 T C 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	50-3006	アリス剪刀 直 T C 11.5cm	13B1X00078090016	4
ボス剪刀	55-9000	アリス剪刀 直 鋸刃 10.5cm	13B1X00078090016	4
ボス剪刀	55-9001	アリス剪刀 直 鋸刃 11.5cm	13B1X00078090016	4
ボス剪刀	55-9002	アリス剪刀 反 鋸刃 10.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	55-9003	アリス剪刀 反 鋸刃 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	56-9001	アリス剪刀 直 S C 11.5cm	13B1X00078090016	4
ボス剪刀	56-9003	アリス剪刀 反 S C 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	50-3035	ストラビズムス剪刀 反 両鈍 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	50-3036	ストラビズムス剪刀 直 両鈍 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	50-3040	ストラビズムス剪刀 反 両鈍 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	50-3041	ストラビズムス剪刀 直 両鈍 11.5cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	55-9010	切開剪刀 直 鋸刃 S C 12cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	55-9011	切開剪刀 反 鋸刃 S C 12cm	13B1X00078090016	5
ボス剪刀	55-9015	スティーブンス剪刀 直 鋸刃 11.5cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	55-9016	スティーブンス剪刀 反 鋸刃 11.5cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	55-9017	スティーブンス剪刀 直 鋸刃 14cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	55-9018	スティーブンス剪刀 反 鋸刃 14cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	56-9080	レイノルズジェームソン剪刀 反 18cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	56-9081	レイノルズジェームソン剪刀 反 16cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	56-9082	レイノルズジェームソン剪刀 反 18cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	65-1150	レイノルズ切開剪刀 スライトカーブ 15cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	65-1152	レイノルズ切開剪刀 スライトカーブ 鋸刃 15cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	65-1153	レイノルズ切開剪刀 スライトカーブ 18cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	65-1154	レイノルズ切開剪刀 スライトカーブ 鋸刃 18cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	65-1170	レイノルズジェームソン剪刀 16cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	65-1172	レイノルズジェームソン剪刀 18cm	13B1X00078090016	6
ボス剪刀	50-1860	メーヨ剪刀 反 T C 23cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	50-1870	メーヨ剪刀 直 T C 23cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	51-1800	メーヨ剪刀 反 T C 14cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	51-1820	メーヨ剪刀 反 T C 17cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	51-1830	メーヨ剪刀 直 T C 17cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9020	メーヨ剪刀 直 鋸刃 14cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9021	メーヨ剪刀 直 鋸刃 17cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9023	メーヨ剪刀 直 鋸刃 23cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9030	メーヨ剪刀 反 鋸刃 14cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9031	メーヨ剪刀 反 鋸刃 17cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9033	メーヨ剪刀 反 鋸刃 23cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	55-9038	メーヨ剪刀 反 鋸刃 28cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9020	メーヨ剪刀 直 S C 14cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9021	メーヨ剪刀 直 S C 17cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9023	メーヨ剪刀 直 S C 23cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9031	メーヨ剪刀 反 S C 17cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9033	メーヨ剪刀 反 S C 23cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9037	メーヨ剪刀 直 S C 28cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	56-9038	メーヨ剪刀 反 S C 28cm	13B1X00078090016	7
ボス剪刀	50-1800	メーヨスチーレ剪刀 反 T C 15cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	50-1810	メーヨスチーレ剪刀 直 T C 15cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	50-1820	メーヨスチーレ剪刀 反 T C 17cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	50-1830	メーヨスチーレ剪刀 直 T C 17cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	55-9041	メーヨスチーレ剪刀 直 鋸刃 15cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	55-9042	メーヨスチーレ剪刀 直 鋸刃 17cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	55-9043	メーヨスチーレ剪刀 反 鋸刃 15cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	55-9044	メーヨスチーレ剪刀 反 鋸刃 17cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	56-9041	メーヨスチーレ剪刀 直 S C 15cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	56-9042	メーヨスチーレ剪刀 直 S C 17cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	56-9043	メーヨスチーレ剪刀 反 S C 15cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	56-9044	メーヨスチーレ剪刀 反 S C 17cm	13B1X00078090016	8
ボス剪刀	50-1710	メッツェンバウム剪刀 反 T C 14cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	50-1720	メッツェンバウム剪刀 直 T C 14cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	50-1750	メッツェンバウム剪刀 反 T C 18cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	50-1760	メッツェンバウム剪刀 直 T C 18cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	50-1770	メッツェンバウム剪刀 反 T C 20cm	13B1X00078090016	9

販売名	規格 / 型式	届出番号	ページ
-----	---------	------	-----

ボス剪刀	55-9046	メツエンバウム剪刀 直 鋸刃 11.5cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	55-9047	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 11.5cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	55-9050	メツエンバウム剪刀 直 鋸刃 14cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	55-9051	メツエンバウム剪刀 直 鋸刃 18cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	55-9060	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 14cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	55-9061	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 18cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	55-9062	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 20cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	56-9046	メツエンバウム剪刀 直 SC 11.5cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	56-9047	メツエンバウム剪刀 反 SC 11.5cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	56-9051	メツエンバウム剪刀 直 SC 18cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	56-9060	メツエンバウム剪刀 反 SC 14cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	56-9061	メツエンバウム剪刀 反 SC 18cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	56-9062	メツエンバウム剪刀 反 SC 20cm	13B1X00078090016	9
ボス剪刀	50-1790	メツエンバウム剪刀 反 TC 23cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	50-1795	メツエンバウム剪刀 直 TC 23cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	50-1880	メツエンバウム剪刀 反 TC 28cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	50-1882	メツエンバウム剪刀 反 TC 30cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	55-9053	メツエンバウム剪刀 直 鋸刃 23cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	55-9054	メツエンバウム剪刀 直 鋸刃 26cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	55-9056	メツエンバウム剪刀 直 鋸刃 30cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	55-9063	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 23cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	55-9064	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 26cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	55-9066	メツエンバウム剪刀 反 鋸刃 30cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	56-9053	メツエンバウム剪刀 直 SC 23cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	56-9054	メツエンバウム剪刀 直 SC 26cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	56-9064	メツエンバウム剪刀 反 SC 26cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	56-9073	メツエンバウム剪刀 反 SC 23cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	56-9076	メツエンバウム剪刀 反 SC 30cm	13B1X00078090016	10
ボス剪刀	50-1711	メツエンバウム剪刀 反 先細 TC 14.5cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1721	メツエンバウム剪刀 直 先細 TC 14.5cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1751	メツエンバウム剪刀 反 先細 TC 18cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1761	メツエンバウム剪刀 直 先細 TC 18cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1771	メツエンバウム剪刀 反 先細 TC 20cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1791	メツエンバウム剪刀 反 先細 TC 23cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1793	メツエンバウム剪刀 反 先細 鋸刃 TC 25.4cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1796	メツエンバウム剪刀 直 先細 TC 23cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9068	メツエンバウム剪刀 直 先細 鋸刃 14.5cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9069	メツエンバウム剪刀 直 先細 鋸刃 18cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9071	メツエンバウム剪刀 反 先細 鋸刃 14.5cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9072	メツエンバウム剪刀 反 先細 鋸刃 18cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9073	メツエンバウム剪刀 反 先細 鋸刃 20cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9074	メツエンバウム剪刀 反 先細 鋸刃 23cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	55-9075	メツエンバウム剪刀 反 先細 鋸刃 25.4cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	56-9063	メツエンバウム剪刀 反 先細 SC 20cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	56-9071	メツエンバウム剪刀 反 先細 SC 14.5cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	56-9072	メツエンバウム剪刀 反 先細 SC 18cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	56-9074	メツエンバウム剪刀 反 先細 SC 23cm	13B1X00078090016	11
ボス剪刀	50-1712	メツエンバウム剪刀 反 両尖 TC 14.6cm	13B1X00078090016	12
ボス剪刀	50-1722	メツエンバウム剪刀 直 両尖 TC 14.6cm	13B1X00078090016	12
ボス剪刀	50-1752	メツエンバウム剪刀 反 両尖 TC 18cm	13B1X00078090016	12
ボス剪刀	50-1762	メツエンバウム剪刀 直 両尖 TC 18cm	13B1X00078090016	12
ボス剪刀	50-1792	メツエンバウム剪刀 反 両尖 TC 23cm	13B1X00078090016	12
ボス剪刀	50-1797	メツエンバウム剪刀 直 両尖 TC 23cm	13B1X00078090016	12
ボス剪刀	50-1900	ワイヤーカッティング剪刀 反 12cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	55-9120	フォックス剪刀 直 鋸刃 12.5cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	55-9121	フォックス剪刀 反 鋸刃 12.5cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	55-9125	ジョセフ剪刀 直 鋭 鋸刃 15cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	55-9126	ジョセフ剪刀 反 鋭 鋸刃 15cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	55-9130	ケリー剪刀 直 鋭 鋸刃 16cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	55-9131	ケリー剪刀 反 鋭 鋸刃 16cm	13B1X00078090016	13
ボス剪刀	65-1022	ウィラウアー剪刀 直 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1023	ウィラウアー剪刀 反 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1024	ウィラウアー剪刀 直 30.5cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1025	ウィラウアー剪刀 反 30.5cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1029	デュフィールド血管剪刀 直 極先細 17.1cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1030	デュフィールド血管剪刀 反 先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1032	デュフィールド血管剪刀 反 極先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1038	チャーチ剪刀 直 18cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1039	チャーチ剪刀 反 18cm	13B1X00078090016	14

ボス剪刀	65-1040	チャーチ剪刀 直 ベリー 先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1042	チャーチ剪刀 反 ベリー 先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1050	グラハム血管剪刀 直 ベリー 先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1052	グラハム血管剪刀 反 ベリー 先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1070	リンカーン剪刀 直 ベリー 先細 17.1cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1075	リンカーン剪刀 直 ベリー 先細 25.4cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1080	リンカーン剪刀 直 ベリー 先細 17.1cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1085	リンカーン剪刀 直 ベリー 先細 26.7cm	13B1X00078090016	14
ボス剪刀	65-1090	ソスレック剪刀 強弯 19cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1091	ソスレック剪刀 強弯 25.4cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1093	ヨーゲンセン剪刀 強弯 23cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1160	サティンスキー剪刀 S カーブ 24.8cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1185	ドベーカー剪刀 反 弁剪刀 19cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1220	デマーテル剪刀 反 両尖 18cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1222	デマーテル剪刀 直 両尖 18cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1224	デマーテル剪刀 反 両鈍 18cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1226	デマーテル剪刀 直 両鈍 18cm	13B1X00078090016	15
ボス剪刀	65-1096	クラフォード肺剪刀 30.5cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1099	ポッツミス切開剪刀 反 18cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1102	ポッツミス切開剪刀 反 23cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1104	ポッツミス切開剪刀 反 28cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1112	ポッツミス切開剪刀 反 30.5cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1114	ポッツミス切開剪刀 反 35.5cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1165	クーリー剪刀 反 18.5cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1167	クーリー剪刀 反 23cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1169	クーリー剪刀 反 30.5cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1560	トンブソン剪刀 弯 曲 鋸刃 21.5cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	65-1562	トンブソン剪刀 弯 曲 鋸刃 25.4cm	13B1X00078090016	16
ボス剪刀	55-9085	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 25度 鋸刃	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	55-9086	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 45度 鋸刃	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	55-9087	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 60度 鋸刃	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	55-9088	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 90度 鋸刃	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	55-9089	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 120度 鋸刃	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	56-9085	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 25度 SC	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	56-9086	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 45度 SC	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	56-9087	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 60度 SC	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	56-9088	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 90度 SC	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	56-9089	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 120度 SC	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1175	ドベーカー剪刀 スライトカーブ 17.1cm	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1180	ドベーカー剪刀 フルカーブ 18cm	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1201	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 25度	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1202	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 45度	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1203	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 60度	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1204	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 90度	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1205	ディートリッヒ冠動脈血管剪刀 反 120度	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1250	ペリフェラル剪刀 反 25度 12.5cm	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1251	ペリフェラル剪刀 反 45度 12.5cm	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1252	ペリフェラル剪刀 反 60度 12.5cm	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	65-1253	ペリフェラル剪刀 反 90度 12.5cm	13B1X00078090016	17
ボス剪刀	55-9091	ポッツミス剪刀 反 25度 鋸刃 19cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	55-9092	ポッツミス剪刀 反 45度 鋸刃 19cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	55-9093	ポッツミス剪刀 反 60度 鋸刃 19cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1190	ビールコロナリー剪刀 反 25度 刃先 10mm 17.1cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1192	ビールコロナリー剪刀 反 45度 刃先 10mm 17.1cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1194	ビールコロナリー剪刀 反 60度 刃先 10mm 17.1cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1196	ビールコロナリー剪刀 反 90度 刃先 10mm 17.1cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1198	ビールコロナリー剪刀 反 120度 刃先 10mm 17.1cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1300	ポッツミス剪刀 反 25度 19cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1301	ポッツミス剪刀 反 45度 19cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1302	ポッツミス剪刀 反 60度 19cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1322	ファヴァローコロナリー剪刀 反 130度 柄弯 17cm	13B1X00078090016	18
ボス剪刀	65-1520	血管剪刀 反 25度 18.5cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1521	血管剪刀 反 45度 18.5cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1522	血管剪刀 反 60度 18.5cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1530	血管剪刀 反 25度 デリケート 18cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1531	血管剪刀 反 45度 デリケート 18cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1532	血管剪刀 反 60度 デリケート 18cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1533	血管剪刀 反 90度 デリケート 18cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1534	血管剪刀 反 125度 デリケート 18cm	13B1X00078090016	19

ボス剪刀	65-1535	血管剪刀 反 105 度 デリケート 18cm	13B1X00078090016	19
ボス剪刀	65-1540	血管剪刀 反 25 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	65-1541	血管剪刀 反 45 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	65-1542	血管剪刀 反 60 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	65-1543	血管剪刀 反 90 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	65-1544	血管剪刀 反 125 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	65-1545	血管剪刀 反 125 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	65-1546	血管剪刀 反 105 度 エキストラデリケート 18cm	13B1X00078090016	20
ボス剪刀	98-6305	マイクロ剪刀 曲 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6307	マイクロ剪刀 曲 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6310	マイクロ剪刀 曲 丸ハンドル 7mm 18cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6315	マイクロ剪刀 直 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6317	マイクロ剪刀 直 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6320	マイクロ剪刀 直 丸ハンドル 7mm 14.3cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6488	マイクロ剪刀 直 丸ハンドル 7mm 12cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6490	マイクロ剪刀 反 丸ハンドル 7mm 12cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6505	マイクロ剪刀 反 丸ハンドル 8mm 18cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6506	マイクロ剪刀 反 丸ハンドル 8mm 18cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6510	マイクロ剪刀 直 丸ハンドル 8mm 18cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6511	マイクロ剪刀 直 丸ハンドル 8mm 18cm	13B1X00078090016	21
ボス剪刀	98-6308	マックファーソン剪刀 反 長 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6318	マックファーソン剪刀 直 長 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6309	外膜用縫合切開剪刀 反 長 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6319	外膜用縫合切開剪刀 直 長 丸ハンドル 8mm 15cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6515	外膜用縫合剪刀 反 長 丸ハンドル 10mm 18cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6517	外膜用縫合剪刀 直 長 丸ハンドル 10mm 18cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6530	外膜用縫合剪刀 直 長 丸ハンドル 8mm 21cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	98-6532	外膜用縫合剪刀 反 長 丸ハンドル 8mm 21cm	13B1X00078090016	22
ボス剪刀	65-1490	マイクロ血管剪刀 直 ダブルアクション 14.6cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1491	マイクロ血管剪刀 反 ダブルアクション 14.6cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1495	マイクロ血管剪刀 直 ダブルアクション 18.5cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1496	マイクロ血管剪刀 反 ダブルアクション 18.5cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1585	マイクロ血管剪刀 反 25 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1586	マイクロ血管剪刀 反 45 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1587	マイクロ血管剪刀 反 60 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1588	マイクロ血管剪刀 反 90 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1589	マイクロ血管剪刀 反 120 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1680	マイクロ血管剪刀 直 ダブルアクション 18.5cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1684	マイクロ血管剪刀 反 ダブルアクション 18.5cm	13B1X00078090016	23
ボス剪刀	65-1578	ロートン血管剪刀 反 60 度 右カーブチップ 17.5cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1579	ロートン血管剪刀 反 60 度 左カーブチップ 17.5cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1600	バルブリーフレット剪刀 反 45 度 14cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1601	アーテリオトミー剪刀 反 60 度 平ハンドル 13.7cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1625	ヤコブソン血管剪刀 反 25 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1627	ヤコブソン血管剪刀 反 45 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1629	ヤコブソン血管剪刀 反 60 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1631	ヤコブソン血管剪刀 反 90 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1635	ヤコブソン血管剪刀 反 45 度 平ハンドル 18cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	80-3200	カストロヴィエホ剪刀 反 小 10.8cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	80-3205	カストロヴィエホ剪刀 反 中 10.8cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	80-3207	カストロヴィエホ剪刀 反 大 10.8cm	13B1X00078090016	24
ボス剪刀	65-1590	冠動脈剪刀 反 25 度 ボールチップ有 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1591	冠動脈剪刀 反 45 度 ボールチップ有 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1592	冠動脈剪刀 反 60 度 ボールチップ有 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1593	冠動脈剪刀 反 90 度 ボールチップ有 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1594	冠動脈剪刀 反 120 度 ボールチップ有 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1650	冠動脈剪刀 反 25 度 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1651	冠動脈剪刀 反 45 度 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1652	冠動脈剪刀 反 60 度 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1653	冠動脈剪刀 反 90 度 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1654	冠動脈剪刀 反 120 度 17cm	13B1X00078090016	25
ボス剪刀	65-1580	マイクロ血管剪刀 反 25 度 丸ハンドル 18cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1581	マイクロ血管剪刀 反 45 度 丸ハンドル 18cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1582	マイクロ血管剪刀 反 60 度 丸ハンドル 18cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1583	マイクロ血管剪刀 反 90 度 丸ハンドル 18cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1584	マイクロ血管剪刀 反 120 度 丸ハンドル 18cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1660	冠動脈剪刀 反 25 度 丸ハンドル 20cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1665	冠動脈剪刀 反 45 度 丸ハンドル 20cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1666	冠動脈剪刀 反 60 度 丸ハンドル 20cm	13B1X00078090016	26

ボス剪刀	65-1667	冠動脈剪刀 反 90度 丸ハンドル 20cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1668	冠動脈剪刀 反 120度 丸ハンドル 20cm	13B1X00078090016	26
ボス剪刀	65-1566	ヤサギル剪刀 反 45度 19cm	13B1X00078090016	27
ボス剪刀	65-1568	ヤサギル剪刀 反 125度 19cm	13B1X00078090016	27
ボス剪刀	65-1570	ミルズサーカム剪刀 反 125度 ポールチップ付 18.5cm	13B1X00078090016	27
ボス剪刀	65-1602	弁剪刀 ワン 18cm	13B1X00078090016	27
ボス鑷子	50-1500	アドソン鑷子 無鉤 TC 12cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	50-1501	アドソン鑷子 無鉤 TC 15cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	50-1503	アドソン鑷子 有鉤 TC 12cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	50-1504	アドソン鑷子 有鉤 マイクロ TC 12cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	50-1505	アドソン鑷子 有鉤 TC 15cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	50-1510	外科鑷子 無鉤 TC 15cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	50-1580	外科鑷子 1.5mm 無鉤 TC 20cm	13B1X00078090013	29
ボス鑷子	10-6585	ロシアン鑷子 15cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6587	ロシアン鑷子 20cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6589	ロシアン鑷子 25.4cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6595	ロシアン鑷子 30.5cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6596	ロシアン鑷子 35.6cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6597	ロシアン鑷子 40.6cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6598	ロシアン鑷子 45.7cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6700	マッキンドー鑷子 無鉤 15cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	10-6702	マッキンドー鑷子 無鉤 スムース 15cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1513	マッキンドー鑷子 無鉤 TC 15cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1515	ワングステンティーン鑷子 TC 15cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1526	ポッツミス鑷子 無鉤 TC 18cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1527	ポッツミス鑷子 無鉤 TC 20cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1530	ポッツミス鑷子 無鉤 TC 23cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1531	ポッツミス鑷子 無鉤 TC 25.4cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1535	ワングステンティーン鑷子 TC 23cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1550	エヴァンス鑷子 TC 25.4cm	13B1X00078090013	30
ボス鑷子	50-1520	クッシングドベーカー鑷子 TC 18cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	50-1521	クッシングドベーカー鑷子 曲 TC 18cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	50-1523	クッシング鑷子 デリケート TC 18cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	50-1525	クッシング鑷子 バイオネット TC 18cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	65-2125	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm 18.5cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	65-2125T	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm チタン 18.5cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	65-2126	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm 21cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	65-2126T	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm チタン 21cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	65-2260	ドベーカー鑷子 1mm 18cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	65-2262	ドベーカー鑷子 1mm 20cm	13B1X00078090013	31
ボス鑷子	50-1564	ドベーカー鑷子 1.5mm TC 15cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	50-1565	ドベーカー鑷子 1.5mm TC 19.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	50-1566	ドベーカー鑷子 1.5mm TC 24cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	50-1980	ドベーカー鑷子 2mm TC 18.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	50-1985	ドベーカー鑷子 1.5mm TC 21cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2220	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1.5mm 15cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2220T	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1mm チタン 15cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2221	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1.5mm 19.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2221T	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1mm チタン 19.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2222	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1.5mm 24cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2222T	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1mm チタン 24cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2223	ドベーカーディートリッヒ鑷子 1.5mm 30.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2230	ドベーカー鑷子 2mm 15cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2231	ドベーカー鑷子 2mm 19.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2232	ドベーカー鑷子 2mm 24cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2233	ドベーカー鑷子 2mm 30.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2350	ドベーカー鑷子 2mm 35.6cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2352	ドベーカー鑷子 2mm 40.5cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	65-2354	ドベーカー鑷子 2mm TC 46cm	13B1X00078090013	32
ボス鑷子	50-1560	ドベーカー鑷子 2mm TC 15cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	50-1561	ドベーカー鑷子 2mm TC 19.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	50-1562	ドベーカー鑷子 2mm TC 23cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	50-1563	ドベーカー鑷子 2mm TC 30.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2160	ドベーカー鑷子 2mm バイオネット 18cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2162	ドベーカー鑷子 2mm バイオネット 20cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2164	ドベーカー鑷子 1.5mm バイオネット 23cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2230T	ドベーカー鑷子 2mm チタン 15cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2231T	ドベーカー鑷子 2mm チタン 19.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2232T	ドベーカー鑷子 2mm チタン 24cm	13B1X00078090013	33


ボス鑷子	65-2233T	ドベーカー鑷子 2mm チタン 30.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2235	ドベーカー鑷子 2mm 曲 15cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2236	ドベーカー鑷子 2mm 曲 19.7cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2237	ドベーカー鑷子 2mm 曲 24cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2238	ドベーカー鑷子 2mm 曲 30.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2240	ドベーカー鑷子 3mm 15cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2240T	ドベーカー鑷子 3mm チタン 15cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2241	ドベーカー鑷子 3mm 19.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2241T	ドベーカー鑷子 3mm チタン 19.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2242	ドベーカー鑷子 3mm 24cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2242T	ドベーカー鑷子 3mm チタン 24cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2243	ドベーカー鑷子 3mm 30.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	65-2243T	ドベーカー鑷子 3mm チタン 30.5cm	13B1X00078090013	33
ボス鑷子	60-2183	レザノバルブグラスピング鑷子 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	60-2184	レザノバルブグラスピング鑷子 23cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	60-2185	レザノバルブグラスピング鑷子 31.8cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2100	ジェラルド鑷子 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2100T	ジェラルド鑷子 チタン 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2101	ジェラルド鑷子 有鉤 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2101T	ジェラルド鑷子 有鉤 チタン 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2102	ジェラルド鑷子 曲 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2103	ジェラルド鑷子 有鉤 曲 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2104	ジェラルド鑷子 35.6cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2105	ジェラルド鑷子 20cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2106	ジェラルド鑷子 有鉤 20cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2107	ジェラルド鑷子 有鉤 35.6cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2108	ジェラルド鑷子 有鉤 30.5cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2110	ジェラルド鑷子 23.5cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2111	ジェラルド鑷子 有鉤 23.5cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2120	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2120T	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm チタン 18cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2122	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm 20cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2123T	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm チタン 20cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2124	ジェラルドドベーカー鑷子 1mm 24cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2210	クーリー血管鑷子 15cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2212	クーリー血管鑷子 20cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2213	クーリー血管鑷子 24cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2214	クーリー血管鑷子 30.5cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2360	ドベーカー鑷子 3mm 35.6cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2362	ドベーカー鑷子 3mm 40.6cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	65-2364	ドベーカー鑷子 3mm 45.7cm	13B1X00078090013	34
ボス鑷子	50-1570	ジェラルド鑷子 1mm T C 18cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	50-1572	ジェラルド鑷子 1mm 先細 T C 23cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	50-1573	ジェラルド鑷子 1mm T C 25.4cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	50-1574	ジェラルド鑷子 有鉤 1mm T C 25.4cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	50-1575	ジェラルド鑷子 有鉤 1mm T C 18cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2127	ジェラルド鑷子 1mm 18cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2128	ジェラルド鑷子 1mm 19.5cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2129	ジェラルド鑷子 1mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2132	ジェラルド鑷子 1mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2133	ジェラルド鑷子 1mm ダスト 20cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2134	ジェラルド鑷子 1mm ダスト 25.4cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2135	ジェラルド鑷子 1mm 25.4cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2136	ジェラルド鑷子 1mm 30.5cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-2137	ジェラルド鑷子 1mm ダスト 23cm	13B1X00078090013	35
ボス鑷子	65-5015	マイクロリング鑷子 曲 1mm ダスト 15cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5016	マイクロリング鑷子 曲 1mm ダスト 18.5cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5017	マイクロリング鑷子 曲 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5018	マイクロリング鑷子 曲 1mm ダスト 23cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5019	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 15cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5020	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 18.5cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5020T	マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン 18.5cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5021	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5021T	マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン 21cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5022	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 23cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5022T	マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン 23cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5023	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 25.4cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5023T	マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン 25.4cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5024T	マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン 15cm	13B1X00078090013	36

ボス鑷子	65-5025T	マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン 18.5cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5026T	マイクロリング鑷子 直 1mm ダスト チタン 21cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-5040	マイクロリング鑷子 有鉤 1×2 1mm 18.2cm	13B1X00078090013	36
ボス鑷子	65-4927	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 23cm	13B1X00078090013	37
ボス鑷子	65-5025	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 18.5cm	13B1X00078090013	37
ボス鑷子	65-5025C	マイクロリング鑷子 曲 1mm ダスト 18.5cm	13B1X00078090013	37
ボス鑷子	65-5026	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	37
ボス鑷子	65-5026C	マイクロリング鑷子 曲 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	37
ボス鑷子	65-2115	ジェラルドリング鑷子 1mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-2115T	ジェラルドリング鑷子 1mm ダスト チタン 18cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-2117	ジェラルドリング鑷子 1mm ダスト 20cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-2117T	ジェラルドリング鑷子 1mm ダスト チタン 21cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-5225	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-5226	マイクロリング鑷子 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-5227	ジェラルドリング鑷子 2.5mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-5229	ジェラルドリング鑷子 2.5mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	38
ボス鑷子	65-4880	スーチャタイピング鑷子 ダスト 12cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-4882	スーチャタイピング鑷子 曲 ダスト 12cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-4886	スーチャタイピング鑷子 ダスト 14cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-4888	スーチャタイピング鑷子 曲 ダスト 14cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5027	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト 15cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5027C	マイクロ鑷子 曲 先端 1mm ダスト 15cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5028	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5028T	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト チタン 18cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5029	マイクロ鑷子 曲 先端 1mm ダスト 18cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5029T	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト チタン 18cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5030	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5030T	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト チタン 21cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5031	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5031-IT	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト チタン 23cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5032	マイクロ鑷子 曲 先端 1mm ダスト 21cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5033	マイクロ鑷子 曲 先端 1mm ダスト 25.4cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5034	マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト 25.4cm	13B1X00078090013	39
ボス鑷子	65-5035	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 19cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5035T	マイクロ鑷子 先端細 ダスト チタン 19cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5036	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 18cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5036T	マイクロ鑷子 先端細 ダスト チタン 18cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5037	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 18cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5037C	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 18cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5039	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 21cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5039C	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 21cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5039T	マイクロ鑷子 先端細 ダスト チタン 21cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5041	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 23cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	65-5041C	マイクロ鑷子 先端細 ダスト 23cm	13B1X00078090013	40
ボス鑷子	98-6108	マイクロ鑷子 ダスト	13B1X00078090013	40
ボス持針器	50-1157	オルセンヘガール持針器 スムース TC 11.5cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-1158	オルセンヘガール持針器 TC 11.5cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-1160	オルセンヘガール持針器 TC 14cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-1170	オルセンヘガール持針器 TC 16.5cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-1171	オルセンヘガール持針器 スムース TC 16.5cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-1180	オルセンヘガール持針器 TC 19cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2405	クライルウッド持針器 スムース TC 15cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2406	クライルウッド持針器 TC 15cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2407	クライルウッド持針器 TC 18cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2408	クライルウッド持針器 TC 20cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2409	クライルウッド持針器 TC 23cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2410	クライルウッド持針器 TC 25.4cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2412	クライルウッド持針器 TC 30.5cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2414	クライルウッド持針器 TC 35.6cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2416	クライルウッド持針器 TC 40.6cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2427	クライルウッド持針器 曲 TC 18cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2429	クライルウッド持針器 曲 TC 23cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2432	クライルウッド持針器 左手用 TC 15cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2433	クライルウッド持針器 左手用 TC 18cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2434	クライルウッド持針器 左手用 TC 20cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2435	クライルウッド持針器 左手用 TC 23cm	13B1X00078090008	43
ボス持針器	50-2469	ライダー持針器 幅 1mm TC 13cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2470	ライダー持針器 幅 1mm TC 15cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2471	ライダー持針器 幅 1mm TC 18cm	13B1X00078090008	44


ボス持針器	50-2472	ライダー持針器 幅 1mm T C 20cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2473	ライダー持針器 幅 1mm T C 23cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2474	ライダー持針器 幅 1mm T C 25.4cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2507	ユーフレートバスク持針器 T C 15cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2509	ユーフレートバスク持針器 T C 20cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2511	ユーフレートバスク持針器 T C 14cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2513	ユーフレートバスク持針器 T C 18cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2523	ユーフレートバスク持針器 T C 23cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-2508	ユーフレートバスク持針器 ダスト 14cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-2510	ユーフレートバスク持針器 ダスト 20cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-2512	ユーフレートバスク持針器 ダスト 18cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-2519	ユーフレートバスク持針器 ダスト 15cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-2524	ユーフレートバスク持針器 ダスト 23cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-5095	ライダー持針器 幅 1mm ダスト 16cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-5096	ライダー持針器 幅 1mm ダスト 18.5cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	65-5098	ライダー持針器 幅 1mm ダスト 23cm	13B1X00078090008	44
ボス持針器	50-2480	イントラ持針器 幅 1mm T C 18cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2481	イントラ持針器 幅 1mm T C 20cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2482	イントラ持針器 幅 1mm T C 23cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2483	イントラ持針器 幅 1mm T C 25.4cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2484	イントラ持針器 幅 1mm T C 30.5cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2485	イントラ持針器 幅 1mm T C 35.5cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2486	イントラ持針器 幅 1mm T C 13cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-2487	イントラ持針器 幅 1mm T C 15cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	65-5179	マイク口持針器 曲 ダスト 13cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	65-5180	マイク口持針器 曲 ダスト 14.5cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	65-5181	マイク口持針器 曲 ダスト 16.5cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	65-5182	マイク口持針器 曲 ダスト 18.5cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	65-5184	マイク口持針器 曲 ダスト 25.4cm	13B1X00078090008	45
ボス持針器	50-1450	ディートリッヒ持針器 T C 15cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-1451	ディートリッヒ持針器 T C 18cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-1452	ディートリッヒ持針器 T C 20cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-1453	ディートリッヒ持針器 T C 23cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-2436	メーヨヘガール持針器 T C 15cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-2437	メーヨヘガール持針器 T C 18cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-2438	メーヨヘガール持針器 T C 20cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-2439	メーヨヘガール持針器 T C 23cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-2440	メーヨヘガール持針器 T C 25.4cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-2445	メーヨヘガール持針器 T C 30.5cm	13B1X00078090008	46
ボス持針器	50-1400	デルフ持針器 T C 12cm	13B1X00078090008	47
ボス持針器	50-1405	ウェブスター持針器 スムース T C 11.5cm	13B1X00078090008	47
ボス持針器	50-1110	バウムガートナー持針器 T C 14.6cm	13B1X00078090008	48
ボス持針器	50-1420	ニーベルト持針器 T C 12.5cm	13B1X00078090008	48
ボス持針器	50-1150	ニューオリズ持針器 T C 18.1cm	13B1X00078090008	49
ボス持針器	50-1340	サロット持針器 T C 18cm	13B1X00078090008	49
ボス持針器	50-1370	サロット持針器 T C 25.4cm	13B1X00078090008	49
ボス持針器	50-1371	サロット持針器 T C 30.5cm	13B1X00078090008	49
ボス持針器	50-1380	ワンゲンスティーン持針器 T C 28cm	13B1X00078090008	50
ボス持針器	50-2525	ハーネイ持針器 曲 T C 20cm	13B1X00078090008	50
ボス持針器	50-2527	ハーネイ持針器 曲 T C 26.5cm	13B1X00078090008	50
ボス持針器	50-2528	ハーネイ持針器 曲 T C 30.5cm	13B1X00078090008	50
ボス持針器	50-2529	ハーネイ持針器 曲 T C 35.6cm	13B1X00078090008	50
ボス持針器	50-2450	ドベーカー持針器 T C 15cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2451	ドベーカー持針器 T C 18cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2452	ドベーカー持針器 T C 20cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2453	ドベーカー持針器 T C 23cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2454	ドベーカー持針器 T C 25.4cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2455	ドベーカー持針器 T C 30.5cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2500	ドベーカー持針器 先端 2mm T C 18cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2503	ドベーカー持針器 先端 2mm T C 23cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2504	ドベーカー持針器 先端 2mm T C 25.4cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2506	ドベーカー持針器 先端 2mm T C 30.5cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2530	フィノキエット持針器 曲 T C 20cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-2532	フィノキエット持針器 曲 T C 25.4cm	13B1X00078090008	51
ボス持針器	50-1410	ハルシー持針器 T C 12.5cm	13B1X00078090008	52
ボス持針器	50-1415	ハルシー持針器 スムース T C 12.5cm	13B1X00078090008	52
ボス持針器	50-1460	スウェーデン持針器 幅 1.5mm T C 16.5cm	13B1X00078090008	52
ボス持針器	50-2460	マイク口血管持針器 幅 1mm T C 15cm	13B1X00078090008	52
ボス持針器	50-2461	マイク口血管持針器 幅 1mm T C 18cm	13B1X00078090008	52

ボス持針器	50-2462	マイクロ血管持針器 幅1mm TC 20cm	13B1X00078090008	52
ボス持針器	50-2463	マイクロ血管持針器 幅1mm TC 23cm	13B1X00078090008	52
ボス持針器	50-1386	ノーラン持針器 TC 35.6cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-1387	ノーラン持針器 TC 40.6cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-2515	ジュリアン持針器 曲 TC 21cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-2518	ジュリアン持針器 曲 TC 21cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-2520	ストラッテ持針器 曲 TC 20cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-2521	ストラッテ持針器 曲 TC 23cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-2522	ストラッテ持針器 曲 TC 23cm	13B1X00078090008	53
ボス持針器	50-1336	クーリーマイクロ持針器 TC 17cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-1337	クーリーマイクロ持針器 TC 15cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-1338	クーリーマイクロ持針器 TC 20cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-1389	マッチュー持針器 TC 17cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-1390	マッチュー持針器 TC 20cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-1403	パール持針器 TC 12.5cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-1404	パール持針器 TC 10cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-2465	W.M. レモンカルディアック持針器 14.5cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-2466	W.M. レモンカルディアック持針器 17cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-2467	W.M. レモンカルディアック持針器 19cm	13B1X00078090008	54
ボス持針器	50-2490	フレンチアイ持針器 幅3mm TC 15cm	13B1X00078090008	55
ボス持針器	50-2491	フレンチアイ持針器 幅3mm TC 18cm	13B1X00078090008	55
ボス持針器	50-2492	フレンチアイ持針器 幅3mm TC 20cm	13B1X00078090008	55
ボス持針器	50-2493	フレンチアイ持針器 幅3mm TC 20cm	13B1X00078090008	55
ボス鉗子	50-1121	ワイヤーツイスタ 先細 TC 15cm	13B1X00078090006	56
ボス鉗子	50-1122	ワイヤーツイスタ TC 15cm	13B1X00078090006	56
ボス鉗子	50-1123	ワイヤーツイスタ TC 20cm	13B1X00078090006	56
ボス鉗子	50-1138	ルビオワイヤーツイスタ TC 12.5cm	13B1X00078090006	57
ボス持針器	50-1132	スターナル持針器 TC 20cm	13B1X00078090008	57
ボス持針器	50-1134	スターナル持針器 TC 18cm	13B1X00078090008	57
ボス持針器	50-1303	ベリー持針器 TC 18.5cm	13B1X00078090008	56
ボス持針器	50-1470	ヤコブソン持針器 直丸 TC 19cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1471	ヤコブソン持針器 直丸 TC 23cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1473	ヤコブソン持針器 直丸 TC 25.4cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1474	ヤコブソン持針器 直丸 TC 28cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1478	ヤコブソン持針器 曲丸 TC 23cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1486	ヤコブソン持針器 曲 15cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1487	ヤコブソン持針器 丸ハンドル 直 15cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1488	ヤコブソン持針器 直先細 TC 18.5cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1489	ヤコブソン持針器 直先細 TC 18.5cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1490	ヤコブソン持針器 直丸 TC 21cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1491	ヤコブソン持針器 直丸 TC 23cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1492	ヤコブソン持針器 直丸 TC 21cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1493	ヤコブソン持針器 直丸 TC 23cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1494	ヤコブソン持針器 曲丸 TC 21cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1495	ヤコブソン持針器 曲丸 TC 21cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1496	ヤコブソン持針器 曲丸 TC 23cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1497	ヤコブソン持針器 曲丸 TC 23cm	13B1X00078090008	58
ボス持針器	50-1438	カストロヴィエホ持針器 曲平 TC 21.5cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1439	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 21cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1440	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 14cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1441	カストロヴィエホ持針器 曲平 TC 14cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1442	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 21.5cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1443	カストロヴィエホ持針器 曲平 TC 18cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1444	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 18cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1445	カストロヴィエホ持針器 直平 スムース TC 14cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1446	カストロヴィエホ持針器 曲平 スムース TC 14cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1447	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 21.5cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1448	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 18cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	50-1449	カストロヴィエホ持針器 直平 TC 18.5cm	13B1X00078090008	59
ボス持針器	65-5045T	ヤコブソン持針器 直ダスト チタン 15cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5046T	ヤコブソン持針器 直ダスト チタン 15cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5051T	ヤコブソン持針器 直ダスト チタン 18.5cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5052T	ヤコブソン持針器 直ダスト チタン 18.5cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5055T	ヤコブソン持針器 直丸ダスト チタン 21cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5056T	ヤコブソン持針器 直丸ダスト チタン 21cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5060T	ヤコブソン持針器 直丸ダスト チタン 23cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5061T	ヤコブソン持針器 直丸ダスト チタン 23cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5245T	ヤコブソン持針器 直ダスト チタン 15cm	13B1X00078090008	60
ボス持針器	65-5246T	ヤコブソン持針器 直ダスト チタン 15cm	13B1X00078090008	60


ボス持針器	65-5266	カストロヴィエホ持針器	曲平	ダスト	18.5cm	13B1X00078090008	63	
ボス持針器	65-5267	カストロヴィエホ持針器	曲平	ダスト	21.5cm	13B1X00078090008	63	
ボス持針器	65-5268	カストロヴィエホ持針器	曲平	ダスト	21.5cm	13B1X00078090008	63	
ボス持針器	65-5290	カストロヴィエホ持針器	曲	ダスト	24cm	13B1X00078090008	63	
ボス持針器	65-5291	カストロヴィエホ持針器	曲	ダスト	24cm	13B1X00078090008	63	
ボス持針器	65-5292	カストロヴィエホ持針器	曲	ダスト	25.4cm	13B1X00078090008	63	
ボス持針器	65-5070	マイクロ持針器	曲	丸	ダスト	18cm	13B1X00078090008	64
ボス持針器	65-5071	マイクロ持針器	直	丸	ダスト	18cm	13B1X00078090008	64
ボス持針器	65-5071T	マイクロ持針器	直	丸	ダスト	チタン 18cm	13B1X00078090008	64
ボス持針器	65-5106	ダブルアクション持針器	直	丸	ダスト	18.5cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5107	ダブルアクション持針器	直	丸	ダスト	18.5cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5108	ダブルアクション持針器	曲	丸	ダスト	18.5cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5109	ダブルアクション持針器	曲	丸	ダスト	18.5cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5110	ダブルアクション持針器	直	丸	ダスト	23cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5111	ダブルアクション持針器	直	丸	ダスト	23cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5112	ダブルアクション持針器	曲	丸	ダスト	23cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5113	ダブルアクション持針器	曲	丸	ダスト	23cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	65-5410	ボス グラッサー持針器	直	ダスト	12.4cm	13B1X00078090008	65	
ボス持針器	65-5412	グラッサー持針器	曲	ダスト	12.4cm	13B1X00078090008	65	
ボス持針器	72-8564	バイオネット持針器	直	平	ダスト	19cm	13B1X00078090008	65
ボス持針器	96-5800	バイオネット持針器	直	丸	19.7cm	13B1X00078090008	65	
ボス持針器	50-1430	スパンサーコロナリー持針器	直	平	T C 18.5cm	13B1X00078090008	67	
ボス持針器	50-1454	カストロヴィエホ持針器	幅	1mm	直	平 T C 14cm	13B1X00078090008	66
ボス持針器	50-1455	カストロヴィエホ持針器	直	平	T C 19cm	13B1X00078090008	66	
ボス持針器	50-1456	カストロヴィエホ持針器	直	平	T C 21.5cm	13B1X00078090008	66	
ボス持針器	50-1457	ヤコブソンライダー持針器	幅	1mm	T C 15cm	13B1X00078090008	66	
ボス持針器	50-1459	ヤコブソンライダー持針器	幅	1mm	T C 18cm	13B1X00078090008	66	
ボス持針器	65-5075	レイル持針器	ダスト	14.5cm		13B1X00078090008	67	
ボス持針器	65-5076	レイル持針器	ダスト	14.5cm		13B1X00078090008	67	
ボス持針器	65-5275	ボス レイル持針器	曲	ダスト	14.5cm	13B1X00078090008	67	
ボス持針器	65-5276	ボス レイル持針器	曲	ダスト	14.5cm	13B1X00078090008	67	
ボスM I S	65-4000	ミニマリーインベージブ剪刀	反	15度		13B1X00078090016	68	
ボスM I S	65-4002	ミニマリーインベージブ剪刀	反	30度		13B1X00078090016	68	
ボスM I S	65-4004	ミニマリーインベージブ剪刀	反	70度		13B1X00078090016	68	
ボスM I S	65-4006	ミニマリーインベージブ剪刀	反	45度		13B1X00078090016	68	
ボスM I S	65-4008	ミニマリーインベージブ剪刀	反	125度		13B1X00078090016	68	
ボスM I S	65-4020	M I S用持針器	有	鉤	長 23.5mm 直 T C	13B1X00078090008	69	
ボスM I S	65-4022	M I S用持針器	有	鉤	長 23.5mm 曲 30度 T C	13B1X00078090008	69	
ボスM I S	65-4024	M I S用持針器	有	鉤	長 23.5mm 曲 70度 T C	13B1X00078090008	69	
ボスM I S	65-4026	M I S用持針器	有	鉤	長 23.8mm 直 T C	13B1X00078090008	69	
ボスM I S	65-4050	M I S用ノットプッシャー				13B1X00078090006	69	
ボスM I S	65-4036	M I S用把持鉗子	有	鉤	長 23.5mm 直	13B1X00078090006	70	
ボスM I S	65-4038	M I S用把持鉗子	有	鉤	長 23.5mm 上向 曲	13B1X00078090006	70	
ボスM I S	65-4040	M I S用把持鉗子	有	鉤	長 23.5mm 左 曲	13B1X00078090006	70	
ボスM I S	65-4042	M I S用把持鉗子	有	鉤	長 23.5mm 直	13B1X00078090006	70	
ボスM I S	65-4044	M I S用把持鉗子	有	鉤	長 23.5mm 直	13B1X00078090006	70	
ボスM I S	66-1570	M I S用テープ通し			35cm	13B1X00078090006	71	
ボスM I S	66-1573	M I S用テープ通し			35cm	13B1X00078090006	71	
ボスM I S	66-1576	M I S用テープ通し			35cm	13B1X00078090006	71	
ボスM I S	66-1579	M I S用スーチャーキャッチャ			35cm	13B1X00078090006	72	
ボスM I S	66-1584	M I S用マグネティックレトリバ			35cm	13B1X00078090006	72	
ボスM I S	66-1590	M I S用スーチャルラ			34cm	13B1X00078090006	73	
ボスM I S	66-1607	M I S用アオルティックバルブ			3mm	13B1X00078090006	73	
ボスM I S	66-1608	M I S用アオルティックバルブ			3mm 曲 30度	13B1X00078090006	73	

剪刀 Scissors**シャークエッジ シザーズ****Shark-Edge™ Scissors**

- ・二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成されています。
- ・剃刀で切断し鋸刃は滑り止めの役割を果たします。

**スーパーカット シザーズ**


- ・メスのような繊細な切れ味を提供します。
- ・ハンドルを黒色にコーティングしてあります。

**ゲイターグリップ シザーズ****Gator-Grip™ Scissors**

タングステンカーバイト超硬チップを使っています。
切れ味が落ちない、刃こぼれ防止としても優れています。

外科剪刀 直 両尖 TC

Operating Scissors
Straight
Sharp/Sharp




5 1/2" (14cm)

TC Gator-Grip™

50-1620

外科剪刀 反 両尖 TC

Operating Scissors
Curved
Sharp/Sharp




5 1/2" (14cm)

TC Gator-Grip™

50-1630

外科剪刀 直 片尖片鈍 TC

Operating Scissors
Straight
Sharp/Blunt




5 1/2" (14cm)

TC Gator-Grip™

50-1600

外科剪刀 反 片尖片鈍 TC

Operating Scissors
Curved
Sharp/Blunt



5 1/2" (14cm)

TC Gator-Grip™

50-1610

参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。



Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

外科剪刀 直 両鈍 TC

Operating Scissors
Straight
Blunt/Blunt




5 1/2" (14cm)

TC Gator-Grip™

50-1640

外科剪刀 反 両鈍 TC

Operating Scissors
Curved
Blunt/Blunt




5 1/2" (14cm)

TC Gator-Grip™

50-1650

アリス剪刀 直

Iris Scissors
Straight
Square Shanks




4 1/8" (10.5cm)

TC Gator-Grip™

Shark-Edge™

Super-Cut

55-9000



4 1/2" (11.5cm)

50-3006

55-9001

56-9001

参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。




Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

アリス剪刀 反

Iris Scissors
Curved
Square Shanks



4 1/2" (11.5cm)



4 1/2" (11.5cm)

TC Gator-Grip™		50-3005
Shark-Edge™	55-9002	55-9003
Super-Cut		56-9003

ストラビズムス剪刀 反 両鈍

Strabismus Scissors, TC
Tungsten Carbide Blades



50-3036
straight
blunt/blunt
4 1/2" (11.5cm)

50-3035*
curved
blunt/blunt
4 1/2" (11.5cm)

50-3041
straight
blunt/blunt
4 1/2" (11.5cm)
one serrated blade

50-3040
curved
blunt/blunt
4 1/2" (11.5cm)
one serrated blade



切開剪刀 直 鋸刃

Shark-Edge™ Dissecting Scissors



55-9010
Super-Cut
straight
4 3/4" (12cm)

55-9011*
Super-Cut
curved
4 3/4" (12cm)



参照



Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。



Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

スティーブンス剪刀 直 鋸刃

**Shark-Edge™ Stevens
Tenotomy Scissors**




55-9015
straight
4 1/2" (11.5cm)

55-9016
curved
4 1/2" (11.5cm)

55-9017
straight
5 1/2" (14cm)

55-9018*
curved
5 1/2" (14cm)



レイノルズ切開剪刀 スライトカーブ

Reynolds Dissecting Scissors

65-1150*
slightly curved blades
plain
6" (15cm)

65-1152
slightly curved blades
serrated
6" (15cm)

65-1153
slightly curved blades
plain
7" (18cm)

65-1154
slightly curved blades
serrated
7" (18cm)



レイノルズジェームソン剪刀

Reynolds-Jameson Scissors

65-1170*
Metzenbaum curved blades
6 1/4" (16cm)

65-1172
Metzenbaum curved blades
7 1/8" (18cm)




レイノルズジェームソン剪刀

**Super-Cut Reynolds-Jameson
Scissors**

56-9080
2 razor edges
straight
7" (18cm)

56-9081*
2 razor edges
curved
6 1/4" (16cm)

56-9082
2 razor edges
curved
7" (18cm)



参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。



Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

メーヨ剪刀 直


Mayo Scissors
Straight
Beveled Blades



TC Gator-Grip™		51-1830	50-1870	
Shark-Edge™	55-9020	55-9021	55-9023	
Super-Cut	56-9020	56-9021	56-9023	56-9037

メーヨ剪刀 反

Mayo Scissors
Curved
Beveled Blades



TC Gator-Grip™	51-1800	51-1820	50-1860	
Shark-Edge™	55-9030	55-9031	55-9033	55-9038
Super-Cut		56-9031	56-9033	56-9038


参照

 Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。


 Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

メーヨスチール剪刀 直

Mayo-Stille Scissors
Straight
Round Blades



6" (15cm)



6³/₄" (17cm)

TC Gator-Grip™

50-1810

50-1830

Shark-Edge™

55-9041

55-9042*


Super-Cut

56-9041


56-9042

メーヨスチール剪刀 反

Mayo-Stille Scissors
Curved
Round Blades



6" (15cm)



6³/₄" (17cm)

TC Gator-Grip™

50-1800

50-1820*

Shark-Edge™

55-9043

55-9044

Super-Cut

56-9043

56-9044

参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。




Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

メツェンバウム剪刀 直


Metzenbaum Scissors
Straight



4 1/2" (11.5cm)



5 1/2" (14cm)




7" (18cm)


TC Gator-Grip™		50-1720	50-1760
Shark-Edge™	55-9046	55-9050	55-9051
Super-Cut	56-9046		56-9051

メツェンバウム剪刀 反

Metzenbaum Scissors
Curved




4 1/2" (11.5cm)



5 1/2" (14cm)



7" (18cm)



8" (20cm)

TC Gator-Grip™		50-1710	50-1750	50-1770
Shark-Edge™	55-9047	55-9060	55-9061	55-9062*
Super-Cut	56-9047	56-9060	56-9061	56-9062

参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。



Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。


メツェンバウム剪刀 直
Metzenbaum Scissors
Straight



9" (23cm) **10¹/₄" (26cm)** **11" (28cm)** **11³/₄" (30cm)**

TC Gator-Grip™	50-1795		
Shark-Edge™	55-9053	55-9054	55-9056
Super-Cut	56-9053*	56-9054	

メツェンバウム剪刀 反
Metzenbaum Scissors
Curved



9" (23cm) **10¹/₄" (26cm)** **11" (28cm)** **11³/₄" (30cm)**

TC Gator-Grip™	50-1790		50-1880	50-1882
Shark-Edge™	55-9063	55-9064		55-9066
Super-Cut	56-9073	56-9064		56-9076

参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刃」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。




Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

メツェンバウム剪刀 直 先細


Metzenbaum Scissors
Delicate, Straight



5³/₄" (14.5cm)



7" (18cm)



9" (23cm)

TC Gator-Grip™	50-1721	50-1761	50-1796
Shark-Edge™	55-9068	55-9069	

メツェンバウム剪刀 反 先細

Metzenbaum Scissors
Delicate, Curved



5³/₄" (14.5cm)



7" (18cm)



8" (20cm)



9" (23cm)



10" (25.4cm)

TC Gator-Grip™	50-1711	50-1751	50-1771	50-1791	50-1793
Shark-Edge™	55-9071	55-9072*	55-9073	55-9074	55-9075
Super-Cut	56-9071	56-9072	56-9063	56-9074	

参照



Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。




Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

メツェンバウム剪刀 直 両尖

Metzenbaum Scissors
Straight
Sharp/Sharp




TC Gator-Grip™




5³/₄" (14.6cm)

50-1722



7" (18cm)

50-1762



9" (23cm)


50-1797

メツェンバウム剪刀 反 両尖

Metzenbaum Scissors
Curved
Sharp/Sharp




TC Gator-Grip™




5³/₄" (14.6cm)

50-1712



7" (18cm)

50-1752*



9" (23cm)

50-1792

参照



Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。



Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

ワイヤーカッティング剪刀 反

Wire Cutting Scissors



50-1900*
Tungsten Carbide blades
angled
serrated
4³/₄" (12cm)




フォックス剪刀 直 鋸刃

Shark-Edge™ Fox Scissors



55-9120
straight
5" (12.5cm)

55-9121*
curved
5" (12.5cm)



ケリー剪刀 直 鋭 鋸刃

Shark-Edge™ Kelly Scissors
One Finely Serrated Blade



55-9130
straight
6¹/₄" (16cm)

55-9131*
curved
6¹/₄" (16cm)



ジョセフ剪刀 反 鋭 鋸刃

Shark-Edge™ Joseph Scissors
One Finely Serrated Blade



55-9125*
straight
6" (15cm)

55-9126
curved
6" (15cm)



参照



Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。



Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

ウィラウアー剪刀

Willauer Scissors

65-1022
straight
10" (25.4cm)

65-1023*
curved
10" (25.4cm)

65-1024
straight
12" (30.5cm)

65-1025
curved
12" (30.5cm)



デュフィールド血管剪刀

Duffield Vascular Scissors

65-1030
straight
very delicate
sharp points
10" (25.4cm)

65-1029*
curved
delicate
sharp points
6³/₄" (17.1cm)

65-1032
curved
very delicate
sharp points
10" (25.4cm)



チャーチ剪刀

Church Scissors

65-1038
straight
7" (18cm)

65-1039*
curved
7" (18cm)

65-1040
straight
very delicate
round blades
10" (25.4cm)

65-1042
curved
very delicate
round blades
10" (25.4cm)



グラハム血管剪刀

Graham Vascular Scissors

65-1050
straight
very delicate
round blades
10" (25.4cm)

65-1052*
curved
very delicate
round blades
10" (25.4cm)



リンカーン剪刀


Lincoln Vascular Scissors
Very Delicate

65-1070
straight
round blades
6³/₄" (17.1cm)

65-1075
straight
round blades
10" (25.4cm)

65-1080*
curved
round blades
6³/₄" (17.1cm)

65-1085
curved
round blades
10¹/₂" (26.7cm)



デマーテル剪刀 直 両鈍

DeMartel Scissors

65-1222
straight
sharp/sharp
7" (18cm)

65-1226
straight
blunt/blunt
7" (18cm)

65-1220
curved
sharp/sharp
7" (18cm)

65-1224*
curved
blunt/blunt
7" (18cm)



ソスラック剪刀 強弯

Thorek Thoracic Scissors

65-1090*
strong curve
round blades
7¹/₂" (19cm)

65-1091
strong curve
round blades
10" (25.4cm)



ヨーゲンセン剪刀 強弯

Jorgensen Scissors


65-1093*
strong curve
round tips
9" (23cm)



サティンスキー剪刀 Sカーブ

Satinsky Scissors

65-1160*
s-shaped
blunt tips
9⁵/₄" (24.8cm)



ドベーカー剪刀 反 弁剪刀

DeBakey Valve Scissors

65-1185*
curved
long
7¹/₂" (19cm)



トンプソン剪刀 弯曲 鋸刃
Thompson Valve Scissors

65-1560*
full curve
serrated
8½" (21.5cm)

65-1562
full curve
serrated
10" (25.4cm)



クラフォード肺剪刀
Crafoord Lung Scissors

65-1096*
blunt tips
12" (30.5cm)



ポッツミス切開剪刀 反
Potts-Smith Dissecting Scissors

65-1102
curved
9" (23cm)

65-1104*
curved
11" (28cm)

65-1112
curved
12" (30.5cm)

65-1114
curved
14" (35.5cm)



ポッツミス切開剪刀 反
Potts-Smith Dissecting Scissors

65-1099*
curved
round tips
7" (18cm)



クーリー剪刀 反
Cooley Cardio Scissors

65-1165*
curved
7¼" (18.5cm)

65-1167
curved
9" (23cm)

65-1169
curved
12" (30.5cm)



剪
刀

ドベーカー剪刀

DeBakey Endarterectomy Scissors

65-1175
slight curve
6³/₄" (17.1cm)

65-1180*
full curve
7" (18cm)



ペリフェラル剪刀


Peripheral Vascular Scissors

65-1250
angled 25°
5" (12.5cm)

65-1251*
angled 45°
5" (12.5cm)

65-1252
angled 60°
5" (12.5cm)

65-1253
angled 90°
5" (12.5cm)



65-1250



65-1251

65-1252

65-1253

ディートリッヒ冠動脈血管剪刀

Diethrich Coronary Artery Scissors
7" (18cm)



Angled 25°

Angled 45°

Angled 60°

Angled 90°

Angled 120°

	Angled 25°	Angled 45°	Angled 60°	Angled 90°	Angled 120°
Stainless	65-1201	65-1202	65-1203	65-1204	65-1205
Shark-Edge™	55-9085	55-9086	55-9087	55-9088	55-9089
Super-Cut	56-9085	56-9086	56-9087	56-9088	56-9089

ビールコロナリー剪刀

Beall Coronary Scissors
Delicate 10mm Blades

65-1190
angled 25°
6³/₄" (17.1cm)

65-1192*
angled 45°
6³/₄" (17.1cm)

65-1194
angled 60°
6³/₄" (17.1cm)

65-1196
angled 90°
6³/₄" (17.1cm)


65-1198
angled 125°
6³/₄" (17.1cm)



ファヴァローコロナリー剪刀


Favaloro Coronary Artery Scissors

65-1322*
blade angled 130°
curved shanks
fine Diethrich type
6³/₄" (17cm)




ポッツスミス剪刀


Potts-Smith Vascular Scissors
7¹/₂" (19cm)



Angled 25°



Angled 45°



Angled 60°

Stainless
Shark-Edge™

65-1300
55-9091

65-1301
55-9092*

65-1302
55-9093

参照




Shark-Edge: 二枚の刃は「剃刀」と「鋸刃」で構成され、鋸刃は滑り止めの役割を果たします。




Gator-Grip: 先端部にタングステンカーバイト超硬チップを貼り付けており、耐久性に優れています。

血管剪刀


**BOSS™ Vascular & Artery
Scissors
Standard
7 1/4" (18.5cm)**



65-1520*
angled 25°



65-1521
angled 45°



65-1522
angled 60°


剪
刀

血管剪刀


**BOSS™ Vascular & Artery
Scissors
Delicate
7" (18cm)**




65-1530
angled 25°




65-1531
angled 45°




65-1532*
angled 60°



65-1533
angled 90°



65-1535
angled 105°



65-1534
angled 125°


血管剪刀 反 エキストラデリケート

BOSS™ Vascular & Artery Scissors


Extra Delicate

7" (18cm)


剪
刀




65-1540
angled 25°



65-1541*
angled 45°



65-1542
angled 60°




65-1543
angled 90°



65-1546
angled 105°



65-1544
angled 125°



65-1545
stabilizer bar
angled 125°

マイクロ剪刀 丸ハンドル

Adventitia Microsurgery ScissorsBlade Length Is Measured
From Screw To Tip**98-6488***8mm straight blades
round handle 7mm diameter
4³/₄" (12cm)**98-6490**8mm curved blades
round handle 7mm diameter
4³/₄" (12cm)

マイクロ剪刀 丸ハンドル

Adventitia Microsurgery ScissorsBlade Length Is Measured
From Screw To Tip**98-6320***straight vannas blades
13mm blade length
round handle 7mm diameter
5⁵/₈" (14.3cm)**98-6310**curved vannas blades
13mm blade length
round handle 7mm diameter
5⁵/₈" (14.3cm)

マイクロ剪刀 丸ハンドル

Adventitia Microsurgery ScissorsBlade Length Is Measured
From Screw To Tip**98-6315**straight blades 13mm
round handle 8mm diameter
6" (15cm)**98-6305***curved blades 13mm
round handle 8mm diameter
6" (15cm)**98-6510**straight blades 15mm
round handle 8mm diameter
7" (18cm)**98-6505**curved blades 15mm
round handle 8mm diameter
7" (18cm)

マイクロ剪刀 丸ハンドル

Adventitia Microsurgery ScissorsBlade Length Is Measured
From Screw To Tip**98-6317**straight blades 13mm, serrated
round handle 8mm diameter
6" (15cm)**98-6307**curved blades 13mm, serrated
round handle 8mm diameter
6" (15cm)**98-6511**straight blades 13mm, serrated
round handle 8mm diameter
7" (18cm)**98-6506***curved blades 13mm, serrated
round handle 8mm diameter
7" (18cm)

外膜用縫合切開剪刀 丸ハンドル

Adventitia Suture & Dissecting Scissors

Blade Length Is Measured
From Screw To Tip

98-6319

straight blades
18mm blade length
round handle 8mm diameter
6" (15cm)

98-6309*

curved blades
18mm blade length
round handle 8mm diameter
6" (15cm)



マックファーソン剪刀 丸ハンドル

McPherson-Westcott Tenotomy Scissors

98-6318

straight blades
12mm blade length
round handle 8mm diameter
6" (15cm)

98-6308*

curved blades
12mm blade length
round handle 8mm diameter
6" (15cm)



外膜用縫合剪刀 丸ハンドル

Adventitia Suture Scissors

Blade Length Is Measured
From Screw To Tip

98-6517*

straight blades
10mm blade length
round handle 10mm diameter
7" (18cm)

98-6515

curved blades
10mm blade length
round handle 10mm diameter
7" (18cm)

98-6530

straight blades
18mm blade length
round handle 8mm diameter
8¹/₄" (21cm)

98-6532

curved blades
18mm blade length
round handle 8mm diameter
8¹/₄" (21cm)



マイクロ血管剪刀 反 平ハンドル


Microvascular Spring Handle Scissors

Flat Handle

7" (18cm)




Stainless



Angled 25°

65-1585




Angled 45°

65-1586*




Angled 60°

65-1587



Angled 90°

65-1588



Angled 120°

65-1589

マイクロ血管剪刀 ダブルアクション

**Microvascular Scissors
Double-Action**

65-1680*

straight blades
with counterweight
7¹/₄" (18.5cm)

65-1684

curved blades
with counterweight
7¹/₄" (18.5cm)



マイクロ血管剪刀 ダブルアクション

**Heifetz Double-Action
Microvascular Scissors**

65-1490

straight
round handle
5⁵/₄" (14.6cm)

65-1491

curved
round handle
5⁵/₄" (14.6cm)

65-1495

straight
round handle
7¹/₄" (18.5cm)

65-1496*

curved
round handle
7¹/₄" (18.5cm)



バルブリーフレット剪刀 反

Valve Leaflet Scissors
Flat Handle

65-1600*
blades angled 45°
5 1/2" (14cm)



アーリオトミー剪刀 反

Arteriotomy Scissors
Flat Handle

65-1601*
blades angled 60°
overall length:
5 5/8" (13.7cm)



ヤコブソン血管剪刀

Jacobson Microvascular Scissors
7" (18cm)

65-1625
flat handle
angled 25° on flat

65-1627*
flat handle
angled 45° on flat

65-1629
flat handle
angled 60° on flat

65-1631
flat handle
angled 90° on flat



65-1627

ヤコブソン血管剪刀

Jacobson Vannas Scissors

65-1635*
blades angled 45°
7" (18cm)



ロートン血管剪刀

Rhoton-Type Microvascular Scissors

65-1578
blades angled 60°
curved right tips
6 7/8" (17.5cm)

65-1579*
blades angled 60°
curved left tips
6 7/8" (17.5cm)



65-1578

65-1579

カストロヴィエホ剪刀

Castroviejo Keratoplasty Scissors

80-3200
small blades
angled blades
4 1/4" (10.8cm)

80-3205
medium blades
angled blades
4 1/4" (10.8cm)

80-3207*
large blades
angled blades
4 1/4" (10.8cm)




冠動脈剪刀 ポールチップ有


Coronary Artery Scissors
Ball Tip On Lower Blades Prevents
Intima Damage
6³/₄" (17cm)



65-1590*
angled 25°




65-1591
angled 45°



65-1592
angled 60°



65-1593
angled 90°



65-1594
angled 120°

冠動脈剪刀


Coronary Artery Scissors
Same As Previous Scissors But
Without Ball Tip On Lower Blade
6³/₄" (17cm)




Steel




65-1650
angled 25°




65-1651*
angled 45°



65-1652
angled 60°



65-1653
angled 90°



65-1654
angled 120°


マイクロ血管剪刀

BOSS™ Microvascular Spring Handle

Scissors


Round Handle
7" (18cm)

Stainless



Angled 25°

65-1580*




Angled 45°

65-1581



Angled 60°

65-1582



Angled 90°

65-1583




Angled 120°

65-1584


冠動脈剪刀

Coronary Artery Scissors


Round Handle
8" (20cm)




65-1660
angled 25°




65-1665
angled 45°



65-1666
angled 60°



65-1667
angled 90°



65-1668*
angled 120°

弁剪刀

Valve Scissors

65-1602*

one serrated blade
7" (18cm) shaft


ヤサギル剪刀

Yasargil Scissors

65-1566*

bayonet
angled 45°
7¹/₂" (19cm)

65-1568

left circumflex
angled 125°
7¹/₂" (19cm)剪
刀


ミルズサーカム剪刀

Mills Circumflex Scissors

65-1570*

1mm ball tips
angled 125°
7¹/₄" (18.5cm)


鑷子 Forceps



ファインタッチ フォーセプス

Fine Touch™ inserts Forceps


- ・ステンレス製ピンセット
- ・先端のジョーは、タングステンカーバイド超硬チップの微粒子であるダストジョーできめ細かい把持面にできています。マイクロ針や脆弱な組織を非外傷的に把持するときに最適です。



ライタッチ フォーセプス

LighTouch™ Forceps

- ・チタン製ピンセット
- ・軽量、腐食防止、耐久性に優れた製品です。
- ・先端のジョーは、タングステンカーバイド超硬チップの微粒子であるダストジョーできめ細かい把持面にできています。マイクロ針や脆弱な組織を非外傷的に把持に最適です。



ゲイターグリップ フォーセプス

Gator-Grip™ Forceps

先端は把持部にタングステンカーバイド超硬チップを付けてあり、組織や縫合針等を安全かつ滑ることなく把持することができます。

外科鑷子 無鉤 TC

General Tissue Forceps, TC

50-1510*
6" (15cm)



外科鑷子 無鉤 TC

DeBakey Needle Pulling Forceps, TC

50-1580*
1.5mm
8" (20cm)



アドソン鑷子 無鉤 TC

Adson Dressing Forceps, TC

50-1500*
4³/₄" (12cm)



50-1501
6" (15cm)

アドソン鑷子 有鉤 TC

Adson Tissue Forceps, TC
1x2 Teeth

50-1503*
4³/₄" (12cm)



50-1504
micro
4³/₄" (12cm)

50-1505
6" (15cm)

50-1603

参照

 Gator-Grip: TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

マッキンドー鑷子 無鉤

McIndoe Dressing Forceps

10-6702
non-serrated
6" (15cm)

10-6700*
serrated
6" (15cm)



マッキンドー鑷子 無鉤 TC

McIndoe Dissecting Forceps, TC

50-1513*
serrated
6" (15cm)



ポッツスミス鑷子 無鉤 TC

Potts-Smith Forceps, TC

50-1526*
7" (18cm)

50-1527
8" (20cm)

50-1530
9" (23cm)

50-1531
10" (25.4cm)



ロシアン鑷子

Russian Tissue Forceps

10-6585
6" (15cm)

10-6587*
8" (20cm)


10-6589
10" (25.4cm)

10-6595
12" (30.5cm)


10-6596
14" (35.6cm)

10-6597
16" (40.6cm)

10-6598
18" (45.7cm)



10-6585



10-6587




10-6589

ワンゲンステーション鑷子 TC

Wangensteen Tissue Forceps, TC

50-1515
6" (15cm)

50-1535*
9" (23cm)



50-1515



50-1535



エヴァンス鑷子 TC

Evans Tissue Forceps, TC

50-1550*
10" (25.4cm)




参照



Gator-Grip: TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

クッシングドバキー鑷子 TC

**Cushing-DeBakey
Tissue Forceps
Tungsten Carbide
Inserted Jaw**



50-1520*
straight
7" (18cm)

50-1521
angled
7" (18cm)

**Cushing
Forceps, TC**

50-1523
gutsch handle
delicate tip
7" (18cm)



クッシング鑷子 バイオネット TC

**Cushing Forceps, TC
Bayonet Style
Tungsten Carbide
Inserted Jaw**



50-1525*
7" (18cm)



ジェラルドドバキー鑷子 1mm

**Gerald-DeBakey Tissue Forceps
Round Handle
1mm Tips**

65-2125
7¹/₄" (18.5cm)

65-2125T*
titanium
7¹/₄" (18.5cm)

65-2126
8¹/₄" (21cm)

65-2126T
titanium
8¹/₄" (21cm)



ドバキー鑷子 1mm

**DeBakey Micro Forceps
Round Handle
1mm Tips**

65-2260*
7" (18cm)

65-2262
8" (20cm)



参照

 Gator-Grip: TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

ドベーカー鑷子

**DeBakey Needle Pulling
Forceps, TC**
Round Handle



50-1980*
2mm jaw
7¹/₄" (18.5cm)

50-1985
1.5mm jaw
8¹/₄" (21cm)



ドベーカーディートリツヒ鑷子 1.5mm

**DeBakey-Diethrich Vascular
Tissue Forceps**
1.5mm Tips

65-2220*
6" (15cm)

65-2221
7⁵/₄" (19.5cm)

65-2222
9¹/₂" (24cm)

65-2223
12" (30.5cm)



鑷
子

ドベーカーディートリツヒ鑷子 1mm

**DeBakey-Diethrich Vascular
Tissue Forceps**
Titanium
1mm Tips

65-2220T*
6" (15cm)

65-2221T
7⁵/₄" (19.5cm)

65-2222T
9¹/₂" (24cm)



ドベーカー鑷子 1.5mm TC

**DeBakey Vascular Tissue
Forceps, TC**
1.5mm Tips

50-1564
6" (15cm)

50-1565*
7⁵/₄" (19.5cm)

50-1566
9¹/₂" (24cm)



ドベーカー鑷子 2mm

**DeBakey Vascular
Tissue Forceps**
2mm Tips

65-2230
6" (15cm)

65-2231*
7⁵/₄" (19.5cm)

65-2232
9¹/₂" (24cm)

65-2233
12" (30.5cm)

65-2350
14" (35.6cm)

65-2352
16" (40.5cm)

65-2354
18" (46cm)



参照



Gator-Grip: TC: このマークはタンゲステンカーバ
イド超硬チップ付になります。

ドベーキー鑷子 2mm

DeBakey Vascular Tissue Forceps
Titanium
2mm Tips

65-2230T
6" (15cm)

65-2231T*
7⁵/₄" (19.5cm)

65-2232T
9¹/₂" (24cm)

65-2233T
12" (30.5cm)



ドベーキー鑷子 2mm TC

DeBakey Vascular Tissue Forceps, TC
2mm Tips

50-1560
6" (15cm)

50-1561*
7⁵/₄" (19.5cm)

50-1562
9" (23cm)

50-1563
12" (30.5cm)



ドベーキー鑷子 2mm 曲

DeBakey Vascular Tissue Forceps

65-2235
2mm tips
angled
6" (15cm)

65-2236
2mm tips
angled
7⁵/₄" (19.7cm)

65-2237*
2mm tips
angled
9¹/₂" (24cm)

65-2238
2mm tips
angled
12" (30.5cm)



ドベーキー鑷子 2mm バイオネット

DeBakey Tissue Forceps
DeBakey Teeth
Bayonet

65-2160
2mm tips
7" (18cm)

65-2162*
2mm tips
8" (20cm)

65-2164
1.5mm tips
9" (23cm)



ドベーキー鑷子 3mm


DeBakey Vascular Tissue Forceps
3mm Tips

65-2240*
6" (15cm)

65-2241
7⁵/₄" (19.5cm)

65-2242
9¹/₂" (24cm)

65-2243
12" (30.5cm)



ドベーキー鑷子 3mm チタン


DeBakey Vascular Tissue Forceps
Titanium
3mm Tips

65-2240T*
6" (15cm)

65-2241T
7⁵/₄" (19.5cm)

65-2242T
9¹/₂" (24cm)

65-2243T
12" (30.5cm)



参照

 Gator-Grip: TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

ドベーカー鑷子 3mm

DeBakey Vascular Tissue Forceps
3mm Tips

- 65-2360*
14" (35.6cm)
- 65-2362
16" (40.6cm)
- 65-2364
18" (45.7cm)



クーリー血管鑷子

Cooley Vascular Tissue Forceps

- 65-2210
6" (15cm)
- 65-2212*
8" (20cm)
- 65-2213
9 1/2" (24cm)
- 65-2214
12" (30.5cm)



レザノバルブグラスピング鑷子

Resano Valve Grasping Forceps

- 60-2183
7" (18cm)
- 60-2184*
9" (23cm)
- 60-2185
12 1/2" (31.8cm)



鑷子

ジェラルド鑷子

Gerald Dressing Forceps
Serrated

- 65-2100*
7" (18cm)
- 65-2100T
titanium
7" (18cm)
- 65-2102
curved
7" (18cm)
- 65-2105
8" (20cm)
- 65-2110
9 1/4" (23.5cm)
- 65-2104
14" (35.6cm)



ジェラルド鑷子 有鉤

Gerald Tissue Forceps
1x2 Teeth


- 65-2101*
7" (18cm)
- 65-2101T
titanium
7" (18cm)
- 65-2101P*
smooth platform
7" (18cm)
- 65-2103
curved
7" (18cm)
- 65-2106
8" (20cm)
- 65-2111
9 1/4" (23.5cm)
- 65-2108
12" (30.5cm)
- 65-2107
14" (35.6cm)



ジェラルドドベーカー鑷子 1mm

Gerald-DeBakey Tissue Forceps

- 65-2120*
1mm tips
flat handle
7" (18cm)
- 65-2122
1mm tips
flat handle
8" (20cm)
- 65-2124
1mm tips
flat handle
9 1/2" (24cm)
- 65-2120T
titanium
1mm tips
flat handle
7" (18cm)
- 65-2123T
titanium
1mm tips
flat handle
8" (20cm)



ジェラルド鑷子 1mm ダスト

**Gerald FineTouch™
Tissue Forceps**
Finely Textured Tungsten
Carbide Dust Jaw Surface

- 65-2129
1mm (1/32")
7" (18cm)
- 65-2133
1mm (1/32")
8" (20cm)
- 65-2137
1mm (1/32")
9" (23cm)
- 65-2134
1mm (1/32")
10" (25.4cm)
- 65-2132*
1mm (1/32")
with platform
7" (18cm)



ジェラルド鑷子 1mm

**Gerald Tissue Forceps, TC
1mm Tips**

- 50-1570*
7" (18cm)
- 50-1572
delicate
9" (23cm)
- 50-1573
10" (25.4cm)
- 50-1575
1x2 teeth
7" (18cm)
- 50-1574
1x2 teeth
10" (25.4cm)



ジェラルド鑷子 1mm ダスト

**Gerald Tissue Forceps
1mm Tips**

- 65-2127
cross-serrated
7" (18cm)
- 65-2128
cross-serrated
7 5/4" (19.5cm)
- 65-2135*
cross-serrated
10" (25.4cm)
- 65-2136
cross-serrated
12" (30.5cm)



金
頭
子

参照

 Gator-Grip: TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

 このマークはタンゲステンカーバイドの微粒子(ダストジョー)を貼り付けてあり、小さな針やデリケートな組織の把持に適しています。

マイクロリング鑷子 1mm ダスト

FineTouch™ Microvascular Ring Tip Forceps

Counterweight Pattern
Fine Tungsten Carbide Dusted Jaw
Surfaces, 1mm Ring Tips



65-5019 straight 6" (15cm)
65-5015 curved 6" (15cm)

65-5020* straight 7 1/4" (18.5cm)
65-5016 curved 7 1/4" (18.5cm)

65-5021 straight 8 1/4" (21cm)
65-5017 curved 8 1/4" (21cm)

65-5022 straight 9" (23cm)
65-5018 curved 9" (23cm)

65-5023 straight 10" (25.4cm)



マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン

LighTouch™ Microvascular Ring Tip Forceps

Counterweight Pattern
Fine Tungsten Carbide Dusted Jaw Surfaces
1mm Ring Tips



65-5020T* titanium straight 7 1/4" (18.5cm)

65-5021T titanium straight 8 1/4" (21cm)

65-5022T titanium straight 9" (23cm)

65-5023T titanium straight 10" (25.4cm)



鑷子

マイクロ鑷子 有鉤 1×2 1mm

FineTouch™ Tissue Forceps
Delicate 1x2 Teeth & Platform



65-5040* 7 1/8" (18.2cm)



マイクロリング鑷子 1mm ダスト チタン

LighTouch™ Microvascular Ring Tip Forceps

Fine Tungsten Carbide Dusted Jaws
1mm Ring Tips



65-5024T titanium 6" (15cm)

65-5025T* titanium 7 1/4" (18.5cm)

65-5026T titanium 8 1/4" (21cm)



参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けてあり、小さな針やデリケートな組織の把持に適しています。

マイクロリング鑷子 1mm ダスト

**FineTouch™ Microvascular Ring Tip
Forceps**
Lightweight Pattern
1mm Ring Tips



65-5025*
straight
7¹/₄" (18.5cm)

65-5026
straight
8¹/₄" (21cm)

65-4927
straight
9" (23cm)

65-5025C
curved
7¹/₄" (18.5cm)

65-5026C
curved
8¹/₄" (21cm)



参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けてあり、小さな針やデリケートな組織の把持に適しています。

マイクロリング鑷子 1mm ダスト

FineTouch™ Microvascular Ring Tip Forceps
Lightweight Pattern
1mm Ring Tips



65-5225*
with platform
7" (18cm)

65-5226
with platform
8¹/₄" (21cm)



ジェラルドリング鑷子 1mm ダスト

Gerald Ring Tip Forceps



65-2115*
7" (18cm)

65-2117
8" (20cm)



ジェラルドリング鑷子 1mm ダスト チタン

Gerald Ring Tip Forceps
LighTouch™



65-2115T*
titanium
1mm (1/32")
7" (18cm)

65-2117T
titanium
1mm (1/32")
8¹/₄" (21cm)



ジェラルドリング鑷子 2.5mm ダスト

FineTouch™ Microvascular Ring Tip Forceps
Lightweight Pattern
2.5mm Ring Tips



65-5227*
7" (18cm)

65-5229
8¹/₄" (21cm)



参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けてあり、小さな針やデリケートな組織の把持に適しています。

マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト

FineTouch™ Tissue Forceps
1mm Tip Counterweight Pattern
Fine Tungsten Carbide Dusted Surfaces



Straight

65-5027*
with platform
6" (15cm)

65-5028
with platform
7" (18cm)

65-5030
with platform
8¹/₄" (21cm)

65-5031
without platform
8¹/₄" (21cm)

65-5034
with platform
10" (25.4cm)


Curved

65-5027C
with platform
6" (15cm)

65-5029
with platform
7" (18cm)

65-5032
with platform
8¹/₄" (21cm)

65-5033
with platform
10" (25.4cm)



マイクロ鑷子 先端 1mm ダスト チタン

LighTouch™ Tissue Forceps
Titanium
Counterweight Pattern
Fine Tungsten Carbide Dusted Tips



Straight

65-5028T
with platform
7" (18cm)

65-5030T*
with platform
8¹/₄" (21cm)

65-5031-IT
without platform
9" (23cm)

Curved

65-5029T
7" (18cm)



スーチャタイイング鑷子 ダスト

Suture Tying Forceps
FineTouch™, Platform Tips
Round Handle



Straight

65-4880
4³/₄" (12cm)

65-4886*
5¹/₂" (14cm)

Curved

65-4882
4³/₄" (12cm)

65-4888
5¹/₂" (14cm)



参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けてあり、小さな針やデリケートな組織の把持に適しています。

マイクロ鑷子 ダスト

Microvascular Tissue Forceps
FineTouch™

98-6108*
6" (15cm)



マイクロ鑷子 先端細 ダスト

FineTouch™ Tissue Forceps
Very Delicate Fine
Tungsten Carbide Dusted Tips



Straight

65-5035*
without platform
7¹/₂" (19cm)

65-5037
with platform
7" (18cm)

65-5039*
with platform
8¹/₄" (21cm)

65-5041
with platform
9" (23cm)

Curved

65-5036
without platform
7" (18cm)

65-5037C
with platform
7" (18cm)

65-5039C
with platform
8¹/₄" (21cm)

65-5041C
with platform
9" (23cm)



マイクロ鑷子 先端細 ダスト チタン

LighTouch™ Tissue Forceps
Titanium
Very Delicate FineTouch™
Tungsten Carbide Dusted Tips

Straight

65-5035T
without platform
7¹/₂" (19cm)

65-5035PT*
with platform
7¹/₄" (18.5cm)

65-5039T
with platform
8¹/₄" (21cm)

Curved

65-5036T
without platform
7" (18cm)



参照




このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けてあり、小さな針やデリケートな組織の把持に適しています。

鑷

子


持針器 Needle Holder



ファインタッチ ニードルホルダー

FineTouch™ Needle Holders


- ・ステンレス製持針器
- ・先端のジョーには、タングステンカーバイド超硬チップの微粒子で作られたダストジョーを使い、6-0～8-0マイクロ針のような小さな針をしっかりと確実に把持できます。



ライタッチ ニードルホルダー

LighTouch™ Needle Holders


- ・チタン製持針器
- ・軽量、腐食防止、耐久性に優れます。
- ・先端のジョーには、タングステンカーバイド超硬チップの微粒子で作られたダストジョーを使い、6-0～8-0マイクロ針のような小さな針をしっかりと確実に把持できます。



ゲイターグリップ ニードルホルダー

Gator-Grip™ Needle Holders

- ・先端のジョーにタングステンカーバイド超硬チップを使用しています。
- ・先端のジョーのアヤスジは、高精度カットで鋭利に仕上げられ、縫合針をしっかりと確実に把持することができます。



SMOOTH
(スムーズ)



MICRO
(マイクロ)



FINE
(ファイン)



STANDARD
(スタンダード)



COARSE
(コース)


チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0～11/0	6/0～8/0	5/0～7/0	3/0～5/0	3/0以上

オルセンヘガール持針器 TC

Olsen-Hegar Needle Holders



50-1160



50-1160 50-1180

Gator-Grip™ TC Insert		 COARSE
5½" (14cm)	50-1160	
6½" (16.5cm)	50-1170	
7½" (19cm)	50-1180	

Gator-Grip™ TC Insert Delicate		 STANDARD
4½" (11.5cm)	50-1158	

Gator-Grip™ TC Insert Smooth		 SMOOTH
6½" (16.5cm)	50-1171	

Gator-Grip™ TC Insert Delicate Smooth		 SMOOTH
4½" (11.5cm)	50-1157	

持針器

クライルウッド持針器 TC

Crile-Wood Needle Holders



50-2047

Gator-Grip™ TC Insert Straight		 STANDARD
6" (15cm)	50-2406	
7" (18cm)	50-2407	
8" (20cm)	50-2408	
9" (23cm)	50-2409	
10" (25.4cm)	50-2410	
12" (30.5cm)	50-2412	
14" (35cm)	50-2414	
16" (40cm)	50-2416	

Gator-Grip™ TC Insert Curved		 STANDARD
7" (18cm)	50-2427	
9" (23cm)	50-2429	

Gator-Grip™ TC Insert Smooth		 SMOOTH
6" (15cm)	50-2405	

Gator-Grip™ TC Insert Left-Handed		 STANDARD
6" (15cm)	50-2432	
7" (18cm)	50-2433	
8" (20cm)	50-2434	
9" (23cm)	50-2435	

参照

 TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ライダー持針器 幅 1mm

Ryder Needle Holders

1mm Tips



50-2471

Gator-Grip™ TC Insert	
5" (13cm)	50-2469
6" (15cm)	50-2470
7" (18cm)	50-2471
8" (20cm)	50-2472
9" (23cm)	50-2473
10" (25.4cm)	50-2474



FineTouch™ TC Dust	
6¼" (16cm)	65-5095
7¼" (18.5cm)	65-5096
9" (23cm)	65-5098



持針器

ユーフレートパスク持針器

Euphrate-Pasque Needle Holders



50-2507

Gator-Grip™ TC Insert	
5½" (14cm)	50-2511
6" (15cm)	50-2507
7" (18cm)	50-2513
8" (20cm)	60-2509
9" (23cm)	50-2523



FineTouch™ TC Dust	
5½" (14cm)	65-2508
6" (15cm)	65-2519
7" (18cm)	65-2512
8" (20cm)	65-2510
9" (23cm)	65-2524



参照



TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

マイクロ持針器 曲 ダスト

"Stream-Line" FineTouch™ Needle Holders

1mm Tips



65-5182



Curved	
5" (13cm)	65-5179
5¾" (14.5cm)	65-5180
6½" (16.5cm)	65-5181
7¼" (18.5cm)	65-5182
10" (25.4cm)	65-5184



持針器

イントラ持針器 幅 2mm TC

Intra-Cardiac Needle Holders

2mm Tips



50-2480



Gator-Grip™ TC Insert	
5" (13cm)	50-2486
6" (15cm)	50-2487
7" (18cm)	50-2480
8" (20cm)	50-2481
9" (23cm)	50-2482
10" (25.4cm)	50-2483
12" (30.5cm)	50-2484
14" (35.5cm)	50-2485



参照



TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

メーヨヘガール持針器 TC

Mayo-Hegar Needle Holders



50-2436



Gator-Grip™ TC Insert	
6" (15cm)	50-2436
7" (18cm)	50-2437
8" (20cm)	50-2438
9" (23cm)	50-2439
10" (25.4cm)	50-2440
12" (30.5cm)	50-2445



COARSE

持針器

ディートリッヒ持針器 TC

Diethrich Needle Holders



50-1452



Gator-Grip™ TC Insert	
6" (15cm)	50-1450
7" (18cm)	50-1451
8" (20cm)	50-1452
9" (23cm)	50-1453



MICRO

参照



TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

デルフ持針器 TC

Derf Needle Holders



50-1400



Gator-Grip™ TC Insert

4¾" (12cm) 50-1400



STANDARD

持
針
器

ウェブスター持針器 スムース TC

Webster Needle Holders



50-1405



Gator-Grip™ TC Insert
Smooth

4¾" (12cm) 50-1405



SMOOTH

参照



TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

baumgartner持針器 TC

Baumgartner Needle Holders



50-1110



Gator-Grip™ TC Insert

5¾" (14.5cm) 50-1110



COARSE

持針器

ニールベルト持針器 TC

Neivert Needle Holders



50-1420



Gator-Grip™ TC Insert
Thumb Ring Offset

5" (12.5cm) 50-1420



STANDARD

参照



TC:このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ニューオリンズ持針器 TC

New Orleans Needle Holders



Gator-Grip™ TC Insert	
7" (18cm)	50-1150



持針器

サロット持針器 TC

Sarot Needle Holders



Gator-Grip™ TC Insert	
7" (18cm)	50-1340
10" (25.4cm)	50-1370
12" (30.5cm)	50-1371



参照



TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ワンゲンスティーン持針器 TC

Wangensteen Needle Holders



50-1380



Gator-Grip™ TC Insert	
11" (28cm)	50-1380



STANDARD

持針器

ハーゲイ持針器 曲 TC

Heaney Needle Holders



50-2525



Gator-Grip™ TC Insert	
8" (20cm)	50-2525
10½" (26.5)	50-2527
12" (30.5cm)	50-2528
14" (35.5cm)	50-2529



COARSE

参照



TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。


チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

フィノキエット持針器 曲 TC

Finochietto Needle Holders



50-2530




Gator-Grip™ TC Insert	
8" (20cm)	50-2530
10" (25.4cm)	50-2532



持針器

ドベーカー持針器 TC

DeBakey Needle Holders



50-2450



Gator-Grip™ TC Insert	
7" (18cm)	50-2500
9" (23cm)	50-2503
10" (25.4cm)	50-2504
12" (30.5cm)	50-2506



Gator-Grip™ TC Insert Vascular	
10" (25.4cm)	50-2454
12" (30.5cm)	50-2455



Gator-Grip™ TC Insert Ultra-Light	
6" (15cm)	50-2450
7" (18cm)	50-2451
8" (20cm)	50-2452
9" (23cm)	50-2453



参照



TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ハルシー持針器 TC

Halsey Needle Holders



50-1410

	Gator-Grip™ TC Insert	
	5" (12.5cm) 50-1410	FINE
	Gator-Grip™ TC Insert Smooth	
	5" (12.5cm) 50-1415	SMOOTH

持針器

マイクロ血管持針器 幅 1mm TC

Microvascular Gator-Grip™ Needle Holders

Tungsten Carbide Insert Jaw
Tapered to 1mm Tips



50-2460*
6" (15cm)

50-2461
7" (18cm)

50-2462
8" (20cm)

50-2463
9" (23cm)



スウェーデン持針器 幅 1.5mm TC

Sweden Gator-Grip™ Needle Holder

Tungsten Carbide Jaw
Tapered to 1.5mm



50-1460*
8mm long jaw
6¹/₂" (16.5cm)



参照




TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ストラッテ持針器 曲 TC

Stratte Needle Holders



Gator-Grip™ TC Insert Curved Handles	
8" (20cm)	50-2520
9" (23cm)	50-2522



Gator-Grip™ TC Insert Reverse Curved Handles	
9" (23cm)	50-2521




持
針
器

ジュリアン持針器 TC

Julian Needle Holders, TC

50-2515*
straight
8 1/4" (21cm)

50-2518
curved
8 1/4" (21cm)



ノーラン持針器 TC

Nolan Needle Holders, TC

50-1386*
with heavy boxlock
14" (35.6cm)

50-1387
with heavy boxlock
16" (40.6cm)



参照



TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

パール持針器 TC

Par Needle Holders, TC

50-1404
delicate tips
4" (10cm)

50-1403*
delicate tips
5" (12.5cm)



W.M.レモンカルディアック持針器 TC

W.M. Lemmon Cardiac Needle Holders, TC

50-2465
small
5³/₄" (14.5cm)

50-2466
medium
6³/₄" (17cm)

50-2467*
long
7¹/₂" (19cm)



マッチュー持針器 TC

Mathieu Needle Holders
Serrated

Gator-Grip™

50-1389
6³/₄" (17cm)

50-1390*
8" (20cm)

Standard



50-1389

クーリーマイクロ持針器 TC

Cooly Microvascular Needle Holders, TC
Extra Delicate

50-1337
serrated
6" (15cm)

50-1336
serrated
6³/₄" (17cm)

50-1338
serrated
8" (20cm)



50-1337

参照



TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

フレンチアイ持針器 幅 3mm TC

French Eye Gator-Grip™ Needle Holders
 Tungsten Carbide Jaw
 3mm Wide



50-2490*
 6" (15cm)

50-2491
 7" (18cm)

50-2492
 8" (20cm)

50-2493
 9" (23cm)



持
針
器

参照

 TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ワイヤーツイスタ 先細 TC

Wire Twisters, TC

50-1122
rounded jaw
blunt jaw
6" (15cm)

50-1121*
rounded jaw
delicate jaw
6" (15cm)

50-1123
rounded jaw
8" (20cm)



ベリー持針器 TC

Berry Needle Holder/Twister, TC

50-1303*
7¹/₄" (18.5cm)



参照



TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

スターナル持針器 TC

Sternal Needle Holders/Twisters, TC

50-1134*
7" (18cm)

50-1132
8" (20cm)



COARSE



ルビオワイヤーツイスタ TC

Rubio Wire Twister, TC

50-1138*
5" (12.5cm)



COARSE



持針器

参照

 TC: このマークはタンゲステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

ヤコブソン持針器 丸 TC

Jacobson Gator-Grip™ Needle Holders


Stainless Steel with Tungsten Carbide insert Jaws - Round Handle



持針器




Tungsten Carbide Insert Jaw - Serrated



Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
6" (15cm)	•		•		50-1486
		•	•		50-1487
7¼" (18.5cm)		•	•		50-1488
	•		•		50-1489
8¼" (21cm)	•		•		50-1490
		•	•		50-1492
	•			•	50-1494
9" (23cm)		•		•	50-1495
	•		•		50-1491
		•	•		50-1493
	•			•	50-1496
	•			•	50-1497



Heavy Tungsten Carbide Insert Jaw - Serrated



Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
7½" (19cm)	•		•		50-1470
8¼" (21cm)	•			•	50-1478
9" (23cm)	•		•		50-1471
10" (25.4cm)	•		•		50-1473
11" (28cm)	•		•		50-1474

参照



TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

※ w/Lockはラチェット付、w/o Lockはラチェットなしです。

カストロヴィエホ持針器 平 TC

Castroviejo Gator-Grip™ Needle Holders

Stainless Steel with Tungsten Carbide insert Jaws - Flat Handle




Tungsten Carbide Insert Jaw - Serrated

Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
5½" (14cm)	•		•		50-1440
	•			•	50-1441
7" (18cm)	•			•	50-1443
	•		•		50-1444
8½" (21.5cm)	•			•	50-1438
	•		•		50-1442




Tungsten Carbide Insert Jaw - Smooth

Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
5½" (14cm)	•		•		50-1445
	•			•	50-1446
7" (18cm)	•		•		50-1448
8½" (21.5cm)	•		•		50-1447



Heavy Tungsten Carbide Insert Jaw - Serrated

Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
7¼" (18.5cm)	•		•		50-1449
8½" (21cm)	•		•		50-1439



持針器

参照

 TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。


チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

※ w/Lockはラチェット付、w/o Lockはラチェットなしです。

ヤコブソン持針器 ダスト チタン

Jacobson LightTouch™ Needle Holders

Titanium with Tungsten Carbide dusted Jaws - Round Handle



Tungsten Carbide Dusted Jaw

Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
6" (15cm)	•		•		65-5045T
		•	•		65-5046T
	•			•	65-5245T
		•		•	65-5246T
7¼" (18.5cm)	•		•		65-5051T
		•	•		65-5052T
	•			•	65-5251T
		•		•	65-5252T
8¼" (21cm)	•		•		65-5055T
		•	•		65-5056T
	•			•	65-5255T
		•		•	65-5256T
9" (23cm)	•		•		65-5060T ※
		•	•		65-5061T ※

(※は極細タイプです。)



持針器

参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けて、6/0~8/0のような小さい針付縫合糸用の持針器になります。

※ w/Lockはラチェット付、w/o Lockはラチェットなしです。


カストロヴィエホ持針器 平 ダスト チタン

Castroviejo LighTouch™ Needle Holders

Titanium with Tungsten Carbide dusted Jaws - Flat Handle



Tungsten Carbide Dusted Jaw



Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
6" (15cm)	•		•		65-5120T
		•	•		65-5121T
	•			•	65-5220T
		•		•	65-5221T
7¼" (18.5cm)	•		•		65-5125T
		•	•		65-5126T
	•			•	65-5142T
		•		•	65-5143T
8¼" (21cm)	•		•		65-5130T
		•	•		65-5131T
	•			•	65-5150T
		•		•	65-5151T
9" (24cm)	•		•		65-5190T
12" (30.5cm)	•		•		65-5194T
		•	•		65-5195T
	•			•	65-5294T

持針器

参照




このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けて、6/0~8/0のような小さい針付縫合糸用の持針器になります。

※ w/Lockはラチェット付、w/o Lockはラチェットなしです。

ヤコブソン持針器 丸 ダスト

Jacobson FineTouch™ Needle Holders

Stainless Steel with Tungsten Carbide dusted Jaws - Round Handle



Tungsten Carbide Dusted Jaw


Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
4¾" (12cm)	•		•		65-5115
		•	•		65-5116
	•			•	65-5117
		•		•	65-5118
7¼" (18.5cm)	•		•		65-5051
		•	•		65-5052
	•			•	65-5251
		•		•	65-5252
8¼" (21cm)	•		•		65-5057 ※
		•	•		65-5058 ※
	•		•		65-5055
		•	•		65-5056
	•			•	65-5255
		•		•	65-5256
9" (23cm)	•		•		65-5060 ※
		•	•		65-5061 ※
	•			•	65-5260
		•		•	65-5261
	•		•		65-5280
		•	•		65-5281
	•			•	65-5283
		•		•	65-5284
10" (25.4cm)	•		•		65-5550
		•	•		65-5551
	•			•	65-5552
		•		•	65-5553
12" (30.5cm)	•		•		65-5554
		•	•		65-5555
	•			•	65-5556
		•		•	65-5558

(※は極細タイプです。)

Heavy Tungsten Carbide Dusted Jaw

Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
7½" (19cm)	•		•		65-1470
9" (23cm)	•		•		65-1471
10" (25.4cm)	•		•		65-1473
11" (28cm)	•		•		65-1474

持針器



参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けて、6/0~8/0のような小さい針付縫合糸用の持針器になります。

※ w/Lockはラチェット付、w/o Lockはラチェットなしです。


カストロヴィエホ持針器 平 ダスト

Castroviejo FineTouch™ Needle Holders

Stainless Steel with Tungsten Carbide dusted Jaws - Flat Handle



Tungsten Carbide Dusted Jaw



Length	w/ Lock	w/o Lock	Straight	Curved	Item
6" (15cm)	•		•		65-5048
		•	•		65-5049
	•			•	65-5248
		•		•	65-5249
	•		•		65-5050
7" (18cm)	•		•		65-5063
		•	•		65-5064
	•			•	65-5263
		•		•	65-5264
	•		•		65-5065
		•	•		65-5066
	•			•	65-5265
		•		•	65-5266
8½" (21.5cm)	•		•		65-5067
		•	•		65-5068
	•			•	65-5267
		•		•	65-5268
9½" (24cm)	•		•		65-5190
		•	•		65-5191
	•			•	65-5290
		•		•	65-5291
10" (25.4cm)	•		•		65-5192
	•			•	65-5292

持針器

参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けて、6/0~8/0のような小さい針付縫合糸用の持針器になります。

※ w/Lockはラチェット付、w/o Lockはラチェットなしです。

マイクロ持針器 丸 ダスト

Microvascular FineTouch™ Needle Holders
Tungsten Carbide Dusted Jaw
Round Handle



Straight
65-5071*

with lock, 7" (18cm)

Curved
65- 5070

with lock, 7" (18cm)

マイクロ持針器 丸 ダスト チタン

Microvascular LighTouch™ Needle Holder
Tungsten Carbide Dusted Jaw
Round Handle
Titanium



Straight
65-5071T*

with lock, 7" (18cm)

参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けて、6/0~8/0のような小さい針付縫合糸用の持針器になります。

バイオネット持針器 直平 ダスト

**Jacobson FineTouch™ “Stream-Line”
Microvascular Needle Holder**
Tungsten Carbide Dusted Jaw
Bayonet Flat Handle



Straight
72-8564*

bayonet, without lock, 7¹/₂" (19cm)

バイオネット持針器 直丸

Bayonet Needle Holder
Serrated Jaw
Round Handle



Straight
96-5800*

7⁵/₄" (19.7cm)

持
針
器

グラッサー持針器 直 ダスト

**Glasser FineTouch™
Microvascular Needle Holders**
Tungsten Carbide Dusted Jaw
Round Handle



Straight
65-5410*

4⁷/₈" (12.4cm)

Curved
65-5412

4⁷/₈" (12.4cm)

ダブルアクション持針器 丸 ダスト

**Double-Action FineTouch™
Needle Holders**
Tungsten Carbide Dusted Jaw
Round Handle



Straight

65-5106

with lock, 7¹/₄" (18.5cm)

65-5107

without lock, 7¹/₄" (18.5cm)

65-5110*

with lock, 9" (23cm)

65-5111

without lock, 9" (23cm)

Curved

65-5108

with lock, 7¹/₄" (18.5cm)

65-5109

without lock, 7¹/₄" (18.5cm)

65-5112

with lock, 9" (23cm)

65-5113

without lock, 9" (23cm)

参照



このマークはタングステンカーバイトの微粒子(ダストジョー)を貼り付けて、6/0~8/0のような小さい針付縫合糸用の持針器になります。

※ with lockはラチェット付、without lockはラチェットなしです。

カストロヴィエホ持針器 幅 1mm 直 平

Castroviejo-Ryder
Gator-Grip™ Needle Holders
Delicate 1mm
Tungsten Carbide Insert Jaw
Flat Handle



Straight
50-1454
50-1455*
50-1456

5½" (14cm)
7½" (19cm)
8½" (21.5cm)

ヤコブソンライダー持針器 幅 1mm TC

Jacobson-Ryder
Gator-Grip™ Needle Holders
Delicate 1mm
Tungsten Carbide Insert Jaw
Round Handle



Straight
50-1457
50-1459*

6" (15cm)
7" (18cm)

参照

 TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

レイル持針器 ダスト

Reill FineTouch™ Needle Holders
Tungsten Carbide Dusted Jaw
for 6-0 to 8-0 Suture
Round Handle



Straight

65-5075*
65-5076

with lock, 5³/₄" (14.5cm)
without lock, 5³/₄" (14.5cm)

Curved

65-5275
65-5276

with lock, 5³/₄" (14.5cm)
without lock, 5³/₄" (14.5cm)

スペンサーコロナリー持針器 直平 TC

**Spencer Coronary
Gator-Grip™ Needle Holder**
Tungsten Carbide Insert Jaw
Smooth
Flat Handle



Straight
50-1430*

7¹/₄" (18.5cm)

持
針
器

参照

 TC: このマークはタングステンカーバイド超硬チップ付になります。

チップサイズ	SMOOTH	MICRO	FINE	STANDARD	COARSE
針付縫合糸サイズ	7/0~11/0	6/0~8/0	5/0~7/0	3/0~5/0	3/0以上

※ with lockはラチェット付、without lockはラチェットなしです。

ミニリーインベージブ剪刀

Scissors

9" (23.5cm) Working Length

65-4000*
curved 15°

65-4002*
curved 30°

65-4004*
curved 70°

65-4006*
Potts-style 45°

65-4008*
Potts-style 125°



MIS用持針器

Needle Holders
With Ratchet
9" (23.5cm) Working Length

65-4020*

TC straight jaw

65-4022*

TC curved jaw

65-4024*

TC Ryder jaw

65-4026*

TC curved mini jaw
fine 3mm shaft

MIS用ノットプッシャー

Knot Pushers
9³/₄" (25cm) Working Length

65-4050*

standard



MIS

MIS用把持鉗子

DeBakey Graspers

9" (23.5cm) Working Length

65-4036*

1x2 AG
small jaw

65-4038*

1x2 AG
small jaw
angled upwards

65-4040*

1x2 AG
small jaw
angled left

65-4042*

Resano jaw
for valves

65-4044*

1x2 AG
wide jaw



MIS用テープ通し
Fine Nerve & Vessel Hook

66-1570*
13⁷/₈" (35cm)



MIS用テープ通し
Nerve & Vessel Hook

66-1573*
13⁷/₈" (35cm)



MIS用テープ通し
Vessel Hook

66-1576*
13⁷/₈" (35cm)



MIS用スーチャーキャッチャ
Suture Catcher

66-1579*
13⁷/₈" (35cm)



MIS用マグネティックレトリバー
Magnetic Retriever

66-1584*
13⁷/₈" (35cm)



MIS用スーチャルーラ

Suture Ruler

For mitral valve chordal replacement with expanded PTFE sutures

66-1590*

3 - 60mm

1 $\frac{3}{4}$ " (34cm)



MIS用アオルティックバルブ

Aortic Valve Rongeurs

66-1607*

3mm

66-1608

3mm

angled up 30°





■本社:〒113-0033 東京都文京区本郷3-23-13 TEL:03-3812-3251(代) FAX:03-5689-5829

札幌支店

〒060-0031 札幌市中央区北一条東4-8-1 サッポロファクトリー・フロンティア館4階
TEL.011-210-2720 FAX.011-210-2721

東北支店

〒982-0014 仙台市太白区大野田字皿屋敷6-1
TEL.022-748-1225 FAX.022-308-8820

青森営業所

〒030-0919 青森市はまなす2-16-15
TEL.017-726-6730 FAX.017-737-0137

盛岡連絡事務所

〒020-0051 盛岡市下太田沢田68-18 オーキッドハウスB号室
TEL.019-658-1631 FAX.019-658-1632

福島連絡事務所

〒960-0112 福島市南矢野日字荒屋敷58-10 企業情報福島ビル1階
TEL.024-555-6601 FAX.024-555-6602

関東支店

〒344-0059 春日部市西八木崎3-11-15
TEL.048-761-0521 FAX.048-761-0527

つくば営業所

〒305-0821 つくば市春日3-5-20
TEL.029-852-7310 FAX.029-855-7175

松本営業所

〒399-0007 松本市石芝3-1-1 石芝ビル101号
TEL.0263-29-1366 FAX.0263-29-1367

新潟連絡事務所

〒950-2028 新潟市西区小新南1-2-7 ウエルズ小新C号室
TEL.025-201-3221 FAX.025-232-9105

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷3-43-16 成田ビル4階
TEL.03-3812-3331 FAX.03-3812-3332

横浜営業所

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-23-3 新横浜AKビル3F
TEL.045-476-8850 FAX.045-476-8859

中部支店

〒460-0022 名古屋市中区金山1-1-15
TEL.052-331-3121 FAX.052-339-3862

静岡営業所

〒422-8005 静岡市駿河区池田59-1
TEL.054-287-7081 FAX.054-287-7082

金沢営業所

〒920-0027 金沢市駅西新町1-39-10
TEL.076-224-7717 FAX.076-224-7727

関西支店

〒540-0005 大阪市中央区上町1-24-2
TEL.06-6764-8030 FAX.06-6764-8040

中四国支店

〒733-0002 広島市西区楠木町1-10-8 第4ミタニビル
TEL.082-294-3202 FAX.082-295-3598

岡山営業所

〒701-0205 岡山市南区妹尾2355-1
TEL.086-209-0071 FAX.086-209-0073

高松連絡事務所

〒760-0078 高松市今里町2-6-1
TEL.087-861-2146 FAX.087-861-2150

九州支店

〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-1-14
TEL.092-474-0381 FAX.092-411-1325

鹿児島営業所

〒890-0055 鹿児島市上荒田町25-11 メゾン林A103
TEL.099-256-7843 FAX.099-256-4789

販売元



■問い合わせ先:本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

製造販売元

泉工医科貿易株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-12

製造元

Boss Instruments Ltd.

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2016/3月/500 ●不許複製 ●B-25 ●S-6 ●BO-0060-03 www.mera.co.jp/