

Soari / Serres

壁掛吸引器 Soari



Soari / Serres

壁掛吸引器 Soari



吸引配管
プロテクタ



特長

- 吸引アウトレットに接続し、吸引圧を調整して使用できます。
- セレス吸引システムとの併用により、吸引管理の運用をサポートします。
- わかりやすい操作設計で、スムーズな使用に配慮しています。
- 吸引配管プロテクタを標準装備し、院内吸引配管の保護に配慮しています。



消耗部品



7×11 吸引チューブ



吸引配管プロテクタ



インレット吸引ホース



一般的名称(JMDNコード)	販売名	クラス分類	特定保守管理医療機器	吸引圧力調整の目盛	外形寸法(mm)
真空吸引器(36778000)	壁掛吸引器 Soari	クラスI	該当	OFF/10/20/30/40/50/60/MAX ※最大調整圧力:配管圧による	172(W)×103(D)×230(H)

コード番号	JANコード	販売名	規格/型式	販売単位	届出番号
0151100400	4560209426507	壁掛吸引器 Soari	P型 Serres H6038-SER	1台/箱	11B1X00012000027
0151100500	4560209426514		S型 Serres H6039-SER		

コード番号	JANコード	製品名	包装単位	
0151101701	4560209439439	7×11 吸引チューブ(未滅菌) 10本入ID7×OD11×2m E7582-SC	10本/袋	医療機器非該当品
0151101801	4560209439385	吸引配管プロテクタ E7577-SC	10個/袋	
0151101900	4560209439415	P型 インレット吸引ホース(吸引配管プロテクタ付き) E7580-SC	1個/袋	
0151102000	4560209439422	S型 インレット吸引ホース(吸引配管プロテクタ付き) E7581-SC	1個/袋	

製造販売業者

SCNKOMedical 株式会社Sanko Medical 埼玉県さいたま市西区中釘652番地

販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

注意 ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2026/6月/1000 ●不許複製 ●B-150 ●GR-1 ●BO-0574-01

お問い合わせ

