


メラ呼吸バッグ

Breathing Bags

ラテックスフリーの単回使用麻酔用呼吸バッグです。



メラ呼吸バッグ



■特長

- ラテックスフリーです。
- 柔らかくて滑りにくく、バッグを掴んだときのフィット性に優れています。
- 単回使用品です。

メラ呼吸バッグ

Breathing Bags ●材質:ポリクロロプレンゴム(ラテックスフリー)

■仕様

コード番号	JANコード(13)	JANコード(14)	サイズ	販売数量(包装数量)
0022400901	4806019617552	14806019617559	3Liter	10個/箱(1個/袋)
0022400801	4806019617545	14806019617542	2Liter	10個/箱(1個/袋)
0022400701	4806019617538	14806019617535	1Liter	10個/箱(1個/袋)
0022400601	4806019617521	14806019617528	0.5Liter	10個/箱(1個/袋)

製造販売業者


MERASENKO 泉工医科工業株式会社

製造業者

MERASENKO CORPORATION (国名:フィリピン)

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになつてからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります、あらかじめご了承ください。

●2018/9月/1000 ●認証番号:230ADBZX00055000 ●不許複製 ●A-13 ●GR-1 ●BA-0092-2

www.mera.co.jp/