

メラ呼吸回路セット

Breathing Circuit Set




メラ呼吸回路セット

全身麻酔時に必要となる呼吸回路周辺用具を1つにパッケージしました。
“医療従事者の作業時間の軽減”、“確実性”、“コストダウン” が得られます。

(例) 型式:FL120/30-WHN

構成品




F回路ライト FL120/30



MF-MS-N (滅菌済)



エルボコネクタ



呼吸バッグ3L

回路長さ:160cm
MF-MS-N(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量:150~1000mL
構成品全て接続時:コンプライアンス:1.3mL/hPa 死腔量:37mL

■メラ呼吸回路セット(F回路ライト FL)


商品コード	型式	構成品				JANコード (14)
		呼吸回路、() 内長さ	人工鼻 (HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ	
0020014401	FL120/30-WHN	FL120/30 (160cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ	14806019610833
0020013701	FL120/30-WH	FL120/30 (160cm)	MF-MS-N	3L	なし	14806019611489
0020013801	FL120/30-W α	FL120/30 (160cm)	なし	3L ※	なし	14806019611496
0020014801	FL150/30-WHN	FL150/30 (190cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ	14806019610871
0020012801	FL180/30-WHN	FL180/30 (220cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ	14806019611717
0020500901	FL180/30-W α	FL180/30 (220cm)	なし	3L ※	なし	14806019611977

販売単位:10袋/箱(包装:1セット/袋) 認証番号:226ADBZX00213000
麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※ビニル袋を使用しない

(例) 型式:YA-120-WHN

構成品



パラレルY呼吸回路YA-120 , YA-150 （選択）



MF-MS-N(滅菌済)



エルボコネクタ



呼吸バッグ3L

回路長さ:120(150)cm

MF-MS-N(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量:150~1000mL

構成品全て接続時:コンプライアンス:1.6(2.2)mL/hPa 死腔量:42mL ※()内は、YA-150-WHNを示す

■メラ呼吸回路セット(パラレルY呼吸回路 YA)


商品コード	型式	構成品				JANコード(14)
		呼吸回路、()内長さ	人工鼻(HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ	
0020014201	YA-120-WHN	YA-120 (120cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ	14806019610819
0020500401	YA-120-WHG	YA-120 (120cm)	MF-MS-N	3 L	エルボコネクタ (GS)	14806019611762
0020012901	YA-120-WIN	YA-120 (120cm)	MF-MB-N	3L	エルボコネクタ	14806019611403
0020013001	YA-120-W α	YA-120 (120cm)	なし	3L ※	なし	14806019611410
0020014301	YA-150-WHN	YA-150 (150cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ	14806019610826
0020013201	YA-150-WHG	YA-150 (150cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ (GS)	14806019611434
0020013301	YA-150-WIN	YA-150 (150cm)	MF-MB-N	3L	エルボコネクタ	14806019611441
0020501101	YA-150-WC	YA-150 (150cm)	MF-LS	3 L	なし	14806019611991

販売単位:10袋/箱(包装:1セット/袋) 認証番号:226ADBZX00213000 ※ビニル袋を使用しない
麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

小人用呼吸回路のパッケージ製品をご用意いたしました。


(例)型式: YP-90-ULN

構成



(例)型式: YP-120-VM

構成



■メラ呼吸回路セット(パラレルY呼吸回路 YP)


商品コード	型式	構成				JANコード (14)
		呼吸回路、() 内長さ	人工鼻 (HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ	
0020014101	YP-90-ULN	YP-90 (90cm)	MF-SS-N	1L	エルボコネクタ	14806019611526
0020500301	YA-90-VLG	YP-90 (90cm)	MF-SS-N	2L	エルボコネクタ (GS)	14806019611755
0020013901	YP-120-VM	YP-120 (120cm)	MF-SB-N	2L	なし	14806019611502
0020014001	YP-120-V α	YP-120 (120cm)	なし	2L ※	なし	14806019611519

販売単位: 10袋/箱(包装: 1セット/袋) 認証番号: 226ADBZX00213000
麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※ビニル袋を使用しない

(例)型式: YAR-120-WHN

構成



セレクトY呼吸回路YAR-120, YAR-150 (選択)

MF-MS-N(滅菌済)

エルボコネクタ

呼吸バッグ3L

回路長さ: 120(150)cm
MF-MS-N(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量: 150~1000mL
構成部品全て接続時: コンプライアンス: 1.4(1.5)mL/hPa 死腔量: 40mL ※()内は、YAR-150-WHNを示す
※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

(例)型式: YAR-150-AG

構成



セレクトY呼吸回路YAR-150

MF-MS(滅菌済)

エルボコネクタ (ギアードスイベル)

回路長さ: 150cm
MF-MS(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量: 150~1000mL
構成部品全て接続時: コンプライアンス: 1.5mL/hPa 死腔量: 40mL ※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

■メラ呼吸回路セット(セレクトY呼吸回路 YAR)


商品コード	型式	構成部品				JANコード (14)
		呼吸回路、() 内長さ	人工鼻 (HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ	
0020014601	YAR-150-WHN	YAR-150 (150cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ	14806019610857
0020014701	YAR-150-AG	YAR-150 (150cm)	MF-MS	なし	エルボコネクタ (GS)	14806019610864
0020500701	YAR-200-AG	YAR-200 (200cm)	MF-MS	なし	エルボコネクタ (GS)	14806019611793

販売単位: 10袋/箱(包装: 1セット/袋) 認証番号: 226ADBZX00213000 ※ビニル袋を使用しない
麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

関連製品

セレクトY呼吸回路

患者口元のYピースと吸気、呼気の蛇管の着脱が可能です。
(22mmテーパ接合)



■セレクトY呼吸回路

商品コード	型式	構成品	回路長さ (cm)	コンプライアンス (mL/hPa)	JANコード(14)
0020024401	YAR-90-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	90	0.9	14806019610574
0020024501	YAR-120-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	120	1.3	14806019610581
0020024601	YAR-150-N	エルボコネクタ(ポート無)	150	1.5	14806019610598
0020024701	YAR-200-N	エルボコネクタ(ポート無)	200	2.1	14806019610604
0020024801	YAR-300-N	エルボコネクタ(ポート無)	300	3.1	14806019610611
0020024901	YAR-500-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	500	5.2	14806019610628
0020023301	YAR-120-G ※	エルボコネクタ(ギアードスィベル)	120	1.3	14806019610468
0020023901	YAR-120-S ※	エルボコネクタ(ポート付)	120	1.3	14806019610529


※受注生産品
販売単位: (長さ90~200cm) 5袋/箱、(長さ300、500cm) 2袋/箱 (包装: 1本/袋)
認証番号: 226ADBZX00201000
麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

F回路ライト

『軽費・軽量・軽快』を追求した同軸型呼吸回路です。

- 同軸管は、外径25mmの呼吸管を採用しています。
- 頭頸部、口腔内手術や特殊な体位の手術において、広い視野を得る事が出来ます。
- 誤接続防止のため、吸気側蛇管のソケット(緑)、呼気側蛇管のソケット(白)を色別化しています。
- 透明な患者側口元エルボコネクタにはサンプリングポートを設けています。



■F回路ライト

商品コード	型式	構成品	回路長さ (cm)	コンプライアンス (mL/hPa)	JANコード(14)
0020011501	FL45/90※	エルボコネクタ(ポート付)	140	1.5	14806019604436
0020011401	FL90/30	エルボコネクタ(ポート付)	130	1.0	14806019604429
0020011301	FL120/30	エルボコネクタ(ポート付)	160	1.2	14806019604412
0020011201	FL150/30	エルボコネクタ(ポート付)	190	1.4	14806019604405
0020011101	FL180/30	エルボコネクタ(ポート付)	220	1.6	14806019604399

販売単位: 5袋/箱 (包装: 1本/袋) 承認番号: 22100BZX00058000
※受注生産品

製造販売業者


MERAS 泉工医科工業株式会社

製造業者 MERASENKO CORPORATION (国名: フィリピン)

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

● 2019/4月/2000 ● 不許複製 ● S-1 ● A-75 ● BA-0252-03

www.mera.co.jp/