

セレクトY呼吸回路

Select Y Breathing Circuit



セレクトY呼吸回路

患者口元のYピースと吸気管、呼気管の着脱ができますので、定量噴霧式吸入器(MDIチャンバー)や一酸化窒素吸入療法(NO療法)用コネクタなどの組み入れが可能です。(22mmテーパ接合)



N:エルボコネクタ
(ポート無)

S:エルボコネクタ
(ポート付)

G:エルボコネクタ
(ギアードスイベル)

■セレクトY呼吸回路

商品コード	型式	構成品	回路長さ (cm)	コンプライアンス (mL/hPa)	JANコード(14)
0020024401	YAR-90-N※	エルボコネクタ(ポート無)	90	0.9	14806019610574
0020024501	YAR-120-N※	エルボコネクタ(ポート無)	120	1.3	14806019610581
0020024601	YAR-150-N	エルボコネクタ(ポート無)	150	1.5	14806019610598
0020024701	YAR-200-N	エルボコネクタ(ポート無)	200	2.1	14806019610604
0020024801	YAR-300-N	エルボコネクタ(ポート無)	300	3.1	14806019610611
0020024901	YAR-500-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	500	5.2	14806019610628
0020023301	YAR-120-G※	エルボコネクタ(ギアードスイベル)	120	1.3	14806019610468
0020023901	YAR-120-S※	エルボコネクタ(ポート付)	120	1.3	14806019610529

※受注生産品

呼吸管サイズ: 外径25mm


販売単位: (長さ90~200cm) 5袋/箱、(長さ300、500cm) 2袋/箱 (包装: 1本/袋)

麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

エルボコネクタは10個/箱で別売をしています。(販売名: メラプリージングコネクタ)


■ギアードスイベル機構



余分な力を使わずに取り外しでき、患者への負担を軽減できます。

又、取り付け時には、より確実な嵌合が得られます。

(特許番号: 第4866631号)



【取り付け時】

15mmオスコネクタに差し込み、回転部をロックして、押しながら回してください。

【取り外し時】

回転部をロックして、回しながら引き抜いてください。

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

●2019/4月/1000 ●不許複製 ●認証番号: 226DBZX00201000 ●クラスII ●S-2 ●A-88 ●BA-0282-02 www.mera.co.jp/