

気管切開チューブ

メラ ソフィット クリア(T)

Tracheostomy Tube MERA SOFIT CLEAR (T)

気管切開チューブの固定用テープをあらかじめ装着いたしました。



ソフィット クリア (T)



■セットされた状態

- メラ ソフィット クリアのネックプレートに綿テープを装着した製品をご用意いたしました。
(型式がC-S(カフ・吸引付)タイプのみ)

■特長

- ネックプレートに綿テープを結ぶ作業がなくなりますので、気管切開チューブの交換時間が短縮できます。
- 綿テープは挿入の邪魔にならないように小さくまとめています。さらに汚れ防止としてビニル袋に入れられています。
- 綿テープは頸部への圧迫を軽減できる幅広(15mm幅)のテープを採用しています。
- メラコルゲート内カニューレを組み合わせで使用できます。カニューレ内腔の開閉性、メンテナンスを向上できます。
(クリア内径7～9の5サイズ)

コード番号	JAN コード (14)	販売名	規格 / 型式	包装 (数量)
0043015800	04806019611819	メラ ソフィット クリア	C-6CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043015900	04806019611826	メラ ソフィット クリア	C-7CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016000	04806019611833	メラ ソフィット クリア	C-7.5CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016100	04806019611840	メラ ソフィット クリア	C-8CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016200	04806019611857	メラ ソフィット クリア	C-8.5CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016300	04806019611864	メラ ソフィット クリア	C-9CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016400	04806019611871	メラ ソフィット クリア	C-10CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱

製造販売業者


泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

製造業者

MERASENKO CORPORATION

国名: フィリピン



実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読み
になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
 ●管理医療機器 ●一般的名称: 単回使用気管切開チューブ ●医療機器届出番号: 21500BZY00462000
 ●2017/3月/1000 ●不許複製 ●GR-2 ●A-89 ●BA-0294-02 www.mera.co.jp/