

メラ麻醉器用呼吸回路 (F回路ライト)

Breathing Circuit

『**軽**費・**軽**量・**軽**快』を追求した麻醉器用呼吸回路です。




メラ麻醉器用呼吸回路 (F回路ライト)

特長

- 同軸蛇管の外径は25mmの細い蛇管を採用しています。
- 頭頸部、口腔内手術や特殊な体位の手術において、広い視野を得る事が出来ます。
- しなやかで軽量の回路は患者への負担を軽減できます。
- 誤接続予防のため、吸気側蛇管のソケット(緑)、呼気側蛇管のソケット(白)を色別化しています。
- 透明な患者側コネクタにはサンプリングポートを設けています。


種類



FL 180/30




FL 150/30



FL 120/30



FL 90/30



FL 45/90

※例:FL (F回路ライトの略) 120(同軸蛇管長)/30(二軸蛇管長) 単位:cm

型 式	商品コード	JANコード	販売単位
FL180/30	0020011101	14806019604399	5セット/箱
FL150/30	0020011201	14806019604405	
FL120/30	0020011301	14806019604412	
FL 90/30	0020011401	14806019604429	
※FL 45/90	0020011501	14806019604436	

●包装単位:1セット/袋 ※受注生産品

関連製品

F回路プラスセット

- 内管と外管は分離でき、ご使用前に内管のリークテストが可能です。
- 細いタイプ(緑色、MS)と太いタイプ(黄色、L)の2サイズを用意しました。
- 呼吸管長さは90、120、150、180、210cmの5サイズ(標準販売品)
- 販売単位:2セット/箱(1セット/袋)

製品の詳細は個別のカタログをご覧ください。



FP-MS



FP-L

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

製造業者

MERASENKO CORPORATION 国名:フィリピン

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。一般的名称:単回使用麻醉用呼吸回路 37704000 管理医療機器

●2019/4月/1000 ●承認番号:22100BZX00058000 ●不許複製 ●S-1 ●A-9 ●BA-0013-03