

ささえTM フランジ固定板

SASAETM for flange fixing




- 気管切開チューブのフランジが
4点で固定出来ます。



■プレートサイズ 小児用の S と大人用の L の2種類あります。



■使用例 患者さんの状態に適した 4点固定 を選択してください。



■商品の種類 プレート単品のほか、専用固定ヒモとのセット品もあります。

商品コード	商品名	商品構成
0029002700	SASAE S キット	プレートS 1枚、面ファスナー 4本、120cm固定ヒモ 2本
0029002800	SASAE L キット	プレートL 1枚、面ファスナー 4本、120cm固定ヒモ 2本
0029002900	SASAE S プレート	プレートS 1枚
0029003000	SASAE L プレート	プレートL 1枚
0029003100	SASAE ベルトセット	面ファスナー 12本、720cm固定ヒモ 1本

Amazon(アマゾン)からもSASAE(ささえ)がお求めいただけるようになりました。[SASAEはラテックスフリーです]

製造販売業者

 **泉工医科工業株式会社**

Made in Japan

東京都文京区本郷3-23-13 ■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL03-3812-3254 Email:clip@mera.co.jp

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 ●2019/9/2000 ●医療用雑品 ●不許複製 ●A-99 ●F-1

●BA-0367-02 www.mera.co.jp/