

凝固材ユニット 凝固材ユニット専用連結チューブ

クローズド・システムによる凝固材投入で、医療従事者の感染対策に貢献します。



セレス吸引バッグ接続例

凝固材ユニット/凝固材ユニット専用連結チューブ

集液後の排液処理の不潔操作がなくなります。

●単独仕様でも、凝固材ユニット専用連結チューブを併用した連結仕様でもご使用いただけます。(セレス吸引バッグ接続例)



■製品構成



■単独仕様



■連結仕様

●凝固材ユニットの接続や投入はワンタッチ操作です。

ストッパーを引抜き、ノブを引き上げると凝固材が落下します。



コード番号	販売名	GTIN-14	JANコード13(桁)	規格・型式	販売単位
0151006801	凝固材ユニット	14806019618273	4806019618276	24個入	24個/箱
0151006901	凝固材ユニット専用連結チューブ	14806019618280	4806019618283	25本入	25本/袋

販売元

MERAL 泉工医科工業株式会社

原産国：フィリピン(凝固材ユニット)/フィンランド(凝固材ユニット専用連結チューブ)

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

注意 実際のお取り扱いの際には取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2021/6/2000 ●医療機器非該当 ●不許複製 ●B-121 ●F-1 ●BO-0471-01

www.mera.co.jp/