

吸引圧力調整器 HK-333型

Vacuum Regulator


- 大きい1.6級※の真空計を採用し圧力の調節が可能です。
- スライドコックによる吸引のON、OFFが可能です。
- 大きな吸引圧力調整用ノブの採用により調節を容易にすることが可能です。




吸引圧力調整器 HK-333型



標準付属品 (S又はPのどちらか1個が付属)



S アダプタプラグ(シュレーダ方式)



P アダプタプラグ(ピン方式)



■連結チューブ

真 空 計 目 盛 範 囲	0～-100kPa(-750mmHg) 最小単位(2kPa)
吸 引 圧 力 調 整 範 囲	0～-66.7kPa(-500mmHg)
吸 引 速 度 (空 気)	配管設備に準じる
寸 法 / 質 量	155mm(H)×70mm(W)×87mm(D)/約0.6kg

標準付属品: 連結チューブ2個、アダプタプラグ1個

商 品 コード	J A N コード	販 売 名	規格・型式	販売単位
0151004800	04582313641102	吸引圧力調整器 HK-333型	P 型	1 個 / 箱
0151005000	04582313641126	吸引圧力調整器 HK-333型	S 型	1 個 / 箱

※P型:ピンタイプ、S型:シュレーダタイプのアダプタプラグ

販売業者

MEERA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2015/10月/1500 ●届出番号: 28B1X00001000006 ●クラス分類: I ●不許複製 ●B-42 ●S-2 ●BO-0113-02

www.mera.co.jp/

製造販売業者



アワウォーター防災株式会社

兵庫県神戸市西区高塚台3-2-16