


シリコンソラシック カテーテル ストレート & アングル

生体適合性、抗血栓性に優れ、適度に柔軟で患者様に優しいシリコン製カテーテルです。




Silicone Thoracic Catheters Straight & Right Angle




特長

- ストレート型(12Fr～28Fr、3Fr 間隔で6種類)、アングル型(24Fr、28Fr)から選択できます。
- 柔軟で抗キック性に優れたシリコン製なので留置中でも快適で患者様のQOLの向上に寄与します。
- 正確な留置位置を確認できるX線不透過ラインが付いています。
- 大きく滑らかな側孔は閉塞を最小化し、効率的なドレナージが可能です。
- カテーテルの先端部はテーパ加工で組織に優しく、遠位端は斜めカット加工により引き出しやすい形状です。
- 透明で排液の視認性が良好です。

製品概略図 (ストレート型)



(アングル型)



形状	コード番号	製品番号	サイズ	全長	接続コネクタ ※	包装単位
ストレート	0158051301	20812	12Fr/4mm	500mm	924	10本/箱
	0158051401	20815	15Fr/5mm	500mm	6×ルアー	10本/箱
	0158051501	20818	18Fr/6mm	500mm	US	10本/箱
	0158051601	20821	21Fr/7mm	500mm	US	10本/箱
	0158051701	20824	24Fr/8mm	500mm	US	10本/箱
	0158051801	20828	28Fr/9.3mm	500mm	UL	10本/箱
アングル	0158051901	21824	24Fr/8mm	600mm	US	10本/箱
	0158052001	21828	28Fr/9.3mm	600mm	UL	10本/箱

※ メラコネクタ付接続管
メラドレノンコネクタ及び接続管の規格・型式です。

製造販売業者



■ 問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

製造業者



注意

実際のお取り扱いの際には添付文書及び取扱説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2020/1月/1000 ● 医療機器認証番号: 221ADBZX00080000 ● 不許複製 ● B-84 ● F-1 ● BO-0420-01
www.mera.co.jp/