

 Cardiovascular Surgery

メラ・サッカー

MERA Suction Devices




メラ・サッカー

特長

- 使用用途に応じた2種類の管内径(4.0mm、3.0mm)をラインナップ。
- 管内径4.0mmモデルは、ポリカーボネート製とステンレス鋼製をラインナップ。
- 握りやすい円柱状のグリップ。
- 使いやすい130°(DS-L1Sは145°)と90°のアングル角度。

製品ラインナップ



仕様

型式	商品コード	JANコード	嘴管材質	嘴管角度	管内径
DS-L1	0251500100	4544753038546	ポリカーボネート	130°	4.0mm
DS-L1S	0251500500	4544753067911	ステンレス鋼	145°	4.0mm
DS-L2	0251500200	4544753038553	ポリカーボネート	90°	4.0mm
DS-S1	0251500300	4544753038560	ステンレス鋼	130°	3.0mm
DS-S2	0251500400	4544753038577	ステンレス鋼	90°	3.0mm

- ・販売名:メラ・サッカー(認証番号:16100BZZ00645000)
- ・クラス分類:管理医療機器(クラスII)
- ・弊社人工心肺回路にも組み込み可能です。

販売元

MERA 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■ 営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意 実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
 ● 2015/4/2000 ● 不許複製 ● 認証番号:16100BZZ00645000 ● S-1 ● D-90 ● BH-0251-01 www.mera.co.jp/