


メラチューブホルダ (気管切開チューブ用)


MERA Tube Holder

- 新生児から成人まで対応できる3サイズをご用意しました。
- ナイロンバンド部の幅は長さに適した幅にしました。
- 出荷単位は5個/袋です。在宅患者様にもお求め易くなりました。



サイズL
サイズM
サイズS

■ 形状、寸法



3mm
A
面ファスナー
面ファスナー
B
C


	サイズS	サイズM	サイズL
全長A(ナイロン部)	340	460	490
太い部分の長さB	120	170	280
太い部分の幅C	27	29	34
使用可能長さ※1	140~220	180~320	290~390

(単位:mm)

■ 製品仕様

商品コード	商品名	包装単位	JANコード
0043103401	メラチューブホルダS(気管切開チューブ用)	5個/袋	14544753007914
0043103501	メラチューブホルダM(気管切開チューブ用)	5個/袋	14544753007891
0043103601	メラチューブホルダL(気管切開チューブ用)	5個/袋	14544753007884

クラス分類:医療用雑品



■ ※1 頸部外周長さには、ご使用になる気管切開チューブのネックプレート(フランジ)の左右のテープ通し穴の距離を加算してください。

■ ソフィットシリーズの左右のテープ通し穴の距離

- ソフィットフレックス:約70mm
- ソフィットクリア :約70mm
- ソフィット(大人用):約75mm
- ソフィット(小児用):約53mm
- ソフィット(新生児用):約43mm

■ 注意

- 面ファスナーは直接皮膚に接触させないでください。
- 面ファスナーを本体のナイロンの太い部分以外に貼り合わせないでください。
- 強い力で引っ張ると面ファスナーとナイロンの貼り合わせが外れることがあります。

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画): TEL.03-3812-3252 FAX.03-3812-4613

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 ●2019/9月/1000 ●不許複製 ●A-31 ●S-6 ●BA-0042-03 www.mera.co.jp/