

メラ人工心肺用コネクター

MERA Connector of Extracorporeal Circuit

透明度の高いポリカーボネイト材を使用したディスプレイコネクター。

先端部とチューブの段差が、少なくなるよう設計。


『ストレート』、『ルアー付きストレート』、『Y字』、『T字』等、種類もサイズも豊富にラインアップ。




メラ人工心肺用コネクター

■特長


- コネクターの両端にはコネクターキャップが付いており、開封の際不潔にすることなく取り出すことができます。
- 包装はタイベックを使用しており、開封し易く、破れにくくなっております。




メラストレートコネクターサイズ(A×B)					
4.5×4.5	0238000101	6×12	0238000801	10×10	0238001201
4.5×6	0238000201	6×ルアー	0238000301	10×12	0238001301
6×6	0238000501	8×8	0238000901	12×12	0238001401
6×8	0238000601	8×10	0238001001	ロック付6ルアー	0238000401
6×10	0238000701	8×12	0238001101		



メラルアー付ストレートコネクターサイズ(A×B)					
4.5×4.5	0238030301	8×8	0238030401	12×12	0238030501
6×6	0238030101	10×10	0238030201		




メラY字コネクターサイズ(A×B×C)					
6×6×6	0238010101	8×8×6	0238011101	10×8×8	0238010301
6×6×8	0238010501	8×8×8	0238010201	10×10×8	0238011701
6×8×8	0238010801	8×8×10	0238011201	10×10×10	0238010401
6×6×10	0238010601	8×8×12	0238011301	10×10×12	0238011801
6×8×10	0238012201	8×10×10	0238011401	12×10×10	0238011901
6×6×12	0238010701	10×6×6	0238011501	12×12×6	0238012001
8×6×6	0238011001	10×10×6	0238011601	12×12×12	0238012101



メラT字コネクターサイズ(A×B×C)					
6×6×6	0238020101	8×6×8	0238020701	10×6×10	0238021301
6×6×8	0238020201	8×6×10	0238020801	10×8×10	0238021401
6×8×6	0238020301	8×8×8	0238020901	10×10×10	0238021501
6×8×8	0238020401	8×8×12	0238021001	12×6×12	0238021601
6×10×10	0238020501	8×10×8	0238021101	12×8×12	0238021701
6×12×12	0238020601	8×10×10	0238021201	12×10×12	0238021801
				12×12×12	0238021901

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。

■サイズ表の読み方



●各10個入り/箱 EOG滅菌済み

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先 本社商品企画 TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2017/2 ●不許複製 ●医療用具承認番号:16100BZZ00131000 ●GR-1 ●D-39 ●BH-0094-01