

 Cardiovascular Surgery

ヘモクリスタル

Hemocrysal HC11/HC04



Hemocrysal

ヘモクリスタル HC11/HC04

— 安心してご使用いただける血液濃縮器『ヘモクリスタル』 —

Hemocrystal

特長

● 容易なセットアップ

- 接続ポートにルアーロック(ISO基準)を採用し、安全で確実な接続を実現。
- グリセリンフリーのポリエーテルスルホン膜の採用により、セットアップ時の洗浄操作が不要。

● 安定性と生態的合成に優れたポリエーテルスルホン膜

- 物理・化学的安定性を有し、生体適合性に優れたポリエーテルスルホン膜を採用。

● 水分管理を容易にする高い除水性能

- 電解質補正時の多量な除水に対応可能。
- MUF (Modified Ultrafiltration method) 施行時間の短縮。

● 血液有用成分を保持


- 血球成分、アルブミン成分、及び凝固因子成分を保持。



仕様

形式	HC11	HC04
有効膜面積 (m ²)	1.1	0.4
血液充填量 (mL)	62	29
中空糸材質	ポリエーテルスルホン	
ポート形状	ルアーロックタイプ	
最大使用圧力	66.7kPa (500mmHg)	
滅菌方法	エチレンオキシドガス滅菌	
販売名	ヘモクリスタル	
承認番号	21400BZZ00061A02	

性能



血液流量、ヘマトクリット、蛋白濃度、その他臨床パラメーターにより、限外濾過速度は大きく変化しますので、これらのことを十分理解しておく必要があります。

製造販売元

株式会社 ジェイ・エム・エス

■ 広島県広島市加古町12-17

販売元

泉工医科工業株式会社

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・高松・九州支店・鹿児島

注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

● 2014/4/2000 ● 不許複製 ● 承認番号: 21400BZZ00061A02 ● S-1 ● D-48 ● BH-0222-01 www.mera.co.jp/