

 Anesthesia

気管切開患者用人工鼻

# ソフィットベント



Heat and Moisture Exchangers

小児から大人まで使用できる、人工鼻です。

ソフィットベントは患者様の行動範囲を拡大することができます。



# 気管切開患者用人工鼻 ソフィットベント

## ■ 特長

■ 小児から大人まで使用できる、気管切開患者用人工鼻です。  
ソフィットベントSV-LO2は、酸素療法の必要な患者様に酸素を供給する事が可能です。

■ 高さを低く抑えた設計により、新生児から小児の気管切開患者様に適した人工鼻です。



●ソフィットベントSV-L  
気管切開チューブ ソフィットフレックスC 接続例



●ソフィットベントSV-LO2  
気管切開チューブ ソフィットフレックスC、VFチューブLC 接続例



●ソフィットベントSV-LO2U  
様々なタイプの酸素チューブに接合できます。酸素ポート(太)が回転するので、チューブの捻じれが矯正できます。



●ソフィットベントSV-S  
気管切開チューブ ソフィットラフN接続例




●ソフィットベントBabyO2  
小児気管切開患者のQOLを考えた、全く新しい赤ちゃん用の人工鼻です。

## ■ 仕様

規格/型式	SV-L	SV-LO2	SV-LO2U	SV-S	SV-BO2 DG / SV-BO2 DO
一回換気量 (mL)	50~	50~	50~	35~250	20~150
死腔量 (mL)	10	10	10	6	6
水分損失 (mgH <sub>2</sub> O/L air)	12.9 (Vt 500mL)	12.9 (Vt 500mL)	12.9 (Vt 500mL)	13.6 (Vt 250mL)	15.0 (Vt 150mL) 13.5 (Vt 100mL)
流量抵抗 (hPa)	0.27 (30L/min)	0.27 (30L/min)	0.27 (30L/min)	0.16 (10L/min)	0.1 (5L/min) 0.2 (10L/min) 0.3 (15L/min)
重量 (g)	5	6	6	3	4.5
コネクタサイズ (内径mm)	患者側 ID 15	患者側 ID 15	患者側 ID15	患者側 ID 15	患者側 ID 15
滅菌方法	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG滅菌	EOG 滅菌
商品コード	0025606101	0025606201	0025606601	0025606301	0025606501 / 0025606401
JANコード	14806019604603	14806019604610	14806019611960	14806019604627	14806019611892 / 14806019611885
包装単位 (箱)	30個	30個	30個	30個	30個

## ■ 酸素投与キット メラ酸素供給チューブ (オプション)


(Cは透明、Gは緑色チューブを表します。)




- VFチューブLC付きアタッチメント (SV-L)
- VFチューブLG付きアタッチメント (SV-L)



- VFチューブSC付きアタッチメント (SV-S)
- VFチューブSG付きアタッチメント (SV-S)




- VFチューブLC
- VFチューブLG





- VFチューブSC
- VFチューブSG

(低流量で使用する際のチューブの扱い易さを考慮しました。)



- VFチューブSC 80cm ※



- VFチューブSC付きアタッチメント (SV-S) 80cm ※

商品コード	JANコード	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途
0025632101	14806019607123	VFチューブLC付アタッチメント (SV-L)	透明	5個	SV-L用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632201	14806019607130	VFチューブLG付アタッチメント (SV-L)	緑	5個	SV-L用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632501	14806019607161	VFチューブSC付アタッチメント (SV-S)	透明	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025632601	14806019607178	VFチューブSG付アタッチメント (SV-S)	緑	5個	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025631101	14806019607086	VFチューブLC	透明	5個 <sup>1)</sup>	SV-LO2・メラスピーチノバルブ用
0025631201	14806019607093	VFチューブLG	緑	5個 <sup>1)</sup>	SV-LO2・メラスピーチノバルブ用
0025631301	14806019607109	VFチューブSC	透明	5個 <sup>1)</sup>	SV-LO2・メラスピーチノバルブ用
0025631401	14806019607116	VFチューブSG	緑	5個 <sup>1)</sup>	SV-LO2・メラスピーチノバルブ用

チューブの長さ:200cm チューブ端内径(流量計側):5.6mm 1)延長アダプタが1袋に1個付属

商品コード	JANコード	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途
0025632701	14806019610017	VFチューブSC付アタッチメント (SV-L) 80cm	透明	5個 <sup>1)</sup>	SV-S用アタッチメント(酸素供給チューブ付)
0025631001	14806019610000	VFチューブSC 80cm	透明	5個 <sup>1)</sup>	SV-LO2・メラスピーチノバルブ用

※チューブの長さ:80cm チューブ接続口内径(流量計側):5.6mm 1)延長アダプタが1袋に1個付属

商品コード	JANコード	型式	チューブ(色)	包装単位(箱)	用途
0025635201	14806019607192	酸素用アダプタ(細口ニッパルネット)	—	5個 <sup>2)</sup>	流量計接続用

2)VFチューブLCが1箱に1本付属

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画): TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613)

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

製造業者

**MERASENKO CORPORATION**

国名:フィリピン

**注意**

ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2019/7/1000 ●認証番号:221AABZX00197000、224ADBZX00097000 ●クラス分類: II ●不許複製  
●A-38 ●GR-3 ●BA-0046-06 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)