

アザナス 持針器



アザナス 持針器

6 / 0

数字より大きい針付縫合針

推奨する針付縫合針のサイズ

ASANUS 社縫合針ロゴ




チップ 0.2 0.2 smooth smooth
5/0-7/0 5/0-7/0 5/0-7/0 5/0-7/0



チップ 0.3 0.3 smooth smooth
5/0-7/0 5/0-7/0 5/0-7/0 5/0-7/0



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
MN0034	0460016600	04060414110487	アザナス 持針器	MN0034 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー スムース 180mm ラチェット無
MN0035	0460016700	04060414110494	アザナス 持針器	MN0035 カストロビエホ持針器 曲 TC ジョー スムース 180mm ラチェット無
MN0036	0460016800	04060414110500	アザナス 持針器	MN0036 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー スムース 220mm ラチェット無
MN0037	0460016900	04060414110517	アザナス 持針器	MN0037 カストロビエホ持針器 曲 TC ジョー スムース 220mm ラチェット無
MN0038	0460017000	04060414110524	アザナス 持針器	MN0038 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー スムース 220mm ラチェット付
MN0039	0460017100	04060414110531	アザナス 持針器	MN0039 カストロビエホ持針器 曲 TC ジョー スムース 220mm ラチェット付
MN0040	0460017200	04060414110548	アザナス 持針器	MN0040 カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー 180mm ラチェット付
MN0041	0460017300	04060414110555	アザナス 持針器	MN0041 カストロビエホマイクロ持針器 曲 TC ジョー 180mm ラチェット付
MN0042	0460017400	04060414110562	アザナス 持針器	MN0042 カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー 215mm ラチェット付
MN0043	0460017500	04060414110579	アザナス 持針器	MN0043 カストロビエホマイクロ持針器 曲 TC ジョー 215mm ラチェット付
MN0044	0460017600	04060414110586	アザナス 持針器	MN0044 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm ラチェット無
MN0045	0460017700	04060414110609	アザナス 持針器	MN0045 カストロビエホ持針器 曲 TC ジョー 180mm ラチェット無
MN0046	0460017800	04060414110623	アザナス 持針器	MN0046 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー 220mm ラチェット無
MN0047	0460017900	04060414110630	アザナス 持針器	MN0047 カストロビエホ持針器 曲 TC ジョー 220mm ラチェット無
MN0048	0460018000	04060414110647	アザナス 持針器	MN0048 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm ラチェット付
MN0049	0460018100	04060414110654	アザナス 持針器	MN0049 カストロビエホ持針器 曲 TC ジョー 180mm ラチェット付
NH0118	0460024600	04060414139242	アザナス 持針器	NH0118 カストロビエホ持針器 直 TC ジョー 200mm ラチェット無
NH0118S	0460024700	04060414139259	アザナス 持針器	NH0118S カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー 200mm ラチェット付
NH0119	0460024800	04060414139266	アザナス 持針器	NH0119 カストロビエホ持針器 強曲 TC ジョー 200mm ラチェット無
NH0119S	0460024900	04060414139273	アザナス 持針器	NH0119S カストロビエホマイクロ持針器 強曲 TC ジョー 200mm ラチェット付



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器




MN1300 MN1310 MN1354 MN1355
MN1352 MN1353

チップ	smooth	smooth	smooth	smooth
先端	0.8mm	0.8mm	1.2mm	1.2mm
	∠ 7/0>	∠ 7/0>	∠ 5/0>	∠ 5/0>

MN1320 MN1330 MN1332 MN1333
MN1342 MN1343 MN1334 MN1335

チップ	smooth	smooth	smooth	smooth
先端	0.8mm	0.8mm	1.2mm	1.2mm
	∠ 7/0>	∠ 7/0>	∠ 5/0>	∠ 5/0>



ラチェット付の例




MN1351

チップ	smooth
先端	1.5mm
	∠ 4/0>

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
MN1300	0460018200	04060414113075	アザナス 持針器	MN1300 ヤコブソンマイクロ持針器 直 先端 0.8×1.3mm 150mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1310	0460018300	04060414113129	アザナス 持針器	MN1310 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 先端 0.8×1.3mm 150mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1320	0460018600	04060414113167	アザナス 持針器	MN1320 ヤコブソンマイクロ持針器 直 先端 0.8mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1330	0460019200	04060414113242	アザナス 持針器	MN1330 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 0.8mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1332	0460019400	04060414113280	アザナス 持針器	MN1332 ヤコブソンマイクロ持針器 直 1.2mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1333	0460019600	04060414113327	アザナス 持針器	MN1333 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 1.2mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1334	0460019800	04060414113365	アザナス 持針器	MN1334 ヤコブソンマイクロ持針器 直 1.2mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1335	0460020000	04060414113402	アザナス 持針器	MN1335 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 1.2mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1342	0460020400	04060414113563	アザナス 持針器	MN1342 ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.8mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1343	0460020600	04060414113600	アザナス 持針器	MN1343 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 0.8mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1351	0460021400	04060414113792	アザナス 持針器	MN1351 ヤコブソンマイクロ持針器 直 1.5mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1352	0460021600	04060414113839	アザナス 持針器	MN1352 ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.8mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1353	0460021800	04060414113877	アザナス 持針器	MN1353 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 0.8mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1354	0460022000	04060414113914	アザナス 持針器	MN1354 ヤコブソンマイクロ持針器 直 1.2mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1355	0460022200	04060414113969	アザナス 持針器	MN1355 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 1.2mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付

アザナス 持針器



MN1316D	MN1324D	MN1346D
MN1318D	MN1326D	MN1348D
MN1322D	MN1328D	MN1352D
		MN1320D
		MN1342D


先端 0.3mm 0.5mm 0.8mm
 7/0 8/0 8/0 7/0



MN1347D	MN1340D	MN1341D	MN1351D
MN1349D	MN1344D	MN1345D	
MN1353D	MN1354D	MN1355D	1.5mm
MN1330D	MN1332D	MN1333D	4/0
MN1343D	MN1334D	MN1335D	

先端 0.8mm 1.2mm 1.2mm
 7/0 5/0 5/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
MN1316D	0460018400	04060414113143	アザナス 持針器	MN1316D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.3mm 185mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1318D	0460018500	04060414113150	アザナス 持針器	MN1318D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.3mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1320D	0460018700	04060414113181	アザナス 持針器	MN1320D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.8mm DD ジョー 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1322D	0460018800	04060414113204	アザナス 持針器	MN1322D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.3mm DD ジョー 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1324D	0460018900	04060414113211	アザナス 持針器	MN1324D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.5x1.3mm DD ジョー 185mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1326D	0460019000	04060414113228	アザナス 持針器	MN1326D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.5x1.3mm DD ジョー 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1328D	0460019100	04060414113235	アザナス 持針器	MN1328D ヤコブソンマイクロ持針器 直 0.5x1.3mm DD ジョー 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1330D	0460019300	04060414113266	アザナス 持針器	MN1330D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1332D	0460019500	04060414113303	アザナス 持針器	MN1332D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 1.2mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1333D	0460019700	04060414113341	アザナス 持針器	MN1333D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 1.2mm 185mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1334D	0460019900	04060414113389	アザナス 持針器	MN1334D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 1.2mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1335D	0460020100	04060414113426	アザナス 持針器	MN1335D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 1.2mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1340D	0460020200	04060414113525	アザナス 持針器	MN1340D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 1.2mm 185mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1341D	0460020300	04060414113549	アザナス 持針器	MN1341D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 1.2mm 185mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1342D	0460020500	04060414113587	アザナス 持針器	MN1342D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1343D	0460020700	04060414113624	アザナス 持針器	MN1343D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8mm 210mm 丸ハンドル ラチェット無
MN1344D	0460020800	04060414113648	アザナス 持針器	MN1344D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 1.2mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1345D	0460020900	04060414113679	アザナス 持針器	MN1345D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 1.2mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1346D	0460021000	04060414113709	アザナス 持針器	MN1346D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8mm 185mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1347D	0460021100	04060414113730	アザナス 持針器	MN1347D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8mm 185mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1348D	0460021200	04060414113754	アザナス 持針器	MN1348D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1349D	0460021300	04060414113778	アザナス 持針器	MN1349D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1351D	0460021500	04060414113815	アザナス 持針器	MN1351D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 1.5mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1352D	0460021700	04060414113853	アザナス 持針器	MN1352D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1353D	0460021900	04060414113891	アザナス 持針器	MN1353D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1354D	0460022100	04060414113938	アザナス 持針器	MN1354D ヤコブソンマイクロ持針器 直 DD ジョー 1.2mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付
MN1355D	0460022300	04060414113983	アザナス 持針器	MN1355D ヤコブソンマイクロ持針器 曲 DD ジョー 1.2mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



NH0014	NH0015	NH0044	NH0046
NH0026	NH0027		
NH0040	NH0041		

チップ	0.2	0.2	0.2	0.3
先端	0.8mm	0.8mm	1.2mm	1.2mm
	5/0-7/0	5/0-7/0	5/0-7/0	5/0-7/0



NH0016	NH0017
NH0028	NH0029
NH0042	NH0043

チップ	smooth	smooth
先端	1.0mm	1.0mm
	5/0-7/0	5/0-7/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0014	0460022400	04060414138580	アザナス 持針器	NH0014 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー 140mm ラチェット付
NH0015	0460022500	04060414138603	アザナス 持針器	NH0015 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 TC ジョー 140mm ラチェット付
NH0016	0460022600	04060414138610	アザナス 持針器	NH0016 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー スムース 140mm ラチェット付
NH0017	0460022700	04060414138627	アザナス 持針器	NH0017 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 TC ジョー スムース 140mm ラチェット付
NH0026	0460022800	04060414138672	アザナス 持針器	NH0026 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー 180mm ラチェット付
NH0027	0460022900	04060414138689	アザナス 持針器	NH0027 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 TC ジョー 180mm ラチェット付
NH0028	0460023000	04060414138696	アザナス 持針器	NH0028 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー スムース 180mm ラチェット付
NH0029	0460023100	04060414138702	アザナス 持針器	NH0029 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 TC ジョー スムース 180mm ラチェット付
NH0040	0460023200	04060414138733	アザナス 持針器	NH0040 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー 1.0mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
NH0041	0460023300	04060414138740	アザナス 持針器	NH0041 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 TC ジョー 1.0mm 210mm 丸ハンドル ラチェット付
NH0042	0460023400	04060414138757	アザナス 持針器	NH0042 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー スムース 210mm 丸ハンドル ラチェット付
NH0043	0460023500	04060414138764	アザナス 持針器	NH0043 ヤコブソンマイクロ持針器 曲 TC ジョー スムース 210mm 丸ハンドル ラチェット付
NH0044	0460023600	04060414138771	アザナス 持針器	NH0044 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー 1.3mm 210mm ラチェット付
NH0046	0460023700	04060414138788	アザナス 持針器	NH0046 ヤコブソンマイクロ持針器 直 TC ジョー 1.5mm 210mm ラチェット付

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



NH0110	NH0111	NH0100	NH0101
NH0114	NH0115	NH0116	NH0117

チップ	0.3	0.3	smooth	smooth
	5/0-8/0	5/0-8/0	5/0-8/0	5/0-8/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0100	0460023800	04060414139105	アザナス 持針器	NH0100 カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー スムース 1.4mm 145mm
NH0101	0460023900	04060414139112	アザナス 持針器	NH0101 カストロビエホマイクロ持針器 曲 TC ジョー スムース 1.4mm 145mm
NH0110	0460024000	04060414139181	アザナス 持針器	NH0110 カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー 1.4mm 145mm
NH0111	0460024100	04060414139198	アザナス 持針器	NH0111 カストロビエホマイクロ持針器 曲 TC ジョー 145mm
NH0114	0460024200	04060414139204	アザナス 持針器	NH0114 カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー 180mm
NH0115	0460024300	04060414139211	アザナス 持針器	NH0115 カストロビエホマイクロ持針器 曲 TC ジョー 1.4mm 180mm
NH0116	0460024400	04060414139228	アザナス 持針器	NH0116 カストロビエホマイクロ持針器 直 TC ジョー スムース 180mm
NH0117	0460024500	04060414139235	アザナス 持針器	NH0117 カストロビエホマイクロ持針器 曲 TC ジョー スムース 180mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



NH0150




NH0160



NH0180



NH0170




NH0190


製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0150	0460025000	04060414139303	アザナス 持針器	NH0150 デルフ持針器 直 TC ジョー 1.6mm 120mm
NH0160	0460025100	04060414139310	アザナス 持針器	NH0160 マシンマイクロ持針器 直 TC ジョー 1.5mm 130mm
NH0170	0460025200	04060414139327	アザナス 持針器	NH0170 ハルシー持針器 直 TC ジョー 2.1mm 130mm
NH0180	0460025300	04060414139341	アザナス 持針器	NH0180 コンバース持針器 直 TC ジョー 1.2mm 130mm
NH0190	0460025400	04060414139358	アザナス 持針器	NH0190 ハルシー持針器 直 TC ジョー 1.5mm 130mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0200	0460025500	04060414139372	アザナス 持針器	NH0200 ベビークライルウッド持針器 直 TC ジョー 18mm 150mm
NH0200-1	0460025600	04060414139389	アザナス 持針器	NH0200-1 ベビークライルウッド持針器 直 TC ジョー デリケート 16.5mm 150mm
NH0230	0460026000	04060414139464	アザナス 持針器	NH0230 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 1.8mm 150mm
NH0230F	0460026100	04060414139488	アザナス 持針器	NH0230F クライルウッド持針器 直 TC ジョー 150mm ラチェット無
NH0240	0460026400	04060414139532	アザナス 持針器	NH0240 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 2.0mm 180mm
NH0260	0460026600	04060414139600	アザナス 持針器	NH0260 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 2.2mm 200mm
NH0265	0460026800	04060414139631	アザナス 持針器	NH0265 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 24mm 230mm
NH0268	0460027000	04060414139662	アザナス 持針器	NH0268 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 270mm
NH0280	0460027200	04060414139693	アザナス 持針器	NH0280 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 19mm 300mm
NH0285	0460027400	04060414139723	アザナス 持針器	NH0285 クライルウッド持針器 直 TC ジョー 19mm 350mm
NH0210	0460025800	04060414139426	アザナス 持針器	NH0210 ウェブスター持針器 直 TC ジョー 16.5mm 130mm
NH0310	0460027700	04060414139778	アザナス 持針器	NH0310 ウェブスター持針器 直 TC ジョー 16mm 130mm



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



NH0220T

チップ 0.4
4/0-6/0



NH0200T

チップ 0.4
4/0-6/0



NH0230T	NH0230FT	NH0240T	NH0260T	NH0265T	NH0280T
---------	----------	---------	---------	---------	---------

チップ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
4/0-6/0 4/0-6/0 4/0-6/0 4/0-6/0 4/0-6/0 4/0-6/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0200T	0460025700	04060414139419	アザナス 持針器	NH0200T チタニット ベビークライルウッド持針器 直 TC ジョー 150mm
NH0220T	0460025900	04060414139457	アザナス 持針器	NH0220T チタニット ヘガールバウムガルトナー持針器 直 TC ジョー 2.6mm 140mm
NH0230FT	0460026200	04060414139501	アザナス 持針器	NH0230FT チタニット クライルウッド持針器 直 TC ジョー 150mm ラチェット無
NH0230T	0460026300	04060414139525	アザナス 持針器	NH0230T チタニット クライルウッド持針器 直 TC ジョー 1.8mm 150mm
NH0240T	0460026500	04060414139556	アザナス 持針器	NH0240T チタニット クライルウッド持針器 直 TC ジョー 20mm 180mm
NH0260T	0460026700	04060414139624	アザナス 持針器	NH0260T チタニット クライルウッド持針器 直 TC ジョー 22mm 200mm
NH0265T	0460026900	04060414139655	アザナス 持針器	NH0265T チタニット クライルウッド持針器 直 TC ジョー 24mm 230mm
NH0280T	0460027300	04060414139716	アザナス 持針器	NH0280T チタニット クライルウッド持針器 直 TC ジョー 19mm 305mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



NH0270

チップ 0.4
4/0-6/0



NH0300

チップ 0.4
4/0-6/0



NH2056

チップ 0.3
0/0-5/0



NH2057

チップ 0.3
0/0-5/0




NH2058

チップ 0.3
0/0-5/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0270	0460027100	04060414139686	アザナス 持針器	NH0270 サロット持針器 直 TC ジョー 2.0mm 180mm
NH0300	0460027600	04060414139761	アザナス 持針器	NH0300 サロット持針器 直 TC ジョー 260mm
NH2056	0460038300	04060414142792	アザナス 持針器	NH2056 ハヤック持針器 直 パワー TC ジョー 180mm
NH2057	0460038400	04060414142815	アザナス 持針器	NH2057 ハヤック持針器 直 パワー TC ジョー 200mm
NH2058	0460038500	04060414142839	アザナス 持針器	NH2058 ハヤック持針器 直 パワー TC ジョー 225mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



	NH0360	NH0370	NH0540	NH0385
チップ	0.4	0.4	0.2	0.2
針付縫合糸サイズ	4/0-6/0	4/0-6/0	4/0-6/0	4/0-6/0




	NH0328	NH0329	NH0330	NH0332	NH0331
チップ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
針付縫合糸サイズ	5/0-7/0	5/0-7/0	5/0-7/0	5/0-7/0	5/0-7/0


製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0328	0460027800	04060414139785	アザナス 持針器	NH0328 マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 150mm
NH0329	0460027900	04060414139815	アザナス 持針器	NH0329 マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 180mm
NH0330	0460028000	04060414139839	アザナス 持針器	NH0330 マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 200mm
NH0331	0460028100	04060414139853	アザナス 持針器	NH0331 マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 270mm
NH0332	0460028300	04060414139884	アザナス 持針器	NH0332 マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 230mm
NH0360	0460028700	04060414139969	アザナス 持針器	NH0360 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 2.0mm 165mm
NH0370	0460029000	04060414140019	アザナス 持針器	NH0370 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 2.0mm 210mm
NH0385	0460029600	04060414140095	アザナス 持針器	NH0385 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 230mm
NH0540	0460034300	04060414140644	アザナス 持針器	NH0540 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 165mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0290T	0460027500	04060414139747	アザナス 持針器	NH0290T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 200mm
NH0331T	0460028200	04060414139877	アザナス 持針器	NH0331T チタニット マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 270mm
NH0332T	0460028400	04060414139914	アザナス 持針器	NH0332T チタニット マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.1mm 230mm
NH0350T	0460028600	04060414139938	アザナス 持針器	NH0350T チタニット マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 150mm
NH0360T	0460028800	04060414139976	アザナス 持針器	NH0360T チタニット マイクロバスキュラー持針器 直 TC ジョー 2.0mm 165mm
NH0370T	0460029100	04060414140033	アザナス 持針器	NH0370T チタニット ドベーカー持針器 直 TC ジョー 2.0mm 210mm
NH0380T	0460029400	04060414140071	アザナス 持針器	NH0380T チタニット ドベーカー持針器 直 TC ジョー 180mm
NH0385T	0460029700	04060414140101	アザナス 持針器	NH0385T チタニット ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 210mm
NH0390T	0460029900	04060414140125	アザナス 持針器	NH0390T チタニット ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 230mm
NH0400T	0460030100	04060414140149	アザナス 持針器	NH0400T チタニット ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 255mm
NH0410T	0460030300	04060414140187	アザナス 持針器	NH0410T チタニット ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 305mm



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい


アザナス 持針器



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0350	0460028500	04060414139921	アザナス 持針器	NH0350 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 150mm
NH0361	0460028900	04060414139983	アザナス 持針器	NH0361 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 180mm
NH0380	0460029200	04060414140040	アザナス 持針器	NH0380 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 180mm
NH0380F	0460029300	04060414140057	アザナス 持針器	NH0380F ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 180mm ラチェット無
NH0381	0460029500	04060414140088	アザナス 持針器	NH0381 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 210mm
NH0390	0460029800	04060414140118	アザナス 持針器	NH0390 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 230mm
NH0400	0460030000	04060414140132	アザナス 持針器	NH0400 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 255mm
NH0410	0460030200	04060414140170	アザナス 持針器	NH0410 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 305mm


医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0420	0460030400	04060414140194	アザナス 持針器	NH0420 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 300mm
NH0480	0460032000	04060414140347	アザナス 持針器	NH0480 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 195mm
NH0490	0460032100	04060414140354	アザナス 持針器	NH0490 ドベーカー持針器 直 TC ジョー 255mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265




チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0432	0460030500	04060414140224	アザナス 持針器	NH0432 ライダー フレンチアイ持針器 直 TC ジョー 2.0mm 150mm
NH0433	0460030600	04060414140231	アザナス 持針器	NH0433 ライダー フレンチアイ持針器 直 TC ジョー 2.0mm 180mm
NH0434	0460030700	04060414140248	アザナス 持針器	NH0434 ライダー フレンチアイ持針器 直 TC ジョー 2.0mm 205mm
NH0435	0460030800	04060414140262	アザナス 持針器	NH0435 ライダー フレンチアイ持針器 直 TC ジョー 2.0mm 230mm
NH0436	0460030900	04060414140279	アザナス 持針器	NH0436 ライダー フレンチアイ持針器 直 TC ジョー 2.0mm 255mm
NH0441	0460031100	04060414140293	アザナス 持針器	NH0441 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 150mm
NH0450	0460031300	04060414140309	アザナス 持針器	NH0450 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 175mm
NH0460	0460031500	04060414140316	アザナス 持針器	NH0460 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 200mm
NH0468	0460031700	04060414140323	アザナス 持針器	NH0468 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 230mm
NH0510	0460032300	04060414140385	アザナス 持針器	NH0510 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 150mm
NH0513	0460032500	04060414140422	アザナス 持針器	NH0513 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 150mm
NH0514	0460032600	04060414140446	アザナス 持針器	NH0514 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 175mm
NH0515	0460032700	04060414140460	アザナス 持針器	NH0515 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 200mm
NH0516	0460032800	04060414140484	アザナス 持針器	NH0516 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 230mm
NH0520	0460032900	04060414140507	アザナス 持針器	NH0520 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 175mm
NH0523	0460033100	04060414140538	アザナス 持針器	NH0523 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 150mm
NH0524	0460033300	04060414140545	アザナス 持針器	NH0524 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 175mm
NH0525	0460033500	04060414140569	アザナス 持針器	NH0525 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 200mm
NH0526	0460033700	04060414140583	アザナス 持針器	NH0526 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 230mm
NH0530	0460033900	04060414140613	アザナス 持針器	NH0530 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 200mm
NH0531	0460034100	04060414140620	アザナス 持針器	NH0531 ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 230mm

アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0440T	0460031000	04060414237399	アザナス 持針器	NH0440T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 135mm
NH0441T	0460031200	04060414237405	アザナス 持針器	NH0441T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 150mm
NH0450T	0460031400	04060414237412	アザナス 持針器	NH0450T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 175mm
NH0460T	0460031600	04060414237429	アザナス 持針器	NH0460T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 200mm
NH0468T	0460031800	04060414237436	アザナス 持針器	NH0468T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 230mm
NH0470T	0460031900	04060414237443	アザナス 持針器	NH0470T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.8mm 265mm
NH0500T	0460032200	04060414140378	アザナス 持針器	NH0500T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 135mm
NH0510T	0460032400	04060414140392	アザナス 持針器	NH0510T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 150mm
NH0520T	0460033000	04060414140514	アザナス 持針器	NH0520T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 175mm
NH0523T	0460033200	04060414237344	アザナス 持針器	NH0523T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 150mm
NH0524T	0460033400	04060414140552	アザナス 持針器	NH0524T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 175mm
NH0525T	0460033600	04060414140576	アザナス 持針器	NH0525T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 200mm
NH0526T	0460033800	04060414140590	アザナス 持針器	NH0526T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.0mm 230mm
NH0530T	0460034000	04060414237375	アザナス 持針器	NH0530T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 200mm
NH0531T	0460034200	04060414237382	アザナス 持針器	NH0531T チタニット ライダー持針器 直 TC ジョー 1.2mm 230mm
NH0560T	0460034500	04060414236996	アザナス 持針器	NH0560T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.2mm 150mm
NH0570T	0460034800	04060414140750	アザナス 持針器	NH0570T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.5mm 180mm
NH0575T	0460035000	04060414140798	アザナス 持針器	NH0575T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.4mm
NH0576T	0460035200	04060414140828	アザナス 持針器	NH0576T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.8mm 265mm
NH0580T	0460035400	04060414140866	アザナス 持針器	NH0580T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.8mm 205mm
NH0590T	0460035600	04060414140903	アザナス 持針器	NH0590T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 3.5mm 310mm
NH0595T	0460035800	04060414237467	アザナス 持針器	NH0595T チタニット メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 350mm



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0560	0460034400	04060414140675	アザナス 持針器	NH0560 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.2mm 150mm
NH0561	0460034600	04060414140682	アザナス 持針器	NH0561 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー デリケート 150mm
NH0570	0460034700	04060414140729	アザナス 持針器	NH0570 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.5mm 180mm
NH0575	0460034900	04060414140774	アザナス 持針器	NH0575 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.7mm 240mm
NH0576	0460035100	04060414140804	アザナス 持針器	NH0576 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.8mm 265mm
NH0580	0460035300	04060414140835	アザナス 持針器	NH0580 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.8mm 205mm
NH0590	0460035500	04060414140873	アザナス 持針器	NH0590 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 3.5mm 310mm
NH0595	0460035700	04060414140910	アザナス 持針器	NH0595 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 350mm
NH0596	0460035900	04060414140934	アザナス 持針器	NH0596 メーヨヘガール持針器 直 TC ジョー 2.8mm 400mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0700	0460036000	0406041411139	アザナス 持針器	NH0700 マットン持針器 直 TC ジョー 2.8mm 265mm
NH0790	0460036100	0406041411368	アザナス 持針器	NH0790 ワ이어持針器 直 TC ジョー 150mm
NH2008	0460037700	04060414142709	アザナス 持針器	NH2008 ハヤック パワー TC ワ이어持針器 直 135mm
NH2010	0460037800	04060414142723	アザナス 持針器	NH2010 ベリーワイヤー持針器 直 パワー TC 195mm
NH2011	0460037900	04060414142730	アザナス 持針器	NH2011 ベリーワイヤー持針器 直 パワー TC 200mm
NH2012	0460038000	04060414142747	アザナス 持針器	NH2012 ハヤック パワー TC ワ이어持針器 直 155mm
NH2013	0460038100	04060414142754	アザナス 持針器	NH2013 ベリーワイヤー持針器 直 パワー TC 220mm



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



NH0864 **NH0865** **NH0866**

チップ 0.5 0.5 0.5
 1/0-5/0 1/0-5/0 1/0-5/0



NH0931 **NH0932** **NH0933**

チップ 0.5 0.5 0.5
 1/0-5/0 1/0-5/0 1/0-5/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0864	0460036200	04060414141597	アザナス 持針器	NH0864 リヒテンベルク持針器 直 TC ジョー 140mm
NH0865	0460036300	04060414141603	アザナス 持針器	NH0865 リヒテンベルク持針器 直 TC ジョー 170mm
NH0866	0460036400	04060414141610	アザナス 持針器	NH0866 リヒテンベルク持針器 直 TC ジョー 200mm
NH0931	0460037000	04060414141832	アザナス 持針器	NH0931 マッチュー持針器 直 TC ジョー 170mm
NH0932	0460037100	04060414141849	アザナス 持針器	NH0932 マッチュー持針器 直 TC ジョー 200mm
NH0933	0460037200	04060414141856	アザナス 持針器	NH0933 マッチュー持針器 直 TC ジョー 225mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器




			
	NH0870	NH0890	NH0910
チップ	0.4	0.4	0.4
	2/0-5/0	2/0-5/0	2/0-5/0



			
	NH0929	NH0930	NH0940
チップ	0.5	0.5	0.5
	0/0-4/0	0/0-4/0	0/0-4/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH0870	0460036500	04060414141641	アザナス 持針器	NH0870 マッチューコッヘル持針器 直 TC ジョー 140mm
NH0890	0460036600	04060414141719	アザナス 持針器	NH0890 マッチューコッヘル持針器 直 TC ジョー 170mm
NH0910	0460036700	04060414141771	アザナス 持針器	NH0910 マッチューコッヘル持針器 直 TC ジョー 200mm
NH0929	0460036800	04060414141818	アザナス 持針器	NH0929 マッチューコッヘル持針器 直 TC ジョー 165mm
NH0930	0460036900	04060414141825	アザナス 持針器	NH0930 マッチューコッヘル持針器 直 TC ジョー 200mm
NH0940	0460037300	04060414141887	アザナス 持針器	NH0940 マッチューコッヘル持針器 直 TC ジョー 245mm



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH1130	0460037400	04060414142181	アザナス 持針器	NH1130 デルフ持針器 直 スタンダード 125mm
NH1180	0460037500	04060414142242	アザナス 持針器	NH1180 クライルウッド持針器 直 スタンダード 150mm
NH1200	0460037600	04060414142273	アザナス 持針器	NH1200 クライルウッド持針器 直 ストロング 160mm


医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器





製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH2050	0460038200	04060414142778	アザナス 持針器	NH2050 ハヤック持針器 ライダー TC ジョー 2.0mm 255mm
NH2060	0460038600	04060414142853	アザナス 持針器	NH2060 ハヤック持針器 直 パワー TC ジョー 260mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい


アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH3004	0460038700	04060414142884	アザナス 持針器	NH3004 マイクロ持針器 直 マルチロック 205mm
NH3009	0460038800	04060414142891	アザナス 持針器	NH3009 マイクロ持針器 曲 DD ジョー マルチロック 160mm
NH3010	0460038900	04060414142907	アザナス 持針器	NH3010 マイクロ持針器 直 DD ジョー マルチロック 160mm
NH3010-1	0460039000	04060414142914	アザナス 持針器	NH3010-1 マイクロ持針器 直 DD ジョー マルチロック 185mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器





製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH6000	0460039100	04060414143027	アザナス 持針器	NH6000 ユーフレットバスケット持針器 直 DD ジョー 150mm
NH6001	0460039200	04060414143041	アザナス 持針器	NH6001 ユーフレットバスケット持針器 直 DD ジョー 180mm
NH6002	0460039300	04060414143072	アザナス 持針器	NH6002 ユーフレットバスケット持針器 直 DD ジョー 200mm
NH6015	0460039400	04060414143133	アザナス 持針器	NH6015 エレガンス持針器 直 DD ジョー 130mm
NH6016	0460039500	04060414143164	アザナス 持針器	NH6016 エレガンス持針器 直 DD ジョー 152mm
NH6018	0460039600	04060414143201	アザナス 持針器	NH6018 エレガンス持針器 直 DD ジョー 175mm
NH6021	0460039700	04060414143249	アザナス 持針器	NH6021 エレガンス持針器 直 DD ジョー 205mm
NH6022	0460039800	04060414143263	アザナス 持針器	NH6022 エレガンス持針器 直 DD ジョー 225mm
NH6028	0460039900	04060414143317	アザナス 持針器	NH6028 エレガンス持針器 直 マイクロ DD ジョー 175mm
NH6030	0460040000	04060414143331	アザナス 持針器	NH6030 エレガンス持針器 直 マイクロ DD ジョー 225mm



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい


アザナス 持針器




製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH8005	0460040100	04060414143379	アザナス 持針器	NH8005 チタン マイクロ持針器 曲 マルチロック 145mm 丸ハンドル
NH8006	0460040200	04060414143386	アザナス 持針器	NH8006 チタン マイクロ持針器 直 マルチロック 145mm 丸ハンドル
NH8030	0460042000	04060414143683	アザナス 持針器	NH8030 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 125mm マルチロック 丸ハンドル
NH8900	0460044400	04060414144369	アザナス 持針器	NH8900 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 135mm マルチロック 丸ハンドル
NH8901	0460044500	04060414144376	アザナス 持針器	NH8901 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 135mm マルチロック 丸ハンドル
NH8981	0460044600	04060414144383	アザナス 持針器	NH8981 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 125mm マルチロック 丸ハンドル

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH8008	0460040300	04060414143393	アザナス 持針器	NH8008 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 160mm 丸ハンドル
NH8009	0460040400	04060414143409	アザナス 持針器	NH8009 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 160mm 丸ハンドル
NH8010	0460040500	04060414143416	アザナス 持針器	NH8010 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 180mm 丸ハンドル
NH8010F	0460040600	04060414143423	アザナス 持針器	NH8010F チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm 180mm 丸ハンドル ラチェット付
NH8011	0460040700	04060414143430	アザナス 持針器	NH8011 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 180mm 丸ハンドル
NH8012	0460040800	04060414143454	アザナス 持針器	NH8012 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm 180mm 丸ハンドル ラチェット無
NH8013	0460040900	04060414143478	アザナス 持針器	NH8013 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8×11mm 180mm 丸ハンドル ラチェット無
NH8016	0460041100	04060414143515	アザナス 持針器	NH8016 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 205mm 丸ハンドル
NH8016-1	0460041200	04060414143522	アザナス 持針器	NH8016-1 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.4×11mm マルチロック 205mm 丸ハンドル
NH8016F	0460041300	04060414143546	アザナス 持針器	NH8016F チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm 205mm 丸ハンドル ラチェット付
NH8017	0460041400	04060414143560	アザナス 持針器	NH8017 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 205mm 丸ハンドル
NH8018	0460041500	04060414143577	アザナス 持針器	NH8018 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 235mm 丸ハンドル
NH8018F	0460041600	04060414143584	アザナス 持針器	NH8018F チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm 235mm 丸ハンドル ラチェット付
NH8019	0460041700	04060414143591	アザナス 持針器	NH8019 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8×11mm マルチロック 235mm 丸ハンドル
NH8026	0460041800	04060414143645	アザナス 持針器	NH8026 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 2.0×14mm マルチロック 205mm 丸ハンドル
NH8028	0460041900	04060414143669	アザナス 持針器	NH8028 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.4×10mm マルチロック 230mm 丸ハンドル
NH8032	0460042100	04060414143690	アザナス 持針器	NH8032 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×11mm 205mm 丸ハンドル ラチェット無
NH8033	0460042200	04060414143706	アザナス 持針器	NH8033 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 0.8×11mm 205mm 丸ハンドル ラチェット無
NH8070	0460042600	04060414143799	アザナス 持針器	NH8070 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 1.6×12mm マルチロック 205mm 丸ハンドル
NH8118	0460043300	04060414144017	アザナス 持針器	NH8118 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 1.6×12mm マルチロック 235mm 丸ハンドル
NH8310	0460043400	04060414144079	アザナス 持針器	NH8310 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.4×11mm マルチロック 185mm 丸ハンドル
NH8348	0460043500	04060414144192	アザナス 持針器	NH8348 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.4×11mm マルチロック 205mm 丸ハンドル
NH8349	0460043600	04060414144208	アザナス 持針器	NH8349 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.4×10mm マルチロック 205mm 丸ハンドル



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



NH8060
NH8064
NH8066

先端 0.4×12mm
、 7/0>





NH8411 NHB8529S NHB8627S NHB8927S

、 5/0> 、 6/0> 、 5/0> 、 5/0>

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH8060	0460042300	04060414143737	アザナス 持針器	NH8060 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 140mm 軽量型 丸ハンドル ラチェット無
NH8064	0460042400	04060414143744	アザナス 持針器	NH8064 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 160mm 軽量型 丸ハンドル ラチェット無
NH8066	0460042500	04060414143751	アザナス 持針器	NH8066 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 210mm 軽量型 丸ハンドル ラチェット無
NH8411	0460043700	04060414144260	アザナス 持針器	NH8411 チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー 140mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB8529S	0460050800	04060414146332	アザナス 持針器	NHB8529S チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 165mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB8627S	0460050900	04060414146349	アザナス 持針器	NHB8627S チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー デリケート 165mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB8927S	0460051000	04060414146387	アザナス 持針器	NHB8927S チタン マイクロ持針器 曲 DD ジョー デリケート 165mm 丸ハンドル ラチェット付


医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



MD8834	NH8070-1	NH8079	NH8014	NH8076
MD8835	NH8070-2	MD8835-1		
NH8520	NH8070-3			


先端	0.4×12mm	1.6×12mm	0.4×12mm	0.8×12mm	
	7/0	5/0	7/0	6/0	7/0



NH8078

8/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
MD8834	0460016300	04060414108729	アザナス 持針器	MD8834 チタン マイクロ持針器 直 0.4×12mm 185mm 平ハンドル ラチェット付
MD8835	0460016400	04060414108736	アザナス 持針器	MD8835 チタン マイクロ持針器 直 0.4×12mm 215mm 平ハンドル ラチェット付
MD8835-1	0460016500	04060414108743	アザナス 持針器	MD8835-1 チタン マイクロ持針器 直 0.4×12mm 215mm 平ハンドル ラチェット無
NH8014	0460041000	04060414143485	アザナス 持針器	NH8014 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.8×12mm 185mm 平ハンドル ラチェット付
NH8070-1	0460042700	04060414143805	アザナス 持針器	NH8070-1 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 1.6×12mm 185mm 平ハンドル ラチェット付
NH8070-2	0460042800	04060414143829	アザナス 持針器	NH8070-2 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 1.6×12mm 215mm 平ハンドル ラチェット付
NH8070-3	0460042900	04060414143836	アザナス 持針器	NH8070-3 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 1.6×12mm 230mm 平ハンドル ラチェット付
NH8076	0460043000	04060414143867	アザナス 持針器	NH8076 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 140mm 平ハンドル ラチェット付
NH8078	0460043100	04060414143874	アザナス 持針器	NH8078 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 165mm 平ハンドル ラチェット無
NH8079	0460043200	04060414143881	アザナス 持針器	NH8079 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.4×12mm 160mm 丸ハンドル ラチェット無
NH8520	0460043800	04060414144277	アザナス 持針器	NH8520 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 0.4×12mm 230mm 丸ハンドル ラチェット付



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



ダイヤモンドダストチップ


NH8802
NH8804
NH8806
NH8808
NH8810

6/0


製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NH8802	0460043900	04060414144284	アザナス 持針器	NH8802 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 125mm
NH8804	0460044000	04060414144291	アザナス 持針器	NH8804 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 145mm
NH8806	0460044100	04060414144307	アザナス 持針器	NH8806 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 175mm
NH8808	0460044200	04060414144314	アザナス 持針器	NH8808 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 200mm
NH8810	0460044300	04060414144321	アザナス 持針器	NH8810 チタン マイクロ持針器 直 DD ジョー 225mm

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器




7/0- 8/0 6/0- 8/0 6/0- 8/0 5/0- 8/0 5/0- 8/0



5/0 5/0 4/0 6/0 7/0- 10/0 5/0- 6/0 5/0- 6/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NHB4515	0460044700	04060414144529	アザナス 持針器	NHB4515 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 145mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4515S	0460044800	04060414144536	アザナス 持針器	NHB4515S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー ファイン 145mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4525	0460044900	04060414144567	アザナス 持針器	NHB4525 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4525S	0460045000	04060414144574	アザナス 持針器	NHB4525S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー ファイン 185mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4535	0460045100	04060414144598	アザナス 持針器	NHB4535 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4535S	0460045200	04060414144604	アザナス 持針器	NHB4535S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー ファイン 205mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4545	0460045300	04060414144635	アザナス 持針器	NHB4545 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 230mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4545S	0460045400	04060414144642	アザナス 持針器	NHB4545S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー ファイン 230mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4597S	0460045500	04060414144659	アザナス 持針器	NHB4597S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 ライダー TC ジョー 230mm 平ハンドル ラチェット付
NHB5554S	0460050000	040604141446141	アザナス 持針器	NHB5554S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット付
NHB5555	0460050100	040604141446158	アザナス 持針器	NHB5555 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット無
NHB5555S	0460050200	040604141446165	アザナス 持針器	NHB5555S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット付
NHB5556S	0460050300	040604141446172	アザナス 持針器	NHB5556S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 DD ジョー 230mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4627	0460045600	04060414144666	アザナス 持針器	NHB4627 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4705S	0460045700	04060414144673	アザナス 持針器	NHB4705S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 140mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4706S	0460045800	04060414144680	アザナス 持針器	NHB4706S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4707S	0460045900	04060414144697	アザナス 持針器	NHB4707S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4708S	0460046000	04060414144703	アザナス 持針器	NHB4708S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 230mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4715	0460046100	04060414144710	アザナス 持針器	NHB4715 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 140mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4715S	0460046200	04060414144727	アザナス 持針器	NHB4715S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 140mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4725	0460046300	04060414144734	アザナス 持針器	NHB4725 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4725S	0460046400	04060414144741	アザナス 持針器	NHB4725S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4735	0460046500	04060414144758	アザナス 持針器	NHB4735 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4735S	0460046600	04060414144765	アザナス 持針器	NHB4735S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4745	0460046700	04060414144772	アザナス 持針器	NHB4745 マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 230mm 平ハンドル ラチェット無
NHB4745S	0460046800	04060414144789	アザナス 持針器	NHB4745S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 230mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4815S	0460046900	04060414144796	アザナス 持針器	NHB4815S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 140mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4825S	0460047000	04060414144802	アザナス 持針器	NHB4825S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4834S	0460047100	04060414144819	アザナス 持針器	NHB4834S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4835S	0460047200	04060414144826	アザナス 持針器	NHB4835S マイクロトップスカストロビエホ持針器 直 TC ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4915S	0460047300	04060414144840	アザナス 持針器	NHB4915S マイクロトップスカストロビエホ持針器 曲 TC ジョー 140mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4925S	0460047400	04060414144857	アザナス 持針器	NHB4925S マイクロトップスカストロビエホ持針器 曲 TC ジョー 180mm 平ハンドル ラチェット付
NHB4935S	0460047500	04060414144864	アザナス 持針器	NHB4935S マイクロトップスカストロビエホ持針器 曲 TC ジョー 205mm 平ハンドル ラチェット付



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫糸糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

アザナス 持針器



NHB5119



ダイヤモンドダストチップ

ボックスロック



NHB5148S	NHB5127	NHB5125
NHB5148	NHB5147S	NHB5145S
NHB5158S	NHB5147	NHB5145
NHB5158	NHB5357S	NHB5155S
NHB5188S	NHB5357	NHB5155
NHB5188	NHB5157S	NHB5185S
	NHB5157	NHB5185
	NHB5187S	
	NHB5187	
	NHB5287S	

8/0



7/0

5/0

製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NHB5119	0460047600	04060414144932	アザナス 持針器	NHB5119 マイクロデリケート持針器 曲 DD ジョー 180mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5125	0460047700	04060414144949	アザナス 持針器	NHB5125 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 150mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5127	0460047800	04060414144987	アザナス 持針器	NHB5127 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 150mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5145	0460047900	04060414145083	アザナス 持針器	NHB5145 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 180mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5145S	0460048000	04060414145106	アザナス 持針器	NHB5145S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 180mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5147	0460048100	04060414145137	アザナス 持針器	NHB5147 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 180mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5147S	0460048200	04060414145168	アザナス 持針器	NHB5147S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 180mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5148	0460048300	04060414145205	アザナス 持針器	NHB5148 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 180mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5148S	0460048400	04060414145236	アザナス 持針器	NHB5148S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 180mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5155	0460048500	04060414145250	アザナス 持針器	NHB5155 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 205mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5155S	0460048600	04060414145274	アザナス 持針器	NHB5155S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 205mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5157	0460048700	04060414145304	アザナス 持針器	NHB5157 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 205mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5157S	0460048800	04060414145328	アザナス 持針器	NHB5157S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 205mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5158	0460048900	04060414145342	アザナス 持針器	NHB5158 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 205mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5158S	0460049000	04060414145366	アザナス 持針器	NHB5158S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 205mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5185	0460049100	04060414145434	アザナス 持針器	NHB5185 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 220mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5185S	0460049200	04060414145458	アザナス 持針器	NHB5185S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー スリムライン 220mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5187	0460049300	04060414145496	アザナス 持針器	NHB5187 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 230mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5187S	0460049400	04060414145519	アザナス 持針器	NHB5187S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 230mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5188	0460049500	04060414145533	アザナス 持針器	NHB5188 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 230mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5188S	0460049600	04060414145557	アザナス 持針器	NHB5188S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 230mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5287S	0460049700	04060414145977	アザナス 持針器	NHB5287S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 230mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB5357	0460049800	04060414146066	アザナス 持針器	NHB5357 マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 190mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB5357S	0460049900	04060414146080	アザナス 持針器	NHB5357S マイクロオニックス持針器 直 DD ジョー マイクロスリムライン 190mm 丸ハンドル ラチェット付

医療機器届出番号 11B1X00016000265

アザナス 持針器



製品番号	商品コード	GTIN-14	販売名	規格・商品名
NHB7088	0460050400	04060414146219	アザナス 持針器	NHB7088 マイクロ持針器 直 DD ジョー 210mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB7088S	0460050500	04060414146226	アザナス 持針器	NHB7088S マイクロ持針器 直 DD ジョー 210mm 丸ハンドル ラチェット付
NHB7089	0460050600	04060414146240	アザナス 持針器	NHB7089 マイクロ持針器 曲 DD ジョー 210mm 丸ハンドル ラチェット無
NHB7089S	0460050700	04060414146257	アザナス 持針器	NHB7089S マイクロ持針器 曲 DD ジョー 210mm 丸ハンドル ラチェット付

医療機器届出番号 11B1X00016000265



チップサイズ	smooth	0.2	0.3	0.4	0.5
針付縫合糸サイズ	9/0-11/0	6/0-10/0	5/0-8/0	4/0-6/0	3/0 より大きい

