



吸引管 (Suction)

心腔内吸引管 C型


(ペンコ型)



商品コード	販売名	規格/型式	A	B	C	D	E	F	l
0452403100	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.3 45° 径4mm	4	3	10	10	5	220	70
0452403200	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.4 45° 径5mm	5	4	10	10	5	220	70
0452403300	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.5 45° 径7mm	7	5	17	13	10	220	60
0452403400	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.6 45° 径8mm	8	6	17	13	10	260	60
0452403500	心腔内吸引管 C型	ペンコ型No.7 45° 径9mm	9	7	17	13	10	260	60

医療機器届出番号:11B1X00016000168

心腔内吸引管 A型



商品コード	販売名	規格/型式	a 径
0452401100	心腔内吸引管 A型	330mm	10mm

医療機器届出番号:11B1X00016000128

メラ 吸引アダプター ドボン

径3mm 

径4mm 

径5mm 

径6mm 

径7mm 

径8mm  全長

商品コード	販売名	規格/型式	A	適正チューブサイズ(参考)
0452406400	メラ 吸引アダプター ドボン	径3mm 全長16mm	径2.5mm	メラチューブ 1.9mm×3.0mm
0452406500	メラ 吸引アダプター ドボン	径4mm 全長24mm	径4mm	トアロン 2.5mm×5.5mm
0452406600	メラ 吸引アダプター ドボン	径5mm 全長28mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm
0452406300	メラ 吸引アダプター ドボン	径6mm 全長30mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm
0452406200	メラ 吸引アダプター ドボン	径7mm 全長37mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm
0452406100	メラ 吸引アダプター ドボン	径8mm 全長43mm	径6mm	シリコンチューブ 4mm×6mm

医療機器届出番号:11B1X00016000170