


剪刀 (Scissors)

メラ 剪刀

■ 心臓血管外科用剪刀 (Super Cut: スーパーカット)

鋭利なブレード形状により、スムーズな切開と剥離を可能にしています。
滑りやすい組織に対しても安定した切開性能を提供いたします。



商品コード	販売名	規格/型式
0451825800	メラ 剪刀	MSC-CC18 心臓血管外科用剪刀 スーパーカット 曲 18cm
0451825900	メラ 剪刀	MSC-CC20 心臓血管外科用剪刀 スーパーカット 曲 20cm
0451826000	メラ 剪刀	MSC-CC23 心臓血管外科用剪刀 スーパーカット 曲 23cm

医療機器届出番号: 11B1X00016000261

プロテクションカバー (Protection Cover)

薬事非該当品

穴あきタイプ

- 手術器具の先端を保護します。
- キャップをしたままオートクレーブ滅菌 (132°C) EOG滅菌可能です。



緑 オレンジ 黄 赤 緑 青 白

商品コード	型式	形状
0458006100	TPG-01	白 1.6mm×19mm
0458006200	TPG-02	青 2.0mm×19mm
0458006300	TPG-03	緑 2.8mm×19mm
0458996400	TPG-04	赤 3.2mm×25.4mm
0458006500	TPG-05	黄 4.8mm×25.4mm
0458006600	TPG-06	オレンジ 9.5mm×25.4mm
0458006700	TPG-07	緑 15.9mm×25.4mm

剪刀 (Scissors)

メラ 剪刀



MSC-SC14



MSC-PC12
MSC-PC13



MSC-OC115



商品コード	販売名	規格/型式
0451806300	メラ 剪刀	MSC-SC14 外科用剪刀 曲 14cm
0451806400	メラ 剪刀	MSC-PC12 形成外科用剪刀 曲 12cm
0451806500	メラ 剪刀	MSC-PC13 形成外科用剪刀 曲 13cm
0451806600	メラ 剪刀	MSC-OC115 眼科用剪刀 曲 11.5cm

医療機器届出番号: 11B1X00016000261

メラ 剪刀 メツエンバーム


繊細な組織の剥離や組織の切断

- シャープな切れ味
- 高い操作性



■ 切れ味テスト

医療用ガーゼ5枚重ね 10,000回テスト



綿100%

商品コード	販売名	規格/型式
0451821400	メラ 剪刀	MSC-MC18 メツエンバーム剪刀 曲 18cm
0451821500	メラ 剪刀	MSC-MC20 メツエンバーム剪刀 曲 20cm
0451821600	メラ 剪刀	MSC-MC23 メツエンバーム剪刀 曲 23cm

医療機器届出番号: 11B1X00016000261

メラ 外科剪刀 ネジ止



商品コード	販売名	規格/型式
0451805100	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 145mm
0451804900	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 160mm
0451804700	メラ 外科剪刀 ネジ止	直 両鈍 185mm
0451805000	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 145mm
0451804800	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 160mm
0451804600	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 185mm
0451804400	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 200mm
0451804200	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 220mm
0451804000	メラ 外科剪刀 ネジ止	反 両鈍 230mm

医療機器届出番号:11B1X0001600035

メラ メーヨ剪刀 ネジ止 反/直




商品コード	販売名	規格/型式
0451810100	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 140mm
0451810300	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 160mm
0451810500	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 185mm
0451810700	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	反 200mm

商品コード	販売名	規格/型式
0451810000	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 140mm
0451810200	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 160mm
0451810400	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 185mm
0451810600	メラ メーヨ剪刀 ネジ止	直 200mm

医療機器届出番号:11B1X0001600034

剪刀 (Scissors)


メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止 直



商品コード	販売名	規格/型式
0451820000	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	直 145mm

医療機器届出番号:11B1X00016000036

メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止 反



商品コード	販売名	規格/型式
0451820100	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 145mm
0451820300	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 160mm
0451820500	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 185mm
0451820700	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 195mm
0451820900	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 210mm
0451821100	メラ メッツェンバーム剪刀 ネジ止	反 230mm

医療機器届出番号:11B1X00016000036