


メラ リトラクター (Retractor)

メラ メラ抗研式肩胛骨鈎



商品コード	販売名	規格/型式
0452033800	メラ 抗研式肩胛骨鈎	大 95×27mm
0452033700	メラ 抗研式肩胛骨鈎	小 93×23mm

医療機器届出番号:11B1X00016000081

メラ 脳ペラ



商品コード	販売名	規格/型式	幅
0452035500	メラ 脳ペラ	A(特大) 180mm	20mm
0452035400	メラ 脳ペラ	B(大) 170mm	16mm
0452035300	メラ 脳ペラ	C(中) 160mm	15mm
0452035200	メラ 脳ペラ	D(小) 150mm	10mm
0452035100	メラ 脳ペラ	E(極小) 150mm	6mm

医療機器届出番号:11B1X00016000077

※本品の材質は銅です。表面にメッキ等の仕上げを施していませんので、洗浄、滅菌等の影響で表面が変色(酸化被膜等)する場合がありますが、製品の劣化や人体への影響はありませんので、予めご了承頂きますようお願いいたします。

メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)



商品コード	販売名	規格/型式	幅
0452036100	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.1 330mm	15mm
0452036200	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.2 330mm	20mm
0452036300	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.3 330mm	25mm
0452036400	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.4 330mm	30mm
0452036500	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.5 330mm	35mm
0452036600	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.6 365mm	40mm
0452036700	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.7 365mm	45mm
0452036800	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.8 365mm	50mm
0452036900	メラ 柔軟ペラ(腸ペラ)	No.9 365mm	60mm

医療機器届出番号:11B1X00016000076

※本品の材質は銅です。表面にメッキ等の仕上げを施していませんので、洗浄、滅菌等の影響で表面が変色(酸化被膜等)する場合がありますが、製品の劣化や人体への影響はありませんので、予めご了承頂きますようお願いいたします。