

 Anesthesia

気管切開チューブ

# メラ ソフィット クリア(T)

Tracheostomy Tube MERA SOFIT CLEAR (T)

気管切開チューブの固定用テープをあらかじめ装着しました。



## メラ ソフィット クリア (T)



■セットされた状態

- メラ ソフィット クリアのネックプレートに綿テープを装着した製品をご用意いたしました。  
(型式がCS(カフ・吸引付)タイプのみ)

### ■特長

- ネックプレートに綿テープを結ぶ作業がなくなりますので、気管切開チューブの交換時間が短縮できます。
- 綿テープは挿入の邪魔にならないように小さくまとめています。さらに汚れ防止としてビニル袋に入れられています。
- 綿テープは頸部への圧迫を軽減できる幅広(15mm幅)のテープを採用しています。
- メラコルゲート内カニューレを組み合わせて使用できます。カニューレ内腔の開存性、メンテナンスを向上できます。  
(クリア内径7~9の5サイズに対応)

コード番号	JAN コード (14)	販売名	規格 / 型式	包装 (数量)
0043015800	04806019611819	メラ ソフィット クリア	C-6CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043015900	04806019611826	メラ ソフィット クリア	C-7CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016000	04806019611833	メラ ソフィット クリア	C-7.5CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016100	04806019611840	メラ ソフィット クリア	C-8CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016200	04806019611857	メラ ソフィット クリア	C-8.5CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016300	04806019611864	メラ ソフィット クリア	C-9CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱
0043016400	04806019611871	メラ ソフィット クリア	C-10CS (T) (カフ・吸引付、紐付タイプ)	1本 / 箱

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■問い合わせ先: 本社商品企画 TEL.03-3812-3254 FAX.03-3812-4613

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

製造業者

**MERASENKO CORPORATION**

国名: フィリピン

### 注意

実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。  
●管理医療機器 ●一般的名称: 単回使用気管切開チューブ ●医療機器届出番号: 21500BZY00462000  
●2021/8月/500 ●不許複製 ●S-1 ●A-89 ●BA-0294-03 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)