

OPIスターナルリトラクター

Sternal Retractor



2種類のリトラクターと4種類のブレードを取り揃えております。
リトラクター1台につき、ご希望のブレード1セットが付属します。

■リトラクター



02-2900

品番	サイズ(Spread×Arms)
02-2900	135mm×200mm
02-0300	218mm×200mm

■ブレード



100mm長

28mm長

品番	サイズ(長さ×深さ)	内容
0203-30.28	28mm×30mm	4個/セット
0203-40.28	28mm×40mm	4個/セット
0203-30.100A	100mm×30mm	2個/セット
0203-40.100A	100mm×40mm	2個/セット

開胸器にディスプレイザブルのスーチャーオーガナイザー
をセットすることで、スーチャーホルダーとして
ご使用いただけます。



スーチャーオーガナイザー
06-0101



リトラクター	ブレード	商品名	商品コード	JANコード
02-2900	0203-30.28	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-30.28	0461906800	4544753140058
	0203-30.100A	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-30.100A	0461906900	4544753140065
	0203-40.28	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-40.28	0461907000	4544753140072
	0203-40.100A	OPI スターナルリトラクター 02-2900+0203-40.100A	0461907100	4544753140089
02-0300	0203-30.28	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-30.28	0461907200	4544753140096
	0203-30.100A	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-30.100A	0461907300	4544753140102
	0203-40.28	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-40.28	0461907400	4544753140119
	0203-40.100A	OPI スターナルリトラクター 02-0300+0203-40.100A	0461907500	4544753140126
		OPI OPCAB プロシージャーシステム スーチャーオーガナイザー 06-0101*	0461908800	4544753140256

販売名: OPIスターナルリトラクター 届出番号: 11B1X00016000241

*販売名: OPI OPCAB プロシージャーシステム 認証番号: 301ADBZX00082000

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社

■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

製造業者

OPI OplInstruments ドイツ

注意 実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになつてからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/3月/500 ●不許複製 ●F-2 ●D-163 ●BH-0474-01 www.mera.co.jp