

OPI OPCAB プロシーチャーシステム

# OPIスタビライザー/OPIポジショナー

---



## コストパフォーマンスに優れたディスポーザブルOPCABシステム

商品名	商品コード	品番	JANコード
OPCAB スタビライザー Type B	0461908100	02-0101+010302	4544753140188
OPCAB ポジショナー	0461908200	02-0101+010201	4544753140195

販売名: OPI OPCAB プロシージャースystem 認証番号: 301ADBZX00082000

### ■OPCAB スタビライザー Type B

02-0101 + 010302



■マリアブルフットは、心臓の曲面に合わせた形状に変更することができます。

■スタビライザーアタッチメントは、左回旋枝や後下行枝の吻合に適した角度で使用できます。

■ボールジョイントで接続されたポジショナーカップは動きの自由度が高く、吻合に適した位置で心臓を保持することができます。

■OPCABスタビライザー、OPCABポジショナーには、サクシジョンチューブが付属します。(キャニスターは付属しません。)

■OPCABスタビライザーとOPCABポジショナーのチューブに取り付けられている三方活栓のコックは、同時に使用する際に区別できるように色分けされています。

### ■OPCAB ポジショナー

02-0101 + 010201



■クランプを固定するマウントレバーは、左右どちら側に回してもクランプをロックできます。



製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

■問い合わせ先: 本社商品企画: TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・南九州

製造業者

**OPI OpInstruments** ドイツ

**注意** 実際のお取り扱いの際には添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外觀及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2022/3月/1000 ●不許複製 ●F-2 ●D-170 ●BH-0479-01 [www.mera.co.jp](http://www.mera.co.jp)