

Roller-pump Driver

メラローラポンプドライバ



Roller-pump Driver


メラローラポンプドライバ

特徴

- ・メラ人工心肺装置HASⅢで使用しているローラポンプをHASⅢ本体を介さずに駆動します。
- ・非常時用のローラポンプとしてもご活用ください。

仕様

■ 型式	HASⅢ-PD
■ 電源	AC100V 50/60Hz
■ 電源入力	200VA
■ 本体寸法(W×D×H)	180mm×480mm×270mm
■ 質量	16kg (本体のみ:7kg)
■ バッテリ	なし



本体

ローラポンプ

■ 型式	HASⅢ-P150S
■ ポンプヘッド径	φ150
■ 適用チューブ	軟質塩化ビニールチューブ 内径6.4～12.7mm 肉厚1.5～2.4mm
■ 回転数	0～250rpm

■ 型式	HASⅢ-P100S
■ ポンプヘッド径	φ100
■ 適用チューブ	軟質塩化ビニールチューブ 内径2.5～9.6mm 肉厚1.5～2.4mm
■ 回転数	0～250rpm

■ 型式	HASⅢ-P75S
■ ポンプヘッド径	φ75
■ 適用チューブ	軟質塩化ビニールチューブ 内径2.5～6.4mm 肉厚1.0～1.6mm
■ 回転数	0～200rpm

構成部品



ポンプリモコン



ポンプリモコンケーブル



ポンプヘッドケーブル



ポンプヘッド

※注意：
プログラムのバージョンにより、
互換性のない組み合わせがあります。

商品コード	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	許認可番号
0200341600	4544753190602	メラローラポンプドライバ	HASⅢ-PD	1台	30400BZX00160000

製造販売業者

MEARA 泉工医科工業株式会社 www.mera.co.jp

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先: 商品企画本部 TEL.03-3812-3254

注意 ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
● 2022/10月/2000 ● 不許複製 ● D-176 ● F-1 ● BH-0493-01

お問い合わせ

