


ANTE FLEX[®]

体外循環用カニューレ フレックスメイト アンテフレックス[®] 型式 ANKN




安全で挿入しやすい先端チップ

- 挿入時の抵抗を低減するため、先端チップと挿入針の段差を極力少なくしました。
- 先端チップから出る挿入針の長さを必要最小限とすることで安全性を高めました。



進化する手術に適合した4種類のラインナップ構成



開心術で実績のある従来品のANKN-11-MV-ZA、ANKN-12-V-ZAとMICS手術向けのロングタイプANKN-11-MVSに加え、ロボット手術や内視鏡下MICS手術等、更に小切開化が進む現代の手術において術野の確保と使いやすさを追求した、ロングタイプ・ベントライン無しの仕様のANKN-11-MSが新登場しました。

製品仕様

仕様

型式	チップ外径	全長	挿入針	ライン構成
ANKN-12-V-ZA	12G(2.7mm)	155mm	16G(1.7mm)	ベントライン
ANKN-11-MV-ZA	11G(3.0mm)	215mm		ベントライン・圧モニタリングライン
ANKN-11-MVS				ベントライン・圧モニタリングライン
ANKN-11-MS				圧モニタリングライン

製品一覧

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	承認番号
0250206200	4806019615220	体外循環用カニューレ フレックスメイト	ANKN-12-V-ZA	1本/袋	20300BZZ00510000
0250205900	4806019615190		ANKN-11-MV-ZA		
0250215900	4806019616197		ANKN-11-MVS		
0250227200	4806019617866		ANKN-11-MS		

■保険償還機能分類:体外循環用カニューレ(1)成人用②心筋保護用カニューレ ア ルート

製造販売業者

MERA 泉工医科工業株式会社 www.mera.co.jp

■問い合わせ先:商品企画本部:TEL.03-3812-3254

注意

実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読みになつてからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
●2023/4/3000 ●不許複製 ●S-1 ●D-180 ●BH-0503-01

お問い合わせ

