

 Anesthesia

メラ呼吸回路セット

Breathing Circuit Set




メラ呼吸回路セット

全身麻酔時に必要となる呼吸回路周辺用具を1つにパッケージしました。
 “医療従事者の作業時間の軽減”、“確実性”、“コストダウン” が得られます。

(例) 型式:FL120/30-WHN

構成品




F回路ライト FL120/30



MF-MS-N (滅菌済)



エルボコネクタ



呼吸バッグ3L

回路長さ:160cm

MF-MS-N(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量:150~1000mL

構成品全て接続時:コンプライアンス:1.3mL/hPa 死腔量:37mL

■メラ呼吸回路セット(F回路ライト FL)


商品コード	JANコード	型式	構成品			
			呼吸回路、()内長さ	人工鼻(HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ
0020014401	4806019610836	FL120/30-WHN	FL120/30(160cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ
0020014801	4806019610874	FL150/30-WHN	FL150/30(190cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ
0020500901	4806019611970	FL180/30-Wα	FL180/30(220cm)	なし	3L※	なし

販売単位:10袋/箱(包装:1セット/袋) 認証番号:226ADBZX00213000 クラス分類:II
 麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※ビニル袋を使用しない

(例)型式:YA-120-WHN

構成品



パラレルY呼吸回路YA-120



MF-MS-N(滅菌済)



エルボコネクタ



呼吸バッグ3L

回路長さ:120(150)cm

MF-MS-N(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量:150~1000mL

構成品全て接続時:コンプライアンス:1.6(2.2)mL/hPa 死腔量:42mL

※()内は、YA-150-WHNを示す

■メラ呼吸回路セット(パラレルY呼吸回路 YA)

商品コード	JANコード	型式	構成品			
			呼吸回路、()内長さ	人工鼻(HMEF)	呼吸バッグ	プリージングコネクタ
0020012901	4806019611406	YA-120-WIN	YA-120(120cm)	MF-MB-N	3L	エルボコネクタ
0020013201	4806019611437	YA-150-WHG	YA-150(150cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ(GS)
0020014201	4806019610812	YA-120-WHN	YA-120(120cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ


販売単位:10袋/箱(包装:1セット/袋) 認証番号:226ADBZX00213000 クラス分類:II
 麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※ピニル袋を使用しない

小人用呼吸回路のパッケージ製品をご用意いたしました。


(例)型式: YP-90-ULN

構成品



(例)型式: YP-120-VM

構成品



■メラ呼吸回路セット(パラレルY呼吸回路 YP)


商品コード	JANコード	型式	構成品			
			呼吸回路、()内長さ	人工鼻(HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ
0020013901	4806019611505	YP-120-VM	YP-120(120cm)	MF-SB-N	2L	なし
0020014101	4806019611529	YP-90-ULN	YP-90(90cm)	MF-SS-N	1L	エルボコネクタ

販売単位: 10袋/箱(包装: 1セット/袋) 認証番号: 226ADBZX00213000 クラス分類: II
 麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※ビニル袋を使用しない

(例) 型式: YAR-150-WHN

構成品



回路長さ: 120(150)cm

MF-MS-N(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量: 150~1000mL

構成品全て接続時: コンプライアンス: 1.4(1.5)mL/hPa 死腔量: 40mL

※()内は、YAR-150-WHNを示す

※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

(例) 型式: YAR-200-AG

構成品



回路長さ: 150cm

MF-MS(単回使用人工鼻用フィルタ) 一回換気量: 150~1000mL

構成品全て接続時: コンプライアンス: 1.5mL/hPa 死腔量: 40mL

※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

■メラ呼吸回路セット(セレクトY呼吸回路 YAR)

商品コード	JANコード	型式	構成品			
			呼吸回路、()内長さ	人工鼻(HMEF)	呼吸バッグ	ブリージングコネクタ
0020014601	4806019610850	YAR-150-WHN	YAR-150(150cm)	MF-MS-N	3L	エルボコネクタ
0020500701	4806019611796	YAR-200-AG	YAR-200(200cm)	MF-MS	なし	エルボコネクタ(GS)

販売単位: 10袋/箱(包装: 1セット/袋) 認証番号: 226ADBZX00213000 クラス分類: II
 麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※ビニル袋を使用しない


※上記の型式一覧以外にも、受注生産品として様々な組み合わせの呼吸回路セットをご提案できます。

関連製品

セレクトY呼吸回路

患者口元のYピースと吸気、呼気の蛇管の着脱が可能です。

(22mmテーパ接合)



■セレクトY呼吸回路

商品コード	JANコード	型式	構成品	回路長さ (cm)	コンプライアンス (mL/hPa)
0020024401	4806019610577	YAR-90-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	90	0.9
0020024501	4806019610584	YAR-120-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	120	1.3
0020024601	4806019610591	YAR-150-N	エルボコネクタ(ポート無)	150	1.5
0020024701	4806019610607	YAR-200-N	エルボコネクタ(ポート無)	200	2.1
0020024801	4806019610614	YAR-300-N	エルボコネクタ(ポート無)	300	3.1
0020024901	4806019610621	YAR-500-N ※	エルボコネクタ(ポート無)	500	5.2
0020023301	4806019610461	YAR-120-G ※	エルボコネクタ(ギアードスイベル)	120	1.3
0020023901	4806019610522	YAR-120-S ※	エルボコネクタ(ポート付)	120	1.3

※受注生産品

販売単位：(長さ90~200cm) 5袋/箱、(長さ300、500cm) 2袋/箱 (包装：1本/袋)

認証番号：226ADBZX00201000


麻酔回路と呼吸回路の両方でご使用いただけます。

※出荷時は、患者口元のYピースと呼吸管のコネクタは接続されています。

F回路ライト

『軽費・軽量・軽快』を追求した同軸型呼吸回路です。

- 同軸管は、外径25mmの呼吸管を採用しています。
- 頭頸部、口腔内手術や特殊な体位の手術において、広い視野を得る事が出来ます。
- 誤接続防止のため、吸気側蛇管のソケット(緑)、呼気側蛇管のソケット(白)を色別化しています。
- 透明な患者側口元エルボコネクタにはサンプリングポートを設けています。



■F回路ライト

商品コード	JANコード	型式	構成品	回路長さ (cm)	コンプライアンス (mL/hPa)
0020011501	4806019604439	FL45/90※	エルボコネクタ(ポート付)	140	1.5
0020011401	4806019604422	FL90/30	エルボコネクタ(ポート付)	130	1.0
0020011301	4806019604415	FL120/30	エルボコネクタ(ポート付)	160	1.2
0020011201	4806019604408	FL150/30	エルボコネクタ(ポート付)	190	1.4
0020011101	4806019604392	FL180/30	エルボコネクタ(ポート付)	220	1.6

販売単位：5袋/箱 (包装：1本/袋) 承認番号：22100BZX00058000

※受注生産品

製造業者

MERASENKO CORPORATION (国名：フィリピン)

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社 www.mera.co.jp

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先 商品企画本部 TEL.03-4283-1005

■ 常々研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

■ 実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

● 2023/11月/1000 ● 不許複製 ● S-3 ● A-75 ● BA-0252-05

お問い合わせ

