

obi

食事介助ロボット

好きなものを自分のペースで



INDEPENDENT EATING

食事の楽しみをいつまでも

User's Voice



”Obi を使ってランチルームで友達と一緒に みんなが食べている
ものと同じものを 自分のペースで食べています“

-Mathieu, Tenley の父より

“初めて Obi を使った時涙が出るほど感動しました。
妻が横ではなく向かい合って座り自ら食事を摂る事ができ
同時に妻も食事を楽しむ事ができるからです。”

- David



“食事というものは
決して日々の課題とか
乗り越える試練など
ではありません。”

-John



“Obi は
僕の大切な親友！”

- Will



“私は Obi により自分で食事をすることができます。
看護助手さんは何人もの人に同時に
食事介助をする必要がありました。
その順番を待つ必要もなくなりました。
看護助手さんが最初にセットアップするだけで、
私は自分のペースで食事ができ、
看護助手さんの負担も軽減されます。”

- Robert at (Atrium Health)



「もう当たり前を諦めない」

向かい合って食事を食べる。

自分のペースで食事を口に運ぶ。

好きな順番で食べる。

食事介助を受ける必要のある
何百万人もの方々に寄り添いたい
そんな気持ちから生まれた製品です



Obi を安全かつ正常に操作する能力

補助なしで咀嚼、嚥下する能力を持っている必要があります。


使い方は簡単 3 step



1. 設定



2. 食べる



3. 片付け

食べ物をしっかりすくう！

分量やスプーンの角度の設定、スプーンの拭き取り、残った食べ物を集めることができます



ベストポジション設定

スプーンの位置は数秒でセッティング可能



簡単なスイッチ操作

使用者の身体状況に合わせ
スイッチのカスタマイズが可能



簡単なお手入れ

セッティングは簡便で食器類は食洗機 OK



軽量&ポータブル

重さは約 3.5 kg、バッテリーを搭載



MEET OBI

——— 最先端かつシンプルで効率よく ———

- ✓ 食事の時間を **楽しく** リラックスしたものに
- ✓ **大切な人と一緒に** 食事をする
- ✓ 介護者の **負担を軽減**

食べたい物を 自分のペースでコントロール

プレートの4つの区画より食べたいものを選択し
好きなタイミングで口元まで運ぶことができます



obi の由来…

Obeisance (オベイセンス)

= 敬意や尊敬を示すための 行動や姿勢を意味します

製品説明動画



obi は電源立ち上げ時にユーザー様へ礼儀正しくお辞儀をいたします

今日なに食べようかな？

What did you eat today?

盛り付け例



製品仕様

■希望小売価格	¥1,950,000(税別)
■寸法	30.5 cm × 40.2 cm × 45 cm
■重量	3.49 kg
■プレート容量 (最大充填線まで)	118ml (1区画当たり)
■最大モーター速度	20RPM
■最大出力	68W
■バッテリー	リチウムイオン (49Wh/3.2Ah)
■バッテリー持続時間	2～5時間
■スイッチコネクタ	3.5 mmモノラル

標準付属品

- ① 押しボタンスイッチ..... 2個
- ② スプーン 4種..... 各1本
- ③ プレート..... 1個
- ④ プレースマット..... 1個
- ⑤ 充電器..... 1本



製品取扱

	スプーン	プレート	プレースマット
 食洗機	○	○	○
 電子レンジ	×	○ *600w以下	×

製造元

DESIGN LLC 国名:アメリカ

販売元

MEIRA 泉工医科工業株式会社 <https://www.mera.co.jp/>

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

●2025/9月/1000 ●不許複製 ●A-138 ●GR-4

お問い合わせ

