

Cardiotomy Reservoir


メラ リザーバ HCR-2F/HCR-2FP




Cardiotomy Reservoir

メラ リザーバ HCR-2F/HCR-2FP

- 視認性を高めるため、リザーバ側面の3ヶ所に目盛りラベルを貼付しました。
- 孔径が均一で安定したろ過能力を持つ、スクリーンフィルタを搭載しました。
- 補体活性化・血小板粘着・タンパク吸着を抑制するメラ高分子コーティングSECを適用しました。
(HCR-2FP)



■メラ高分子コーティングSEC



仕様

規格 / 型式	HCR-2F	HCR-2FP
コーティング	-	SEC1
最大血液容量	2000mL	
最高血液流量	5L/min	
貯血槽	ポリカーボネート	
吸引血フィルタ	スクリーン (孔径38 μ m:ポリエチレンテレフタレート)	
除泡網	ポリウレタン	
ポート	吸引血入口ポート: 6.4mm (1/4") と 9.5mm (3/8") 兼用×4 薬液注入ポート : ルアーポート (スクリーンフィルタ内) ×3 : ルアーポート (スクリーンフィルタ外) ×2 急速充填ポート : 6.4mm (1/4") ×1 : 9.5mm (3/8") ×1 血液出口ポート : 9.5mm (3/8") ×1 ガスベントポート : 6.4mm (1/4") ×1	

専用ホルダー



■メラリザーバ2Lホルダー [商品コード: 0230300100]

コード番号	JANコード(13)	販売名	規格/型式	包装(数量)	認証番号
0230200200	4544753030137	メラ リザーバ	HCR-2F	1個/箱	20200BZZ00929000
0230200000	4544753066822		HCR-2FP	1個/箱	20200BZZ00929000

製造販売業者

MEIRA 泉工医科工業株式会社

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

■お問い合わせ先: 泉工医科工業株式会社 商品企画本部 TEL 03-4283-1005

<https://www.mera.co.jp/>

注意 ご使用前に必ず電子添付文書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●2024/7月/300 ●不許複製 ●D-80 ●GR-1 ●BH-0257-02

お問い合わせ

