


MERA Suction Devices


メラ・サッカー



特長

- 使用用途に応じた2種類の管内径(4.0mm、3.0mm)をラインナップ
- 管内径4.0mmモデルは、ポリカーボネート製とステンレス鋼製をラインナップ
- 握りやすい円柱状のグリップ
- 弊社人工心肺回路にも組み込み可能

製品ラインナップ



仕様

商品コード	JANコード(13)	販売名	規格/型式	嘴管材質	嘴管角度	管内径	ポート径	包装(数量)	認証番号
0251500100	4544753038546	メラ・サッカー	DS-L1	ポリカーボネート	130°	4.0mm	3/8・1/4inch	1本/袋	16100BZZ00645000
0251500500	4544753067911		DS-L1S	ステンレス鋼	145°				
0251500300	4544753038560		DS-S1		130°	3.0mm			

製造販売業者


MERAS 泉工医科工業株式会社
 www.mera.co.jp

■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: 商品企画本部: TEL.03-3812-3254



実際のお取り扱いの際には電子添付文書をよくお読み
 になってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、外観及び仕様の一部は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
 ●2023/4/1000 ●不許複製 ●S-2 ●D-90 ●BH-0251-02

お問い合わせ

