


# メラチューブホルダ (気管切開チューブ用)


## MERA Tube Holder

- 新生児から成人まで対応できる3サイズをご用意しました。
- ナイロンバンド部の幅は長さに適した幅にしました。
- 出荷単位は5個/袋です。在宅患者様にもお求め易くなりました。



サイズL  
サイズM  
サイズS

**形状、寸法**



3mm  
A  
面ファスナー  
面ファスナー  
C  
B


|            | サイズS    | サイズM    | サイズL    |
|------------|---------|---------|---------|
| 全長A(ナイロン部) | 340     | 460     | 490     |
| 太い部分の長さB   | 120     | 170     | 280     |
| 太い部分の幅C    | 27      | 29      | 34      |
| 使用可能長さ※1   | 140~220 | 180~320 | 290~390 |

(単位:mm)

**製品仕様**

| 商品コード      | 商品名                   | 包装単位 | JANコード         |
|------------|-----------------------|------|----------------|
| 0043103401 | メラチューブホルダS(気管切開チューブ用) | 5個/袋 | 14544753007914 |
| 0043103501 | メラチューブホルダM(気管切開チューブ用) | 5個/袋 | 14544753007891 |
| 0043103601 | メラチューブホルダL(気管切開チューブ用) | 5個/袋 | 14544753007884 |

クラス分類:医療用雑品



※1 頸部外周長さには、ご使用になる気管切開チューブのネックプレート(フランジ)の左右のテープ通し穴の距離を加算してください。

ソフィットシリーズの左右のテープ通し穴の距離

- ソフィットフレックス:約70mm
- ソフィットクリア :約70mm
- ソフィット(大人用) :約75mm
- ソフィット(小児用) :約53mm
- ソフィット(新生児用) :約43mm

**注意**

- 面ファスナーは直接皮膚に接触させないでください。
- 面ファスナーを本体のナイロンの太い部分以外に貼り合わせないでください。
- 強い力で引っ張ると面ファスナーとナイロンの貼り合わせが外れることがあります。

製造販売業者

**MERA 泉工医科工業株式会社**

■ 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■ 問い合わせ先(本社商品企画): TEL.03-4283-1005 FAX.03-3834-7001

■ 営業拠点: 札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・松本・新潟・東京支店・つくば・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

■ 常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 ●2019/9月/1000 ●不許複製 ●A-31 ●S-6 ●BA-0042-03 [www.mera.co.jp/](http://www.mera.co.jp/)